

PHILIPS

sonicare

Ładowana szczoteczka
do zębów

FlexCare Platinum

3 programy, 3 poziomy
intensywności

2 główki szczoteczki

Z czujnikiem nacisku

Stacja dezynfekująca UV

HX9142/10



Wyjątkowo skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów*

Dzięki dziewięciu wyjątkowym opcjom szczotkowania, intuicyjnemu czujnikowi nacisku i zaawansowanej technologii główki szczoteczki, szczoteczka Philips Sonicare FlexCare Platinum wykracza poza tradycyjne czyszczenie, aby zapewnić niezwykle skuteczne usuwanie płytki nazębnej i poprawić zdrowie dziąseł.

Helps you meet recommended brushing guidelines

- Ostrzega, gdy szczotkujesz zbyt mocno
- Minutniki sprzyjające dokładnemu szczotkowaniu

Offers a customized brushing experience

- Możliwość dostosowania trybu i intensywności czyszczenia

Provides an exceptional clean for teeth and gums

- Technologia soniczna zapewniająca lepszy stan zdrowia jamy ustnej
- Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów
- Udowodniona klinicznie poprawa zdrowia dziąseł w 2 tygodnie
- Nowa główka szczoteczki InterCare umożliwiająca zaawansowane czyszczenie przestrzeni międzyzębowych

Fits your lifestyle

- Długa żywotność akumulatora oraz futerał podróżny
- Poręczny futerał podróżny i ładowarka

Zalety

9 pełnych programów mycia zębów



Szczoteczka soniczna FlexCare Platinum oferuje trzy różne tryby — czyszczenie, wybielanie i ochrona dziąseł — oraz trzy ustawienia intensywności: niskie, średnie i wysokie. Dzięki mnogości opcji sposób czyszczenia zębów można dostosować do konkretnych potrzeb użytkownika.

Poprawa zdrowia dziąseł w 2 tygodnie



Badania kliniczne dowiodły, że szczoteczka FlexCare Platinum zapewnia poprawę zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie. Specjalny tryb Gum Care umożliwiający skoncentrowane czyszczenie pozwala zredukować zapalenie i ograniczyć krwawienia z dziąseł.

Technologia główki szczoteczki InterCare



Wyposażona w bardzo długie włosie nowa główka szczoteczki InterCare pozwala dotrzeć głęboko pomiędzy zęby i czyścić je wzdłuż linii dziąseł. Zaawansowana technologia czyszczenia pomaga usuwać płytkę nazębną i polerować zęby, a sygnalizujące zużycie włoski błakną, gdy konieczna jest wymiana główki szczoteczki.

Technologia soniczna




W przeciwieństwie do tradycyjnych elektrycznych lub akumulatorowych szczoteczek do zębów szczoteczka Philips Sonicare wykorzystuje opatentowaną technologię soniczną. Wyjątkowy, dynamiczny sposób czyszczenia szczoteczki Sonicare polega na kierowaniu płynu między zęby, co umożliwia delikatne i skuteczne usunięcie płytki nazębnej spomiędzy nich oraz wzdłuż linii dziąseł.

Docieranie głęboko między zęby



Szczoteczka FlexCare Platinum dociera głęboko między zęby, umożliwiając skuteczne usuwanie płytki nazębnej. Badania kliniczne wykazały, że szczoteczka usuwa nawet 7 razy więcej płytki nazębnej spomiędzy zębów niż tradycyjna ręczna szczoteczka.

Intuicyjny czujnik nacisku




Szczoteczka FlexCare Platinum jest wyposażona w wyjątkowy, intuicyjny czujnik nacisku, który pozwala unikać zbyt mocnego szczotkowania. Uchwyt szczoteczki delikatnie wibruje, sygnalizując, że główka jest zbyt mocno dociskana do zębów.

Zaprojektowano z myślą o Twoim stylu życia



Wysokiej jakości futerał podróżny umożliwia higieniczne przechowywanie szczoteczki do zębów, a kompaktowa ładowarka podróżna pozwala doładować urządzenie, gdy przebywasz poza domem. Jedno pełne ładowanie wystarcza na regularne użytkowanie przez dwa tygodnie, więc nawet gdy jesteś w podróży, nie musisz rezygnować z uczucia świeżości.

Quadpacer i SmartTimer



Szczoteczka FlexCare Platinum jest wyposażona w dwa minutniki, które sprzyjają dokładnemu szczotkowaniu zębów. Zegar okresowy Quadpacer sygnalizuje konieczność przejścia do kolejnej strefy jamy ustnej, a zegar SmartTimer pomaga pamiętać o szczotkowaniu przez 2 minuty, czyli czas zalecany przez dentystów.

Futerał podróżny i ładowarka



Szczoteczkę soniczną FlexCare Platinum można z łatwością zabrać w podróż — zestaw zawiera opakowanie podróżne i niewielkich rozmiarów ładowarkę.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Czas pracy baterii: Do 3 tygodni**

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Biały z metalicznym panelem przednim

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Podświetlany wyświetlacz

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Końcówki: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 3 tygodni**

Elementy zestawu

Rączki: 1 FlexCare Platinum

Ładowarka: 1

Końcówki szczoteczki: 1 InterCare — standardowa, 1 InterCare — mała

Etui podróżne: 1

Stacja dezynfekująca UV

Skuteczność czyszczenia

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej*

Czujnik siły nacisku: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Usuwanie przebarwień: Pomoc w naturalnym usuwaniu przebarwień

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i Smartimer

Tryby

3 poziomy intensywności: Niski, Średni, Wysoki

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Ochrona dziąseł: Delikatny masaż dziąseł

Biały: Usuwanie przebarwień



* W porównaniu z ręczną szczoteczka do zębów

** w przypadku dwóch 2-minutowych cykli czyszczenia dziennie (w programie czyszczenia)