

PHILIPS

sonicare

2 sonické elektrické
zubní kartáčky

HealthyWhite

3 režimy čištění

2 kartáčkové hlavice

HX6730/33



Bělejší a zdravější zuby

Každému se líbí zářivě bílý úsměv. Nechte vyniknout přirozenou bělost svých zubů. Elektrický kartáček Philips Sonicare HealthyWhite HX6730/33 při pravidelném používání v režimu Clean & White během dvou týdnů prokazatelně odstraní každodenní nečistoty.

Proven to improve oral health

- Přirozeně bělejší zuby díky unikátní sonické technologii
- Zubní kartáček Philips Sonicare pomáhá zesvětlovat zuby
- Režim Sensitive: čištění šetrné k zubům a dásním

Guides you to follow dental recommendations

- 2minutový časovač hlídá doporučenou délku čištění
- Funkce Quadpacer napomáhá důkladnému vyčištění

Provides a superior clean

- Dynamický čistící účinek zubního kartáčku Philips Sonicare způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor
- Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*
- Dynamický čistící účinek způsobuje proudění tekutiny do mezizubních prostor

Offers a customized brushing experience

- Program snadného začátku pro snazší přivyknutí na kartáček Philips Sonicare
- Režim Clean and White: ověřeno pro odstranění pigmentací
- Režim Clean: standardní 2minutový režim


Přednosti

Sonická technologie



Jedinečný dynamický účinek kartáčku Philips Sonicare šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.

Přirozeně bělejší zuby



Dynamický čistící účinek tohoto zubního kartáčku a přímý kontakt s větší plochou každého zubu, prokazatelně odstraňuje každodenní skvrny, a pomáhá zuby udržovat přirozeně bělejší.

Funkce Smartimer




2minutový časovač tohoto sonického zubního kartáčku Philips Sonicare pomáhá dodržet dobu čištění doporučenou odborníky

Funkce Quadpacer




30vteřinový časovač vás upozorní na uplynutí čtvrtiny doby čištění. Můžete tak každému kvadrantu svých zubů věnovat přiměřenou dobu a čištění si tak lépe rozvrhnout.

Program Easy-start



Během prvních 14 použití zlehka zvyšuje intenzitu čištění, abyste si na čištění s elektrickým zubním kartáčkem Philips Sonicare lépe zvykli

Režim Clean and White



2 minuty v režimu Clean s dalšími 30 vteřinami v režimu White jsou zaměřeny na viditelné přední zuby. Odstraní každodenní nečistoty od kávy, čaje, tabáku nebo červeného vína. Bělejší zuby až o 2 odstíny během 2 týdnů.*

Režim Clean


Pro výjimečnou každodenní čistotu. Pomáhá udržet výsledky bělení zubů.

Pomáhá zesvětlit zuby




Tento elektrický zubní kartáček Philips Sonicare pomáhá odstranit a redukovat skvrny na zubech tak, abyste měli zářivější úsměv.

Odstraňuje až 2x více plaku



Unikátní sonická technologie odstraňuje až 2x více plaku než manuální kartáček.

Šetrné čištění zubů a dásní



Zubní kartáček Philips Sonicare s režimem Sensitive: šetrně, avšak důkladně čistí citlivé dásně

Unikátní sonická technologie



Jedinečný dynamický účinek kartáčku Philips Sonicare šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.



Specifikace

Design a provedení

Barva: Mrazivě bílá a ledovcová zelená

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 3 týdny**

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie

Rukojeť: Tenký ergonomický design, Pogumované tělo kartáčku usnadňuje manipulaci

Systém kartáčkových hlavic: Zacvakávací hlavice kartáčku

Výdrž baterie: Až 3 týdny**

Balení obsahuje

Těla kartáčku: 2ks HealthyWhite cestovní pouzdro: 1

Kartáčkové hlavice: 2 ks ProResults, standardní velikost

Nabíječka: 1

Výkon čištění

Výkon: Odstraňuje až 90 % skvrn*

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Pomáhá zlepšit zdravotní stav dásní

Časovač: Quadpacer a SmartTimer

Bělící účinky: Bělejší zuby až o 2 odstíny

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Clean & White: 2 min Clean + 30 s White

