

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

ProtectiveClean  
4300

Ingebouwde poetsdruksensor

1 poetsstand

1 x BrushSync-functie



HX6807/24



## Wittere tanden. Zachte reiniging.

Wittere tanden in slechts 1 week.

Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.

### **Bewezen verbetering van de mondhygiëne**

- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen
- Wittere tanden in slechts één week

### **Ontworpen voor u**

- Easy Start-programma bouwt voort op uw Philips Sonicare-routine
- Aanmoediging om grondig te poetsen

### **Innovatieve technologie**

- Laat u weten wanneer u te hard poetst
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

## Kenmerken

### Natuurlijk wittere tanden



Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

### Houdt de poetsdruk in de gaten



Als u te hard poetst, kunnen uw tanden en tandvlees beschadigd raken. Om dit te voorkomen, laat de Philips Sonicare ProtectiveClean een zacht pulserend geluid horen om u eraan te herinneren minder hard te drukken.

### Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een

beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

### Philips Sonicare-technologie




De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

### BrushSync-ervangingsherinnering




Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

### Handige timers




Hebt u een elektrische tandenborstel met timer nodig? Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

### BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

### Wen aan uw nieuwe routine



Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Ons EasyStart-programma geeft u de mogelijkheid om geleidelijk aan meer poetskracht toe te passen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

# Specificaties

## Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

## Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterijtype: Lithium-ion

## Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit en munt

## Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

**Batterij-indicator:** Het lampje geeft de batterijstatus aan

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Handvat:** Slang, ergonomisch design

**Poetstijd:** Tot 2 weken

## Meegeleverde artikelen

**Handvat:** 1 ProtectiveClean

**Docking station:** 1

**Opzetborstels:** 1 W2 Optimal White

## Reinigingsprestaties

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Gezondheidsvoordelen:** Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken, Helpt

gaatjes verminderen

**Timer:** Quadpacer en SmarTimer

**Feedback bij te veel druk:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**2 sterktes:** Laag, Hoog

## Slimme sensortechnologie

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poetst

**BrushSync-ervangingsherinnering:** Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

