




Philips Sonicare
DiamondClean Smart
Elektrische
Personalisiertes Coaching per
Schallzahnbürste (silber)
App

Automatische
Bürstenkopferkennung
5 Putzprogramme & 3
Intensitäten
4 Bürstenköpfe, Ladeglas & USB-
Reiseetui



HX9924/43

Unsere bislang beste Zahnbürste, für eine vollständige Mundpflege

Gutes Gewissen dank 100 % Reichweite

Die DiamondClean Smart ist unsere beste Zahnbürste für eine vollständige Mundpflege. Mit den vier Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere Smart Sensor-Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.

Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch* in nur 2 Wochen
- Entfernen Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen** in nur 3 Tagen
- Genießen Sie langanhaltend frischen Atem

Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Leicht und elegant aufladen – zuhause und unterwegs
- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Wählen Sie aus 5 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen

PHILIPS
sonicare

Elektrische Schallzahnbürste (silber)

Personalisiertes Coaching per App Automatische Bürstenkopferkennung , 5 Putzprogramme & 3 Intensitäten , 4 Bürstenköpfe, Ladeglas & USB-Reiseetui

Besonderheiten

Verabschieden Sie sich von Plaque



Stecken Sie den C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz auf, und erleben Sie unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt*** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

Pflege für Ihr Zahnfleisch



Stecken Sie den G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf liefert klinisch erwiesen bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.*


Weißere Zähne in kürzester Zeit



Stecken Sie den W3 Premium White-Bürstenkopf auf, um oberflächliche


Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten zentralen Borsten zur Entfernung von Flecken entfernt dieser Bürstenkopf klinisch erwiesen bis zu 100 % mehr Flecken in nur drei Tagen.**

TongueCare+-Zungenbürste



Stecken Sie die TongueCare+-Zungenbürste auf, um Mundgeruch verursachende Bakterien sanft aus den Poren Ihrer Zunge zu entfernen. Ihre 240 speziell entwickelten Mikroborsten gelangen in alle Rillen und Vertiefungen Ihrer Zunge, um Bakterien und Ablagerungen zu entfernen, die zu Mundgeruch führen. Kombinieren Sie die Bürste mit unserem antibakteriellen BreathRx-Zungenspray für eine hervorragende Reinigung und besonders frischen Atem.


Fokusbereiche und Zielsetzung



Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Mundes und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

HX9924/43

Erreichen Sie jede Stelle




Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

Einfach einfach



Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Bürste die Arbeit. Wir haben einen Scheuersensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Scheuerbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.

Smart-Bürstenkopferkennung



Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Ein Mikrochip im Bürstenkopf meldet den verwendeten Bürstenkopf an die DiamondClean Smart. Wenn Sie also beispielsweise einen Bürstenkopf für die Zahnfleischpflege aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm sowie die Intensität wählen und eine sanfte und effektive Zahnfleischpflege ermöglichen. Sie müssen nur noch den Ein-/Aus-Schalter drücken.

Elektrische Schallzahnbürste (silber)

Personalisiertes Coaching per App Automatische Bürstenkopferkennung, 5 Putzprogramme & 3 Intensitäten, 4 Bürstenköpfe, Ladeglas & USB-Reiseetui

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Silber

Anschlüsse

- Kabellose Bluetooth®-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

- Spannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

- Batterie: Wiederaufladbar
- Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): 14 Tage*****
- Batterietyp: Lithium-Ionen

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Kompatibilität

- Android-Kompatibilität: Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets
- iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher

Benutzerfreundlichkeit

- Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
- Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an
- Anzeige: Beleuchtetes Display
- Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
- Bürstenkopf-Erkennung: Wählt das optimale Putzprogramm
- Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

Artikel enthalten

- Handstück: 1 DiamondClean Smart
- Bürstenköpfe: 1 C3 Premium zum Plaque-Schutz, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+ Zungenbürste
- Reiseetui: USB-Reiseladeetui
- Antibakterielles Zungenspray: 60 ml
- Ladeglas: 1

Reinigungsleistung

- Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*
- Geschwindigkeit: Bis zu 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

- Vorteile für die Gesundheit: Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch****
- Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer
- Weiße Zähne: Bis zu 100 % weniger Flecken*****
- Druck-Feedback: Ring leuchtet violett, Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers
- TouchUp: Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

Inhaltsstoffe

- Zungenspray – Inhaltsstoffe: Wasser, Propylenglycerol, PEG-40, hydriertes Rizinusöl, Aroma, Zinkgluconat, PEG-12 Polydimethylsiloxan, Cetylpyridiniumchlorid, Eukalyptus, Citriodora-Öl, Thymol, Natriumsaccharin, Limonen, CI42090

Programme

- Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
- 3 Intensitätsstufen: Hoch, Mittel, Niedrig
- Deep Clean+: Für eine besonders gründliche Reinigung
- Gesundes Zahnfleisch: Pflegt Backenzähne besonders gründlich
- TongueCare+: Für langanhaltend frischen Atem
- White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Smart-Bürstenkopferkennung

- C3 Premium zum Plaque-Schutz: Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm
- G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-Putzprogramm
- W3 Premium White Bürstenkopf: Die perfekte Ergänzung zum "White+"-Putzprogramm
- TongueCare+-Zungenbürste: Die perfekte Ergänzung zum "TongueCare"-Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

- Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck
- Positionssensor: Verfolgt und verbessert die Abdeckung
- Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von Scheuern
- 3D-Karte Ihres Mundes: Hebt Problembereiche hervor
- TouchUp: Weist auf ausgelassene Stellen hin

Software-Support

- Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.



Ausstellungsdatum
2022-06-04

Version: 3.3.1

EAN: 08 71010 38046 73

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste
 ** im Vergleich zu einer Handzahnbürste mit einer führenden Zahnpasta für weiße Zähne
 *** im Vergleich zur DiamondClean
 **** im "Gum Health"-Putzprogramm im Vergleich zu einer Handzahnbürste nach 2 Wochen
 ***** nach 3 Tagen im "White+"-Putzprogramm im Vergleich zu einer Handzahnbürste
 ***** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm