



Philips Sonicare Power
Flosser 7000
冲牙器

Quad Stream 技术
静音设计
脉冲波引导您操作



HX3904/31

清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑 *

用牙线清洁牙齿，改善牙龈健康

新型飞利浦 Sonicare Power Flosser 具有出众的功能，可为患者提供更高的清洁度，并鼓励患者坚持不懈地使用牙线，是牙线的新一波潮流。

New level clean

- 4 种牙线清洁模式、10 种强度
- 注水方便的 600 毫升盛水箱
- 小型喷嘴盒
- 简易磁性底座，带自动关闭功能
- F1 标准喷嘴，用于定期清洁
- 用于敏感牙龈的 F2 舒适型喷嘴
- F3 Quad Stream 喷嘴可实现最大覆盖范围
- Quad Stream，彻底清洁
- 脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿
- 静音，效果出众，免打扰他人

PHILIPS

sonicare

产品亮点

清洁

出众的十字形喷嘴可形成四道宽流, 彻底清洁齿间和牙龈边缘。

引导您逐一清洁各个牙齿



清洁脉冲中会短暂暂停, 这会促使患者将喷嘴滑至下一个齿间间隙, 以确保实现全面口腔清洁。

静音设计



专为贴心清洁而设计, 让您的患者免打扰他人, 即可获得出色效果。

4 种模式、10 种强度



您的患者可尽享根据其需求定制的清洁模式。清洁模式使用连续水流, 实现日常出色清洁效果; 深度清洁使用出众脉冲, 旨在更彻底地清洁; 敏感模式更轻柔, 适合


敏感牙龈; 按摩模式可舒缓和刺激牙龈。您的患者可随时使用 LED 指示灯显示作为指示, 调整强度, 达到其所需的舒适度。

F3 Quad Stream 喷嘴




为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果, 请使用 Quad Stream 喷嘴, 它可形成四股水流, 将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈, 每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。

F2 舒适型喷嘴



带有软质橡胶端的舒适型喷嘴, 适用于牙龈敏感的患者。

F1 标准喷嘴



标准喷嘴, 强力清洁牙间隙, 去除牙菌斑和齿间残留物

简易磁性底座



患者用完后, 只需将手柄放回简易磁性底座即可, 手柄会自动从暂停状态切换到关闭状态。

600 毫升盛水箱



600 毫升盛水箱带易于翻盖的盖子, 盛水量足以用于一次清洁。如需注水, 只需将其拉出, 注水, 然后再扣回。

小型喷嘴盒

患者可将额外喷嘴存放在小型时尚喷嘴盒中, 保持卫生。

规格

功率

- 电压: 多电压充电器

服务

- 保修: 2 年全球保修

操作简易

- 手柄: 设计纤巧, 符合人体工学
- 喷嘴附件: 轻松卡入和取下

包含

- F1 标准喷嘴: 1
- F3 Quad Stream 喷嘴: 1

- F2 舒适型喷嘴: 1
- Power Flosser: 1
- 喷嘴存储盒: 1

清洁效能

- 性能: 清除多达 99.9% 的牙菌斑*

模式

- 清洁: 实现卓越的每日清洁
- 深层清洁+: 实现舒爽的深层清洁
- 按摩: 舒爽按摩
- 强度: 10
- 敏感: 温和地清洁牙齿和牙龈



发行日期 2023-07-24

版本: 2.0.2

EAN: 87 10103 94144 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 实验室研究结果显示可清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑。实际口腔效果可能有所不同。