

PHILIPS

sonicare

Spazzolino elettrico
sonico - Prova

ProtectiveClean
4300

Sensore di pressione integrato

1 modalità di pulizia

Funzione BrushSync



HX6848/98

Gengive più sane. Con delicatezza.

Migliora la salute delle gengive fino al 100% in più rispetto a un manuale

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre migliori la salute delle tue gengive fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale.

Proven to improve oral health

- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

Innovative technology

- Una passata delicata per una pulizia semplice e ideale
- I pazienti ottengono il massimo dalla loro testina
- Connette il manico dello spazzolino intelligente alle testine

Aiuta a migliorare l'igiene orale dei pazienti

- Migliora la salute delle gengive fino al 100%*
- Capsule, corone o zone sensibili? Nessun problema.

Progettato su misura per il tuo paziente

- Un ottimo modo per abituarsi al nuovo spazzolino
- Incoraggiamento a una pulizia accurata

In evidenza

Per migliorare le condizioni delle gengive



Le innumerevoli setole di alta qualità garantiscono uno spazzolamento ultra delicato in grado di rimuovere la placca lungo il bordo gengivale, per migliorare la salute delle gengive fino al 100% in più rispetto a uno spazzolino manuale. Inoltre, la punta curva raggiunge anche i denti in fondo alla bocca.

Pressione eccessiva?



Se i pazienti non si accorgono di esercitare troppa forza durante la pulizia, sarà lo spazzolino a farglielo notare. Se si applica una pressione eccessiva sulle gengive, lo spazzolino emetterà un suono pulsante che ricorderà di esercitare meno forza.

Sicuro e delicato




Prova un'esperienza di pulizia sicura: la nostra tecnologia sonora è adatta per chi ha apparecchi ortodontici, capsule, corone o coperture e aiuta a prevenire la carie e le malattie gengivali.

Tecnologia Philips Sonicare



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

Promemoria intelligente per la sostituzione della testina



Tutte le testine si usano con il tempo. Ma noi abbiamo la soluzione per questo: la nostra tecnologia di riconoscimento intelligente monitora da quanto tempo e con quale frequenza i pazienti stanno utilizzando la testina dello spazzolino. Quando è il momento di sostituirla, una spia sul manico glielo fa sapere. In questo modo, avranno sempre la certezza che la loro testina stia pulendo sempre in modo efficace.

Tecnologia BrushSync



Una tecnologia con microchip che rileva e sincronizza la testina e il manico dello spazzolino intelligente. Il manico e la testina

costituiscono una combinazione vincente che consente di ricevere promemoria per la sostituzione della testina.

Timer utili



Il nostro QuadPacer permette ai pazienti di sapere quando hanno dedicato il tempo giusto alla pulizia di ogni parte del cavo orale, mentre la nostra funzione Smartimer indica loro quando sono trascorsi i due minuti consigliati per la pulizia.

Programma Easy-Start



Abituarsi a qualcosa di nuovo può richiedere un po' di tempo. Ecco perché il nostro programma Easy-Start ti offre la possibilità di un graduale, ma delicato, aumento della potenza di pulizia per i primi 14 usi del tuo nuovo spazzolino.

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: 110-220 V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica): Fino a 2 settimane

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Aspetto e rifiniture

Colore: Mid-Blue

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Compatibilità del manico: Testine ad aggancio

semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Tempo di funzionamento: Fino a 2 settimane

Avviso di sostituzione: Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

Accessori inclusi

Testine: 1 G3 Premium Gum Care, 1 InterCare standard, 1 W2c Optimal White mini

Manico: 1 ProtectiveClean

Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Velocità: Fino a 62000 movimenti/min

Benefici per la salute: Per migliorare le condizioni delle gengive in sole due settimane, Aiuta a ridurre il rischio di carie

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata:

Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

