

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

ProtectiveClean 5100

Ingebouwde poetsdruksensor

3 standen

1 x BrushSync-functie

Reisetui

HX6856/29



## Wittere tanden. Zachte reiniging.

Wittere tanden in slechts 1 week.

Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl de gezondheid van uw tandvles tot 100% verbetert ten opzichte van een handtandenborstel

### **Bewezen verbetering van de mondhygiëne**

- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen
- Wittere tanden in slechts één week
- Keuze uit drie poetsstanden

### **Ontworpen voor u**

- Aanmoediging om grondig te poetsen
- Maakt reizen makkelijker voor u

### **Innovatieve technologie**

- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels
- Laat u weten wanneer u te hard drukt

## Kenmerken

### Natuurlijk wittere tanden



Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelhaaren de tanden binnen een week witter maken.

### Drie poetsstanden


Deze tandenborstel kunt u instellen naar uw poetsbehoefte met een keuze uit drie poetsstanden en drie intensiteiten. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandaanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvles zachtjes kunt masseren. De drie intensiteiten zorgen dat u kunt wisselen tussen hogere en lagere intensiteiten en de intensiteit kunt aanpassen van links naar rechts.

### Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvles te verbeteren.

### Poetst u te hard?



U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de elektrische tandenborstel met poetsdruksensor wel. Als u de borstel te hard op het tandvles drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

### BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

### BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe

hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

### Handige timers



Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

### Philips Sonicare-technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

### Handig reisetui en -oplader

In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

# Specificaties

## Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

## Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterijtype: Lithium-ion

## Ontwerp en afwerking

Kleur: Pastelroze

## Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

**Batterij-indicator:** Het lampje geeft de batterijstatus aan

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Poetstijd:** Tot 2 weken

## Meegeleverde artikelen

**Handvat:** 1 ProtectiveClean

**Reisetui:** 1

**Opzetborstels:** 2 W2 Optimal White-standaard

**Docking station:** 1

## Reinigingsprestaties

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Gezondheidsvoordelen:** Verbeterd gezondheid van tandvlees in slechts twee weken, Helpt

gaatjes verminderen

**Timer:** Quadpacer en SmarTimer

**Feedback bij te veel druk:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**Wit:** Verwijdert oppervlaktevlekken

**Gum Care:** Zachte massage van het tandvlees

## Slimme sensortechnologie

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poetst

**BrushSync-vervangingsherinnering:** Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

