



Philips Sonicare Power  
Flosser 7000  
冲牙器

Quad Stream 技术  
静音设计  
脉冲波引导您操作



HX3908/31

## 清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑 \*

### 用牙线清洁牙齿，改善牙龈健康

新型飞利浦 Sonicare Power Flosser 具有出众的功能，可为患者提供更高的清洁度，并鼓励患者坚持不懈地使用牙线，是牙线的新一波潮流。

#### New level clean

- 4 种牙线清洁模式、10 种强度
- 注水方便的 600 毫升盛水箱
- 小型喷嘴盒
- 简易磁性底座，带自动关闭功能
- F1 标准喷嘴，用于定期清洁
- 用于敏感牙龈的 F2 舒适型喷嘴
- F3 Quad Stream 喷嘴可实现最大覆盖范围
- Quad Stream，彻底清洁
- 脉冲波技术引导您逐一清洁各个牙齿
- 静音，效果出众，免打扰他人

# PHILIPS


sonicare

## 产品亮点

### 清洁

出众的十字形喷嘴可形成四道宽流, 彻底清洁齿间和牙龈边缘。

### 引导您逐一清洁各个牙齿



清洁脉冲中会短暂暂停, 这会促使患者将喷嘴滑至下一个齿间间隙, 以确保实现全面口腔清洁。

### 静音设计



专为贴心清洁而设计, 让您的患者免打扰他人, 即可获得出色效果。

### 4 种模式、10 种强度



您的患者可尽享根据其需求定制的清洁模式。清洁模式使用连续水流, 实现日常出色清洁效果; 深度清洁使用出众脉冲, 旨在更彻底地清洁; 敏感模式更轻柔, 适合


敏感牙龈; 按摩模式可舒缓和刺激牙龈。您的患者可随时使用 LED 指示灯显示作为指示, 调整强度, 达到其所需的舒适度。

### F3 Quad Stream 喷嘴




为了获得最大的覆盖范围和更彻底的清洁效果, 请使用 Quad Stream 喷嘴, 它可形成四股水流, 将水集中到牙齿和牙龈线之间。软质橡胶导板轻轻呵护牙龈, 每个喷嘴只需轻轻地卡入和取下即可。

### F2 舒适型喷嘴



带有软质橡胶端的舒适型喷嘴, 适用于牙龈敏感的患者。

### F1 标准喷嘴



标准喷嘴, 强力清洁牙间隙, 去除牙菌斑和齿间残留物

### 简易磁性底座



患者用完后, 只需将手柄放回简易磁性底座即可, 手柄会自动从暂停状态切换到关闭状态。

### 600 毫升盛水箱



600 毫升盛水箱带易于翻盖的盖子, 盛水量足以用于一次清洁。如需注水, 只需将其拉出, 注水, 然后再扣回。

### 小型喷嘴盒

患者可将额外喷嘴存放在小型时尚喷嘴盒中, 保持卫生。

# 规格

## 功率

- 电压: 多电压充电器

## 服务

- 保修: 2 年全球保修

## 操作简易

- 手柄: 设计纤巧, 符合人体工学
- 喷嘴附件: 轻松卡入和取下

## 包含

- F1 标准喷嘴: 1
- F3 Quad Stream 喷嘴: 1

- F2 舒适型喷嘴: 1
- Power Flosser: 1
- 喷嘴存储盒: 1

## 清洁效能

- 性能: 清除多达 99.9% 的牙菌斑\*

## 模式

- 清洁: 实现卓越的每日清洁
- 深层清洁+: 实现舒爽的深层清洁
- 按摩: 舒爽按摩
- 强度: 10
- 敏感: 温和地清洁牙齿和牙龈



发行日期 2023-07-24

版本: 3.0.2

EAN: 87 10103 94145 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 实验室研究结果显示可清除洁牙部位高达 99.9% 的牙菌斑。实际口腔效果可能有所不同。