

PHILIPS

sonicare

ExpertClean 7300

Mitarbeiterertestmodell

Vernetztes Putzen leicht gemacht

Integrierter Drucksensor

Smart-Bürstenkopferkennung

3 Putzprogramme, 3 Intensitäten



HX9641/01



Nicht zum Weiterverkauf!

Intelligente Technologie für eine gesunde Zahnpflege:

Die ExpertClean bietet ein professionelles Reinigungslevel für langfristige Mundgesundheit. Dank Smart Sensor-Technologie und Fortschrittsberichten können Sie Ihre Gewohnheiten aufzuzeichnen und Feedback erhalten, um die Putztechnik und tägliche Zahnpflege zu verbessern.

Für eine gute Mundgesundheit

- Erhöhter Oberflächenkontakt zur Entfernung von Plaque
- Bessere Zahnfleischpflege für die allgemeine Gesundheit

Verbessert die Mundgesundheit Ihrer Patienten

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch* in nur 2 Wochen

Speziell für Ihre Patienten entwickelt

- 3 Putzprogramme, 3 Intensitäten
- Informiert Patienten über niedrigen Akkustand
- Für eine optimale Zahnreinigung, jeden Tag
- Verhilft Patienten dazu, den richtigen Druck auszuüben
- Verhilft Patienten zu besseren Zahnpflegegewohnheiten
- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus

Besonderheiten

Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*



Der C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz bietet Ihnen unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch*



Der G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches Ihres Patienten. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf sorgt klinisch erwiesen für bis zu 100 % weniger Zahnfleischartzündungen* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.*

Fortschrittsbericht



Sensoren verfolgen und messen das Putzverhalten der Patienten, während das Philips Sonicare ExpertClean Handstück sofortiges Feedback liefert. Im Laufe der Zeit speichert und analysiert die Sonicare App diese Gewohnheiten und erstellt einen Fortschrittsbericht, um eine bessere Putztechnik zu fördern.

3 Putzprogramme, 3 Intensitäten



Mit 3 Putzprogrammen (Clean, Gum Health, DeepClean+) und 3 Intensitätsstufen (niedrig, mittel, hoch) können Ihre Patienten das Zähneputzen für optimalen Komfort und eine vollständige Reinigung personalisieren. Weitere Informationen zu den Programmen finden Sie in den technischen Daten.


Intelligente Bürstenkopf-Erkennung



Ein Mikrochip im Bürstenkopf synchronisiert sich mit dem Philips Sonicare ExpertClean Handstück. Wenn ein Patient einen C3

Premium zum Plaque-Schutz, G3 Premium Gum Care oder W3 Premium White Bürstenkopf aufsteckt, wählt die Zahnbürste automatisch das optimale Putzprogramm und die optimale Intensitätsstufe aus. Ihre Patienten müssen anschließend nur noch putzen. Die Zahnbürste hilft Patienten, die besten Einstellungen für optimale Leistung und ihre Bedürfnisse zu finden.

Drucksensor



Wenn Patienten zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück sanft, um den Patienten in Echtzeit darauf aufmerksam zu machen, weniger fest zu putzen. In einer Studie unter Patienten in den USA reduzierten 7 von 10 Patienten, die zu aggressiv putzten, ihren Bürstendruck bei Verwendung des Drucksensors.****

C3 Premium zum Plaque-Schutz



Der C3 Premium zum Plaque-Schutz ist unser bester Bürstenkopf zur gründlichen Tiefenreinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x Mal mehr Oberflächenkontakt und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie:
Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar
Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
14 Tage***
Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß und hellblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones,
Bluetooth 4.0-fähige Tablets
iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation
oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7
oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
Handstück-Kompatibilität: Einfach
aufsteckbare Bürstenköpfe
Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet
auf

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 C3 Premium zum Plaque-
Schutz, 1 G3 Premium Gum Care
Ladegerät: 1
Handstück: 1 ExpertClean

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*
Geschwindigkeit: Bis zu 62.000
Bürstenkopfbewegungen/Min.
Vorteile für die Gesundheit: Bis zu 7 x
gesünderes Zahnfleisch*
Weißer Zähne: Hilft, Verfärbungen auf
natürliche Weise zu entfernen
Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer
Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur
Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch
Deep Clean+: Für eine besonders gründliche

Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Pflegt Backenzähne
besonders gründlich

Smart-Bürstenkopferkennung

C3 Premium zum Plaque-Schutz: Die perfekte
Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm
G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die
perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-
Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie
immer, wann, Sie die Bürstenköpfe
austauschen sollten
Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem
Druck
BrushSync Technologie: Verbindet das
intelligente Handstück mit, dem intelligenten
Bürstenkopf

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für
2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende
Softwareaktualisierungen an.

