

PHILIPS

sonicare

Szczoteczka
soniczna

ProtectiveClean
4300

Czujnik siły nacisku

1 program czyszczenia

1 funkcja BrushSync



HX6888/98



Zdrowsze dziąsła. Delikatne działanie.

Nawet o 100% lepszy stan dziąseł niż przy zwykłej szczoteczce

Przekonaj się, na czym polega delikatne czyszczenie z czujnikiem nacisku. Stan Twoich dziąseł będzie nawet o 100% lepszy niż w przypadku zwykłej szczoteczki.

Potwierdzona poprawa zdrowia jamy ustnej

- Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare

Innowacyjna technologia

- Delikatne przypomnienie o delikatnym szczotkowaniu
- Pacjenci w pełni wykorzystują możliwości główek szczoteczki
- Łączy rączkę z końcówką szczoteczki

Improves patients' oral health

- Poprawa zdrowia dziąseł nawet o 100%*
- Wypełnienia, korony, wrażliwe miejsca? Nie ma się czym martwić.

Designed around your patient

- Doskonały sposób na przyzwyczajanie się do nowej szczoteczki
- Zachęta do dokładnego mycia zębów

Zalety

Poprawa zdrowia dziąseł



Gęsto ułożone włosie wysokiej jakości umożliwia bardzo delikatne szczotkowanie, które pozwala usunąć płytkę nazębną wzdłuż linii dziąseł i uzyskać nawet o 100% lepszy stan dziąseł niż przy zwykłej szczoteczce. Dzięki specjalnie zakrzywionej precyzyjnej końcówce można bez problemu dotrzeć do zębów w głębi jamy ustnej.

Zbyt duży nacisk?



Pacjenci mogą nie zauważyć, że szczotkują zęby zbyt mocno, ale szczoteczka na pewno to zarejestruje. Jeśli nacisk wywierany na dziąsła jest zbyt silny, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

Bezpieczeństwo i delikatność



Możesz mieć pewność, że korzystanie ze szczoteczki jest bezpieczne: nasza technologia soniczna jest przystosowana do aparatów


ortodontycznych, wypełnień, koron i lakieru. Pomaga zapobiegać powstawaniu próchnicy i poprawia stan zdrowia jamy ustnej.

Technologia Philips Sonicare



Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare wciąga wodę w szczeliny międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną pociągnięciami szczoteczki.

Inteligentne przypomnienia o wymianie




Wszystkie główki szczoteczki z czasem się zużywają. Zadbaliśmy jednak i o to: technologia inteligentnego rozpoznawania szczoteczki rejestruje, jak długo pacjenci używają główki szczoteczki i jak mocno szczotkują. Gdy nadejdzie czas na jej wymianę, zaświeci się wskaźnik na ręczce. Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci mają pewność, że główka szczoteczki jest ciągle maksymalnie skuteczna.

Technologia BrushSync




Ta wykorzystująca mikrochip technologia wykrywa i synchronizuje końcówkę szczoteczki z ręczką. Rączka i końcówka szczoteczki tworzą rozwiązanie pozwalające generować inteligentne przypomnienia o konieczności wymiany.

Przydatne zegary



QuadPacer informuje pacjentów, kiedy upływa optymalny czas szczotkowania każdej części jamy ustnej. Z kolei SmartTimer sygnalizuje, że szczotkowanie trwa już zalecane dwie minuty.

Program łatwego startu



Czasem przyzwyczajanie się do czegoś nowego wymaga czasu. Dlatego nasz program łatwego startu daje możliwość stopniowego, delikatnego zwiększania intensywności szczotkowania podczas pierwszych 14 użyciu nowej szczoteczki.

Dane techniczne

Moc

Napięcie: 110–220 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Niebieski

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

Łatwość użytkowania

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni na jednym ładowaniu

Przypomnienie o wymianie końcówki: Ikonka na panelu szczoteczki, poinformuje Cię o zużyciu końcówki

Elementy zestawu

Ładowarka: 1

Rączka: 1 ProtectiveClean

Końcówki szczoteczki: 1 G3 Premium Gum Care, 1 InterCare — standardowa, 1 mała W2c Optimal White

Skuteczność czyszczenia

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Korzyści dla zdrowia: Poprawa zdrowia dziąseł

w zaledwie 2 tygodnie, Pozwala ograniczać powstawanie ubytków

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.):

Quadpacer i SmartTimer

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła: Rączka zawibruje sygnalizując zbyt mocny nacisk

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki: Dzięki temu zawsze osiągniesz najlepsze efekty czyszczenia. Poinformuje Cię o tym ikonka na panelu szczoteczki., Końcówkę wymieniaj co trzy miesiące.

Czujnik siły nacisku: Chroni zęby i dziąsła przed nadmiernym naciskiem podczas szczotkowania

