



Philips UV Sanitizer
UV-reiniger

UV-reinigingstechnologie

Reinigt 2 opzetborstels**
Reinigt zonder chemicaliën
Laadt 1 tandenborstel op***



HX6907/01

Helpt bacteriën en ziektekiemen op opzetborstels te doden*

Doodt tot 99% van bacteriën en virussen*

Geniet van meer gemoedsrust door uw Sonicare-opzetborstels schoon te houden met onze speciaal ontworpen UV-reinigingstechnologie. Tot 99% van bacteriën en virussen wordt gedood*, zonder chemicaliën.

Doodt ziektekiemen op opzetborstels

- Reinig uw opzetborstels** met één druk op de knop
- De opzetborstel zijn omringd met reinigend licht

Veilig en gebruiksvriendelijk

- Speciaal ontworpen om bacteriën op Sonicare-opzetborstels te doden*
- Laad uw tandenborstel op terwijl u uw opzetborstels reinigt
- Schakelt zichzelf uit na 10 minuten reinigen

PHILIPS

UV-reiniger

UV-reinigingstechnologie Reinigt 2 opzetborstels**, Reinigt zonder chemicaliën, Laadt 1 tandenborstel op***

HX6907/01

Kenmerken

Reinigend UV-licht



Omring uw opzetborstels met reinigend licht: de reflector van de UV-reiniger verspreidt een reinigend licht over de gehele bovenkant van de opzetborstels voor optimale resultaten.

Met één druk op de knop kunt u het reinigen starten



Druk één keer op de knop om de UV-reiniger in te schakelen.

Schakelt automatisch uit



Eenvoudig en veilig: de UV-reiniger schakelt zichzelf automatisch uit nadat de 10 minuten durende reinigingscyclus is voltooid.

Inclusief Sonicare-oplader



Laad uw Sonicare-tandenborstel op terwijl de opzetborstels schoon en fris worden. (Niet compatibel met DiamondClean, DiamondClean 9000 of DiamondClean Smart. Tandeborstel niet meegeleverd.)

Ontworpen voor Sonicare



Zorg ervoor dat uw tandenborstel elke keer grondig wordt gereinigd. Onze UV-reinigingsstechnologie is speciaal ontworpen om bacteriën op Sonicare-opzetborstels te doden.*

Specificaties

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Wit

Vermogen

- Spanning: 110 - 220 V

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Past op de opzetborstel: Geschikt voor alle opklikbare opzetborstels
- Oplader voor Sonicare-tandenborstel: Niet geschikt voor de, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart
- Duur UV-reinigingscyclus: 10 minuten

Meegeleverde artikelen

- UV-reiniger: 1

Reinigingsprestaties

- Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min



Publicatiedatum
2022-07-29

Versie: 1.0.1

EAN: 08 71010 39664 70

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* H.A., E-Coli, Streptococcus mutans; HSV-1. Voor gebruik met InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) en Premium Plaque Control (C3).

** compatibel met alle opklikbare opzetborstels voor volwassenen