

PHILIPS

sonicare



2x Elektrische
Schallzahnbürsten - Schwarz

DiamondClean 9000

Bis zu 10x mehr Plaque-
Entfernung

Entfernt bis zu 100% mehr
Verfärbungen

4 Putzprogramme, 3
Intensitätsstufen + vibrierendem
Drucksensor

2x Ladestation + 1x Ladeglas



HX9914/54

Weißere Zähne in nur einem Tag*

Hilft Ihnen dabei, gesunde Putzgewohnheiten zu entwickeln

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

Genießen Sie ein elegantes und benutzerfreundliches Design

- Einfaches Aufladen und stilvoller Start

DiamondClean Benutzer erleben eine verbesserte Mundgesundheit

- Effektiv gegen Plaque, sanft zu Ihrem Zahnfleisch
- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung

Passen Sie die DiamondClean 9000 an Ihre Bedürfnisse an


- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Dank persönlichem Fortschrittsbericht auf dem Laufenden bleiben

- Legen Sie sich dauerhaft gesunde Gewohnheiten zu


Besonderheiten

Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*



Mit dem C3 Premium Plaque Defense Bürstenkopf wissen Sie, dass Sie die bestmögliche Reinigung erhalten. Die weichen, flexiblen Borsten passen sich der Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen.

Fortschrittsbericht



Die DiamondClean 9000 gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren informieren Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben.

4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Die DiamondClean 9000 verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: Clean-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, White+-Putzprogramm zum Entfernen von


Verfärbungen, Gum Health-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das Deep Clean+-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie zwischen einer höheren Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigeren Intensität für empfindliche Zähne wählen.

Smart-Bürstenkopferkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den W3 Premium White Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer DiamondClean 9000 synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem White+-Modus für weißere Zähne.

Integrierter Drucksensor



Sie bemerken es vielleicht nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre DiamondClean 9000 schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück der Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

Langlebiger Akku



Ihre DiamondClean 9000 hält bei regelmäßiger Anwendung mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Wochen.

C3 Premium Plaque Defense



Mit dem Premium Plaque Defense Bürstenkopf putzen Sie gründlicher als je zuvor. Sanfte, flexible Seiten und Borsten passen sich hervorragend an die Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt und reinigen auch schwer erreichbare Stellen*.

DiamondClean 9000

2x Elektrische Schallzahnbürsten - Schwarz

HX9914/54

Daten

Produktaktualisierung

Supportzeitraum: Philips stellt die erforderlichen Sicherheits-Updates bis zum 31. Dezember 2026 bereit.

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie: Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):

14 Tage***

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets

iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 2 C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung

Handstück: 2x DiamondClean 9000

Ladeglas: 1

Ladestation: 2

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*

Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

3 Intensitätsstufen: Hoch, Niedrig, Mittel

Deep Clean+: Für eine besonders gründliche Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Pflegt Backenzähne besonders gründlich

White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Intelligente Sensor-Technologie

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

BrushSync Technologie: dem intelligenten Bürstenkopf, Verbindet das intelligente Handstück mit

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

