

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
sonică electrică

ProtectiveClean  
4300

Senzor de presiune integrat

1 mod de curățare

1 funcție BrushSync



HX6888/98



Gingii mai sănătoase. În mod delicat.  
Îmbunătățește sănătatea gingiilor cu până la 100% față de o  
periuță manuală\*

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune,  
îmbunătățindu-ți în același timp sănătatea gingiilor cu până la 100 % mai mult  
comparativ cu o periuță de dinți manuală

#### **S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală**

- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

#### **Tehnologie inovatoare**

- Un semnal discret pentru un periaj fără presiune
- Pacienții beneficiază la maximum de capetele lor de periere
- Conectează mânerul inteligent al periuței și capetele de periere inteligente

#### **Îmbunătățește sănătatea orală a pacienților**

- Îmbunătățește sănătatea gingiilor cu până la 100%\*
- Plombe, coroane dentare sau zone sensibile? Nicio grijă.

#### **Conceput pentru pacientul tău**

- Un mod excelent de a te obișnui cu noua ta periuță de dinți
- Încurajare pentru un periaj temeinic

# Repere

## Îmbunătățește sănătatea gingiilor



Perii denși, de înaltă calitate îți oferă un periaj foarte delicat pentru a îndepărta placa bacteriană de-a lungul liniei gingiilor, îmbunătățind sănătatea gingiilor cu până la 100 % mai mult decât o periuță de dinți manuală. În plus, vârful curbat special îți permite să ajungi cu ușurință la dinții din partea din spate a gurii.

## Prea multă presiune?



Pacienții pot să nu observe că își periază dinții prea intens, dar periuța lor de dinți nu va trece asta cu vederea. Dacă pacienții încep să aplice presiune pe gingii, periuța de dinți va emite un sunet intermitent pentru a le aminti să reducă presiunea.

## Sigură și delicată



Îți garantăm o experiență sigură de periere a dinților: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare,


plombe, coroane și fațete dentare, ajută la prevenirea cariilor și îmbunătățește sănătatea gingiilor.

## Tehnologie Philips Sonicare



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

## Memento-uri inteligente de înlocuire




Toate capetele de periere se uzează în timp. Avem însă soluția: tehnologia noastră inteligentă de recunoaștere a capului de periere monitorizează cât timp pacienții au folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Când este timpul să-l înlocuiască, sunt anunțați printr-un indicator luminos pe mâner. Astfel, pot avea siguranța că obțin rezultate mereu optime de la capul de periere.

## Tehnologie BrushSync



O tehnologie cu microcip care detectează și sincronizează capul de periere inteligent cu mânerul inteligent. Mânerul inteligent și capul de periere inteligent reprezintă o combinație puternică care permite mementouri de înlocuire inteligente.

## Cronometre utile



QuadPacer anunță pacienții când au acordat timpul optim fiecărei zone a gurii, în timp ce Smartimer îi înștiințează când s-au scurs cele două minute de periaj recomandate.

## Program cu pornire ușoară



Poate dura puțin să te obișnuiești cu ceva nou. De aceea, programul nostru cu pornire ușoară îți oferă opțiunea creșterii ușoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuțe de dinți.

# Specificații

## Alimentare

Tensiune: 110-220 V

## Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

## Design și finisaj

Culoare: Albastru mediu

## Service

Garanție: Garanție 2 ani

## Ușor de utilizat

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Mâner: Design ergonomic subțire

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Atenționare de înlocuire: Pentru a asigura întotdeauna cele mai bune rezultate, pictograma de reamintire se aprinde

## Articole incluse

Mâner: 1 ProtectiveClean

Încărcător: 1

Capete de periere: 1 cap G3 Premium Gum Care, 1 InterCare standard, 1 W2c Optimal White compact

## Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni, Ajută la reducerea cariilor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Cronometru: Quadpacer și SmartTimer

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

## Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

## Tehnologie cu senzori inteligenți

Memento de înlocuire BrushSync: Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea este prea intensă

