

Philips Sonicare
AirFloss Ultra - Puhtaat
hammasvälit 60 sekunnissa

1 suutin



HX8331/01

Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen hammaslanka

Hammasvälien puhdistus osaksi rutiinia

Hammasvälien huolellinen puhdistaminen on yhtä tärkeää kuin hampaiden harjaus, sillä 20–40 prosenttia hampaiden pinta-alasta sijaitsee niiden väleissä. Monista hammaslangan käyttö kuitenkin tuntuu hankalalta, minkä vuoksi se jää usein tekemättä. AirFloss Ultra on kliinisesti osoitettu yhtä tehokkaaksi kuin hammaslanka, mutta nopeammaksi ja yksinkertaisemmaksi käyttää, jolloin siitä muodostuu helposti terveellinen tapa.

Parantaa suun terveyttä

- Tutkitusti yhtä tehokas kuin hammaslanka.**
- Poistaa jopa 99,9 % plakista***
- Auttaa ehkäisemään reikiä hampaiden välissä

Huipputekniikkaa

- Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka
- Tehokas suutin
- Valitse 1–3 suihkausta


Helppo tapa parantaa hammasvälien puhtautta

- Puhdistus kestää vain 60 sekuntia: tähtää, paina, puhdist!
- Puhdas ja raikas suu antaa hyvän alun päivälle
- Helppo tapa edistää terveyttä

PHILIPS
sonicare


Kohokohdat

Poistaa jopa 99,9 % plakista




AirFloss Pro/Ultra poistaa jopa 99,9 % plakkia käsitellyiltä alueilta.**

Mikropisaratekniikka




Tutkitusti tehokas, ainutlaatuinen ilmaa ja suuvettä tai tavallista vettä yhdistävä tekniikka puhdistaa hampaiden ja ikenien välit hellävaraisesti ja tehokkaasti.

Aloita terveellinen tapa helposti!



Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFloss Pro/Ultra on helppo ja tehokas tapa tuoda se osaksi päivittäistä suuhygieniää.

Parempaa ienterveyttä



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra on tutkitusti yhtä tehokas kuin hammaslanka.** Auttaa parantamaan ikenien terveyttä huomattavasti jopa kahdessa viikossa.

Puhdasta 60 sekunnissa



AirFloss Pro/Ultralla koko suun päivittäinen puhdistus kestää alle 60 sekuntia. Valitse suihkaustila (yksi, kaksi tai kolme suihkausta) ja puhdista hammasvälisi automaattisuihkauksen avulla painamalla aktivointipainiketta pitkään tai käytä kertasuihkausta painamalla painiketta kerran.

Suuedellä puhdasta ja raikasta



Täytä kahvan säiliö joko suuedellä tai vedellä, tähtää ja paina. Suuedellä saat suustasi entistäkin raikkaamman, ja se antaa lisäsuojaa myös mikrobeja vastaan.

Auttaa reikien ehkäisemisessä




Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra auttaa ehkäisemään reikien muodostumista hammasväleihin suihkuttamalla plakin hellävaraisesti pois niiltä alueilta, joihin hammasharja ei yllä.

Tehokas suutin



Uusi AirFloss Pro/Ultra -suutin tuo lisää tehoa ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävään tekniikkaan.

1-3 suihkausta



AirFloss Pro/Ultran tehokkaan suihkun voi mukauttaa omien mieltymysten mukaan. Painamalla aktivointipainiketta voi valita yhden, kahden tai kolmen suihkauksen tilan.

Tekniset tiedot

Virta

- Jännite: 100 - 240 V

Tekniset tiedot

- Paristo: ladattava
- Akun/pariston tyyppi: Litiumioni
- Latausaika: Akku latautuu täyteen 24 tunnissa

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Valkoinen/harmaa

Huolto

- Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helpokäyttöinen

- Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite
- Latauksen ilmaisin: Rungossa olevat LED-valot osoittavat akun lataustason

- Suutinlisäosa: Helppo napsauttaa kiinni ja irti
- Akun käyttöaika: 1-3 viikkoa****

Pakkauksen sisältö

- Laturi: 1
- AirFloss Pro/Ultra -runko: 1
- AirFloss Pro/Ultra -suutin: 1

Puhdistusteho

- Suorituskyky: Poistaa plakista jopa 99,9 %**
- Terveysedut: Puhdistaa koko suun 60 sekunnissa, Ikenien hyvinvointi paranee 2 viikossa*
- Kliinisesti todistetut tulokset: Yhtä tehokas kuin hammaslanka, Edistää ikenien terveyttä, Vähentää ikenien verenvuotoa, Vähentää plakkia
- Mukautettavat asetukset: Automaattinen tai manuaalinen suihkaus, Yksi/kaksi/kolme suihkausta***
- Parhaat tulokset: Vaihda suutin 6 kuukauden välein



Julkaisupäivä 2023-07-18

Versio: 2.0.1

EAN: 87 10103 72960 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

**Potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea hampaan kiinnityskudoksen tulehdus, yhdistettynä tavallisen hammasharjan ja antimikrobisen suuveuden käyttöön. AirFloss on suunniteltu tuomaan hammasvälien päivittäinen puhdistus osaksi suuhygieniää. Lisätietoja on usein kysytyt kysymykset alla Tuki-välilehdessä.
*** Käsittelyt alueet laboratorio-olosuhteissa. Yksittäisillä käyttäjillä tulokset saattavat vaihdella
**** AirFloss Ultra ja AirFloss Pro ovat sama tuote, josta käytetään eri tuotenimeä eri maissa ja eri myyntikanavissa.
***** Käytettävän suihkausetuksen mukaan