

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel - Verkoop

FlexCare Platinum

3 poetsstanden, 3 sterktes

2 opzetborstels

Met druksensor

UV-opzetborstelreiniger



HX9182/32



De technieken mogen dan variëren, de resultaten niet

Onze eerste borstel met AdaptiveClean-technologie

De kern van de Adaptive Cleaning-technologie bestaat uit twee componenten: de innovatieve AdaptiveClean-opzetborstel en een intuïtieve druksensor. Beide componenten helpen uw patiënten slimmer te poetsen, niet harder.

#### **Bewezen verbetering van de mondhygiëne**

- Quadpacer
- Smarttimer
- UV-reiniger

#### **Designed around you**

- InterCare-opzetborstel

#### **Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen**

- Intuïtieve druksensor

#### **Superieure reiniging**

- AdaptiveClean-opzetborstel
- Aanpasbare poetservaringen
- Gepatenteerde Sonicare-tandenborsteltechnologie

#### **Voor een gepersonaliseerde poetservaring**

- Nieuwe Deep Clean: pak moeiteloos probleemplekken aan

## Kenmerken

### AdaptiveClean-opzetborstel



Dankzij de zachte, flexibele rubberen zijanten volgt deze opzetborstel alle contouren van de tanden en het tandvlees van patiënten. De borstel bereikt tot 4 keer zoveel oppervlak\*. Door de flexibiliteit van de opzetborstel poetst deze voorzichtig langs het tandvlees en absorbeert deze overmatige druk. Een verbeterde heen-en-weergaande beweging zorgt voor een uniek gevoel en superieure reiniging langs het tandvlees en op moeilijk te bereiken plaatsen\*. Deze tandenborstel verwijdert tot wel 10x zoveel tandplak als een gewone tandenborstel op moeilijk te bereiken plaatsen\*.

### Intuïtieve druksensor



Als er te veel druk wordt uitgeoefend, trilt het handvat om de patiënten eraan te herinneren de juiste techniek te gebruiken. In een onderzoek onder Amerikaanse patiënten ging 7 op de 10 agressieve poetsers minder druk uitoefenen bij gebruik van de druksensor.


### Deep Clean-modus



Onze nieuwe Deep Clean-modus zorgt voor uitzonderlijke reiniging op moeilijk bereikbare plekken. Pak probleemplekken aan met de


unieke bewegingen van de opzetborstel in deze modus plus een uitgebreide poetstijd van 3 minuten.

### Aangepaste poetservaringen



Dankzij de drie intensiteitsstanden en drie reinigungsmodi voor optimaal comfort en een grondige reiniging kunt u poetsen zoals u het wilt én de poetsadviezen opvolgen. De drie minuten durende Deep Clean-modus zorgt voor uitzonderlijke reiniging op moeilijk bereikbare plekken. Het is de perfecte modus voor patiënten die probleemplekken willen aanpakken.

### InterCare-opzetborstel



Extra lange, dicht op elkaar staande borstelharen reinigen dieper tussen de tanden en verwijderen daar aanzienlijk meer tandplak\*. ideaal voor patiënten met bloedend tandvlees of verhoogd risico op tandvleesontstekingen.

### UV-reiniger




Doodt tot 99% van de bacteriën en virussen\*. Verkrijgbaar als accessoire in een van de SKU-dispensers.

### Smarttimer



De timer van twee minuten zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt.

### Quadpacer



De intervaltimer van dertig seconden moedigt u aan om ieder kwadrant van de mond grondig te poetsen.

### Sonische technologie



Spoelt vloeistof tussen de tanden en langs het tandvlees voor een zachte, maar zeer grondige reiniging.

# Specificaties

## Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Platinum gray

## Vermogen

**Spanning:** 110 - 220 V

## Technische specificaties

**Batterij:** Oplaadbaar

**Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):**

Maximaal 3 weken\*\*

**Batterijtype:** Lithium-ion

## Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

**Handvat:** Slang, ergonomisch design

**Systeem voor opzetborstel:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Batterij-indicator:** Het lampje geeft de batterijstatus aan

**Display:** Verlicht display

**Poetstijd:** Maximaal 3 weken\*\*\*

## Meegeleverde artikelen

**Opzetborstels:** 1 AdaptiveClean, 1 InterCare-standaardborstel

**Handvatten:** 1 FlexCare Platinum

**Docking station:** 1

**Reisetui:** 1

**UV-reiniger:** 1

## Reinigingsprestaties

**Prestaties:** Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak\*

**Gezondheidsvoordelen:** Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Poetsdruksensor:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

**Timer:** Quadpacer en SmarTimer

**Wittere tanden:** Helpt verkleuringen op natuurlijke wijze te verwijderen

## Poetsstanden

**3 sterktes:** Laag, Medium, Hoog

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**Wit:** Verwijdert oppervlaktevlekken

**Deep Clean:** Voor een verkwikkend grondige reiniging



\* Dan een DiamondClean-opzetborstel

\* Dan een gewone tandenborstel

\* Gegevens beschikbaar

\* Na één keer gebruik van elke tandenborstel t.o.v. de Oral-B CrossAction 3000/6000

\* HSVI, H.A.