

PHILIPS

sonicare

Szónikus elektromos fogkefe – kipróbálás

ProtectiveClean
4300

Beépített nyomásérzékelő

1 tisztítási mód

1 BrushSync funkció



HX6848/98



Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.

Akár 100%-kal egészségesebb fogíny a kézi fogkeféhez képest.

Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben akár 100%-kal egészségesebbé teheti fogínyét, mint egy kézi fogkefével.

Bizonyítottan javítja a száj egészségi állapotát

- A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája

Innovatív technológia

- Gyengéden óvatosságra int
- A páciensek a legtöbbet hozzhatják ki a kefefejekből
- Összeköti az intelligens fogkefemarkolatot és az intelligens kefefejeket

Javítja a páciensek szájhygiénáját

- Akár 100%-kal egészségesebb íny*
- Tömések, koronák, érzékeny területek? Nem kell aggódnia.

Páciensei igényeihez tervezve

- Nagyszerű módszer arra, hogy megszokja új fogkefét
- Alapos fogmosásra ösztönöz

Fénypontok

Egészségesebb fogíny



A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték rendkívül gyengéd tisztítást biztosítva eltávolítják a lepedéket a fogíny mentén, így akár 100%-kal javítják a fogíny egészségét a kézi fogkefével összehasonlítva. A speciálisan görbített, erős sörtékkel pedig gyerekjáték a száj hátsó részében található fogak elérése.

Túl nagy nyomás?



Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a fogkefénk igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.

Gyengéd és biztonságos



Biztos lehet abban, hogy biztonságos a fogmosás: szónikus technológiánk alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és


héj esetén is, emellett elősegíti a fogszuvasodás megelőzését és a fogíny egészségének megőrzését.

Philips Sonicare technológia



A Philips Sonicare továbbfejlesztett szónikus technológiája vizet juttat a fogközökbe, a fogkefe tisztítómozdulatai pedig fellazítják és eltávolítják a lepedéket a kivételes mindennapos tisztaságért.

Intelligens csere-émlékeztetők




Minden fogkefe elhasználódik egy idő után. Azonban az intelligens kefefej-felismerés technológiánk nyomon követi, hogy egy páciens mennyi ideje használja a fogkefejét, és hogy milyen erős nyomást fejt ki. Ha itt az idő a cserére, a markolaton egy jelzőfény figyelmeztet erre. Így biztos lehet abban, hogy fogkeféje mindig jó munkát végez.

BrushSync technológia




A mikrochip technológia észleli és szinkronizálja az intelligens kefejelet az intelligens markolattal. Az intelligens markolat és az intelligens kefefej tökéletes párost alkot, lehetővé teszi az intelligens csere-émlékeztetőt.

Hasznos időzítők



A QuadPacer jelez, amikor a páciens optimális időt töltött a szája egy adott részének tisztításával, a Smartimer pedig jelzi, hogy mikor telt le a fogmosáshoz ajánlott két perc.

Egyszerű bevezető program



Amikor valami újba fogunk, eltarthat egy kis ideig, amíg hozzászokunk. Bevezető programunk segítségével új fogkeféje első 14 használata során lehetősége van fokozatosan és gyengéd lépésekben növelni a fogkefe tisztítóerejét.

Műszaki adatok

Tápellátás

Feszültség: 110–220 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): Akár 2 hét

Akkumulátor: Újratölthető

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Középkék

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat kompatibilitás: Könnyen rápatintható kefefejek

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Töltöttségjelző: A jelzőfény jelzi az akkumulátor töltöttségi állapotát

Fogmosási idő: Akár 2 hét

Csere-émlékeztető: Így mindig a legjobb eredményt nyújthatja, az emlékeztető ikon világítani kezd

Tartozékok

Töltő: 1

Kefefejek: 1 G3 Premium Gum Care, 1 InterCare standard, 1 W2c Optimal White kompakt

Markolat: 1 ProtectiveClean

Fogmosási teljesítmény

Sebesség: Akár 62 000 tisztítómozdulat/perc

Egészségügyi előnyök: Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt, Segíti a fogszuvasodás csökkentését

Időzítő: Quadpacer vezető és SmarTimer időzítő

Nyomásvisszajelzés: A markolat rezgésével figyelmezteti a használat

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Intelligens érzékelőtechnológia

BrushSync csere-émlékeztető: Mindig tudni fogja, mikor, cserélje ki a kefefejeket

Nyomásérzékelő: Túl erős fogmosás esetén figyelmeztet

