

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

FlexCare Platinum

3 poetsstanden, 3 sterktes

2 opzetborstels

Met druksensor



HX9112/12



## Grondige, zachte reiniging

10 keer meer tandplakverwijdering en gezonder tandvlees\*

Met FlexCare Platinum is zelfs de diepste reiniging zacht genoeg om uw tanden en tandvlees te beschermen. Dankzij de AdaptiveClean-opzetborstel en intuïtieve druksensor, profiteert u van optimale tandplakverwijdering en een zachte ervaring, hoe u ook borstelt.

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder
- Verwijder tot wel 10x meer tandplak met AdaptiveClean\*
- Veilige en zachte mondhygiëne

### Designed around you

- Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen
- Lange levensduur van de batterij en reisetui
- Waarschuwt u wanneer u te hard drukt

### Superieure reiniging

- AdaptiveClean-opzetborstel plooit zich langs de tandvleesrand
- Deep Clean-stand pakt uw probleemplekken aan

### Optimaliseer het poetsen

- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging
- Kies uit 3 poetsstanden en 3 intensiteitsniveaus


## Kenmerken

### Verwijder tot wel 10x meer tandplak




Gebruik de AdaptiveClean-opzetborstel om grondiger dan ooit te reinigen. U hebt 4x meer contact met het oppervlak\*\* om tot wel 10 x meer plak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken\*. U kunt bovendien echt diep reinigen tussen de tanden en langs de tandvleesrand.

### Zorg voor uw tandvlees



Met optimale reiniging door uw FlexCare wordt uw tandvlees binnen 2 weken gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel voor uw gezondste lach ooit.

### 3 poetsstanden, 3 intensiteitsniveaus



Met FlexCare Platinum Connected kunt u grondig reinigen. Onze 3 intensiteitsniveaus geven de reiniging een boost, terwijl 3 poetsstanden aan uw specifieke wensen voldoen: Clean - voor superieure dagelijkse reiniging, White - om vlekjes op het tandoppervlak te verwijderen en Deep Clean voor een optimaal verfrissend resultaat.

### Extra diepe reiniging



Met onze Deep Clean-poetsstand kunt u echt focussen op specifieke gebieden en deze extra aandacht geven. We hebben de beweging van onze unieke opzetborstel gecombineerd met een verlengde poetsbeurt van 3 minuten, zodat uw tanden echt grondig worden gereinigd.

### Poetst u te hard?



U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw FlexCare Platinum ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat het handvat licht pulseren en weet u dat u minder hard moet poetsen. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

### Philips Sonicare-technologie



Krachtige, sonische trillingen veranderen uw tandpasta in bubbels die tandplak verwijderen, en diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand gaan dankzij 62.000


milde, maar effectieve poetsbewegingen. U krijgt een maand aan handmatig tandenpoetsen in slechts 2 minuten.

### Tot 2x gezondere tanden



Gebruik onze AdaptiveClean-opzetborstel voor een diepe, zachte reiniging, waardoor uw tandvlees tot 2x gezonder wordt dan met een handtandenborstel. De zachte rubberen zijanten plooiën zich langs de contouren van uw tanden en tandvlees om eventuele overmatige druk te absorberen. De borstelhaaren kunnen dan diep tussen tanden doordringen voor een comfortabele, effectieve en grondige reiniging.

### Quadpacer en Smartimer



Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk deel van uw mond en onze Smartimer geeft een signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetsstijd te behalen, iedere keer weer.

# Specificaties

## Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Slate gray

## Vermogen

**Spanning:** 110 - 220 V

## Technische specificaties

**Batterij:** Oplaadbaar

**Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):**

Maximaal 3 weken\*\*

**Batterijtype:** Lithium-ion

## Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

**Systeem voor opzetborstel:** Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

**Batterij-indicator:** Het lampje geeft de

batterijstatus aan

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Display:** Verlicht display

**Poetstijd:** Maximaal 3 weken\*\*\*

## Meegeleverde artikelen

**Opzetborstels:** 1 AdaptiveClean, 1 InterCare-standaardborstel

**Handvat:** 1 FlexCare Platinum

**Docking station:** 1

**Reisetui:** 1

## Reinigingsprestaties

**Gezondheidsvoordelen:** Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

**Prestaties:** Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak\*

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Poetsdruksensor:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

**Timer:** Quadpacer en SmarTimer

**Wittere tanden:** Helpt verkleuringen op natuurlijke wijze te verwijderen

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**3 sterktes:** Laag, Medium, Hoog

**Wit:** Verwijdert oppervlaktevlekken

**Deep Clean:** Voor een verkwikkend grondige reiniging

