

# PHILIPS

## sonicare

Sonic-  
sähköhammasharja

DiamondClean

5 harjaustilaa

2 harjaspäätä

Lasilaturi

USB-matkalaturi



HX9362/67

Valkoisemmat hampaat. Valkoinen palkittu design.

Reddot Design Award 2012 ja iF Design Award 2012

Sähköhammasharja Philips Sonicare DiamondClean auttaa saamaan valkoisemmat hampaat vain yhdessä viikossa. Se poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja. Pitkulainen harjaspää ulottuu helposti suun takimmaiseenkin osaan. Mukana ainutlaatuinen lasinen laturi sekä hieno kuljetuslaukku ja USB-laturi. Kokeile 60 päivän ajan! Philips Sonicare DiamondClean -sähköhammasharja on saanut Design Award (2012)- ja iF Design Award (2012) palkinnot.

#### Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Valkoisempi hymy jopa yhdessä viikossa DiamondClean-harjaspäällä\*
- Terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa\*
- Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja
- Turvallista ja hellävaraista suun hoitoa
- Valittavissa 5 tilaa, mukaan lukien Deep Clean ja Sensitive

#### Suunniteltu sinua varten

- Kahden minuutin tehokas harjaus ajastimen avulla
- USB-laturi-kuljetuslaukku ja latauslasi

#### Provides a superior clean

- Viisto muotoilu auttaa hankalien alueiden puhdistamisessa
- Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen

# Kohokohdat

## Jopa 2 kertaa valkoisemmat hampaat



DiamondClean-harjaspää poistaa tummentumia hellästi mutta tehokkaasti. Harjaspään keskiosan tiheästi asetellut harjakset tekevät hymystäsi kaksi kertaa valkoisemman vain seitsemässä päivässä.\*

## Heitä hyvästit plakille




Tiheät ja korkealaatuiset harjakset poistavat jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

## Huolehdi ikenistä



DiamondClean-harjaspään optimaalinen puhdistusteho tekee ikenistäsi terveemmät jo kahdessa viikossa. Tavalliseen hammasharjaan\* verrattuna se poistaa ienrajasta jopa 7 kertaa enemmän plakkia.

## 5 tilaa hampaiden puhdistukseen



DiamondClean-hammasharja takaa virkistävän puhdistuksen päivittäin. 5 tilaa riittää kaikkiin harjaustarpeisiin: Clean-tila puhdistaa tehokkaasti joka päivä, Gum Care hieroo ikeniä hellästi, Deep Clean syväpuhdistaa, Sensitive puhdistaa ikenet hellästi mutta tehokkaasti ja White poistaa värjäytyymiä hampaiden pinnasta.

## QuadPacer ja Smartimer



Hampaiden huolellinen harjaus kestää vain kaksi minuuttia. QuadPacer kertoo, kun olet käyttänyt optimaalisen ajan suun eri osien puhdistamiseen, ja Smartimer ilmoittaa puolestaan, kun kokonaisaika on kulunut. Yhdessä nämä ajastimet auttavat sinua saavuttamaan suositellun harjausajan kerrasta toiseen.

## Ulottuu hankaliinkin paikkoihin



DiamondClean-hammasharjan rungon ainutlaatuisen muotoilun ja harjaspäiden ansiosta ulottuu myös hankalasti puhdistettaviin alueisiin, kuten takahampaisiin.

## Philips Sonicare -tekniikka



Tehokas äänivärähtely muuntaa hammastahnan plakkia irrottaviksi kupliksi, jotka tunkeutuvat syvälle hammasväleihin ja ienrajaan. Samaan aikaan hampaasi puhdistetaan 62 000 hellävaraisella mutta tehokkaalla harjausliikkeellä eli tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa.

## Suunniteltu säilytys huomioiden



Ylellinen USB-kuljetuslaukku toimii myös laturina, joten virta ei lopu kesken matkoillakaan. Aseta hammasharja laukkuun ja liitä se kannettavaan tietokoneeseen ja seinäliitäntään. Laukussa on myös hygienian takaava harjaspään pidike. Kotiloissa voit käyttää myös juomalasia toimivaa tyylikästä latauslasia, joka sopii kaikkiin kylpyhuoneisiin. Aseta hammasharja vain lasiin. Yhdellä täydellä latauksella hammasharjaa voi käyttää kaksi viikkoa.

# Tekniset tiedot

## Virta

Jännite: 100–240 V, 50–60 Hz

## Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3 viikkoa\*\*

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

## Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Vaaleanpunainen

## Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

## Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Näyttö: Valaistu näyttö

Latauksen ilmainen: Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa\*\*

## Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 DiamondClean

Harjaspäät: 1 DiamondClean Compact, 1 DiamondClean Standard -harjaspää

Kuljetuskotelo: USB-matkalaturi

Lasilaturi: 1

## Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Valkaiseva ominaisuus: Valkaisee hampaita 2 kertaa paremmin\*

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

## Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

puola: Kirkastaa ja kiillottaa hampaita

Hellävarainen: Hellävarainen hampaiden ja ikenien puhdistus

