

# PHILIPS

## sonicare



Brosse à dents  
électrique

DiamondClean

5 modes

2 têtes de brosse

Verre de charge, coffret de  
voyage

Coffret de voyage USB



HX9372/04

## Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonore Philips Sonicare pour éclaircir les dents

La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean\*
- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines\*
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes
- Coffret de voyage avec chargeur USB et verre de charge

### Assure un nettoyage optimal

- Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

## Points forts

### Dites adieu à la plaque dentaire



Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

### Des dents jusqu'à 2 fois plus blanches



Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.\*

### Prenez soin de vos gencives



Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines\*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle\*, pour un sourire plus sain.

### Un design prenant en compte la facilité de rangement



Votre coffret de voyage USB de luxe vous permet d'utiliser votre appareil en déplacement, grâce à son chargeur intégré. Placez votre brosse à dents dans le coffret et connectez-le à votre ordinateur portable ou branchez-le sur une prise secteur. Un support pour tête de brosse est également fourni, pour une meilleure hygiène en déplacement. À domicile, notre élégant verre de charge s'intègre parfaitement dans le décor de


vos salles de bain et vous permet de vous rincer la bouche après le brossage. Une simple charge permet deux semaines d'utilisation régulière.

### Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

### Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.


## Points forts

### Pour les zones difficiles d'accès



La forme exclusive du manche DiamondClean associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.

### Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

### Un brossage en toute confiance



Quels que soient vos besoins spécifiques, vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre avec DiamondClean. Notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes, facettes, et peut même être utilisée dans le cadre du traitement quotidien de troubles gingivaux.

## Caractéristiques

### Alimentation

Tension: 110-220 V

### Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines\*\*

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

### Design et finition

Couleur: Améthyste

### Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

### Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse

indique le niveau de batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines\*\*

### Accessoires inclus

Manche: 1 DiamondClean

Têtes de brosse: 2 DiamondClean standard

Étui de voyage: Coffret de voyage USB

Verre de charge: 1

### Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire\*

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace\*

### Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

White: Élimine les taches à la surface des dents

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Polissage: Pour des dents éclatantes

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

