

# PHILIPS

Nenä-suomaski

DreamWear

Nenä-suomaskipakkaus

S-koon pehmuste

S- ja M-koon kehys



HH1127



## Höyhenenkevyt.\*

DreamWear-nenä-suomaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat.

### Magneetti liittimet

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

### Avoim näkökenttä

- Avoimessa maskissa on leveä näkökenttä

### Innovatiivinen malli

- Vapaus liikkua
- Moduulimainen maski tuo valinnanvapautta

### Helppo ja mukava käyttää

- Helppokäyttöinen
- Pehmeä, joustava kehys
- Nenän alle asettava pehmuste

# Kohokohdat

## Vapaus liikkua



Koska letku lähtee päälta, DreamWear-nenä-suomaski antaa enemmän liikkumavapautta nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että DreamWear-nenä-suomaski ei vaikuta heidän nukkuma-asentoonsa.\*

## Ei enää painaumia nenänvarressa



Koska pehmuste asettuu nenän alle, nenänvarteen ei enää synny painaumia tai ärsytystä.\*\*

## Esteetön näkyminen



Avoim malli antaa sinun käyttää vapaasti silmälaseja, lukea, katsoa televisiota ja käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.\*\*

## Höyhenenkevyt



Pehmeää ja joustavaa kehystä on mukava käyttää öisin. Käyttäjien mukaan se on täysin huomaamaton.\*

## Vapaus valita



Käyttäjät voivat valita moduulimaiseen maskiin itselleen sopivimman pehmusteen.

## Helppokäyttöinen



Vain vähän osia: helppo koota, purkaa ja puhdistaa.

## Magneettiliittimet



Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

# Tekniset tiedot

## Huolto

Takuu: 90-days

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Julkaisupäivä 2023-07-10  
Versio: 3.2.1

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä  
ilmoitusta. Tavaramerkit ovat  
Koninklijke Philips N.V:n tai  
omistajiensa omaisuutta.

UPC: 6 06959 04631 3

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\*\* Elokuussa 2017 tehty potilaiden  
käyttökokeus tutkimus, n = 85. Potilaille määrättyjä  
maskeja olivat Resmed Airfit F10 ja F20, Respironics  
Amara View sekä F&P Simplus. Tiedot perustuvat  
10 päivän käyttökokeeseen.

\*\*\* Mallia koskeva lupaus: maski on suunniteltu  
sellaiseksi, että se ei kosketa nenänvartta.

\* Lisätietoja puhdistamisesta on käyttöohjeissa.