

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo dental  
eléctrico sónico

DiamondClean

Cinco modos

Dos cabezales de cepillado

Vaso de carga

Cargador de viaje USB

HX9332/04



## Dientes más blancos y saludables de por vida

El mejor cepillo sónico de blanqueamiento Philips Sonicare

El mejor blanqueamiento en nuestro cepillo Philips Sonicare más elegante. Cámbiate a Sonicare.

### Probado, mejora la higiene bucal

- Una sonrisa más blanca en una semana con nuestro cabezal de cepillado DiamondClean\*
- Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas\*
- Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual
- Elige entre cinco modos, que incluyen Pulido y Sensibilidad
- Seguro y suave para tus necesidades de salud bucal

### Diseñado para ti

- El programa EasyStart fomenta tu rutina con Philips Sonicare
- Los temporizadores fomentan el cepillado durante dos minutos
- Estuche de viaje con carga USB y vaso de carga

### Proporciona una limpieza superior

- Diseño en ángulo para alcanzar y limpiar las zonas difíciles
- Nuestra exclusiva tecnología te ofrece una limpieza tan potente como suave

## Especificaciones

### Potencia

Tensión: 100 - 240 V CA, 50-60 Hz

### Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 3 semanas \*\*

Tipo de batería: Iones de litio

### Diseño y acabado

Color: Blanco cerámica

### Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

### Fácil de usar

**Indicador de batería:** El icono iluminado indica la vida útil de la batería

**Sistema de cabezal de cepillado:** Cabezales de cepillado fáciles de montar

**Mango:** Diseño compacto y ergonómico

**Pantalla:** Pantalla iluminada

**Tiempo de cepillado:** Hasta 3 semanas \*\*

### Piezas incluidas

**Mango:** 1 DiamondClean

**Cabezales:** 1 DiamondClean compacto, 1 DiamondClean estándar

**Vaso cargador:** 1

**Estuche de viaje:** Cargador de viaje USB

### Rendimiento de limpieza

**Beneficios para la salud:** Mejora la salud de las encías en solo dos semanas

**Rendimiento:** Elimina hasta 7 veces más placa\*

**Velocidad:** Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

**Beneficios del blanqueamiento:** Dientes hasta dos veces más blancos\*

**Temporizador:** QuadPacer y SmarTimer

### Modos

**Limpieza:** Para una limpieza diaria excepcional

**Cuidado de las encías:** Masajea suavemente las encías

**Blanco:** Elimina las manchas superficiales

**Polaco:** Abrillanta y pule tus dientes

**Sensibilidad:** Limpieza suave de dientes y encías

