

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische
tandenborstel

FlexCare+

5 poetsstanden

2 opzetborstels

2 handvatten

UV-opzetborstelreiniger

HX6972/35



Superieure reiniging tussen de tanden

Tandenborstel voor zachte reiniging van tanden en tandvlees

De FlexCare+ elektrische tandenborstel combineert onze sonische technologie met 5 poetsstanden voor een optimale verzorging van uw tandvlees. Gezonder tandvlees na slechts 2 weken.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Klinisch bewezen veilig en zacht
- Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie
- Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Guides you to follow dental recommendations

- De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt
- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen

Provides a superior clean

- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden
- Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen
- Ontworpen voor een diepere en grondigere reiniging

Voor een gepersonaliseerde poetservaring

- Met het Easy-start-programma kunt u geleidelijk wennen aan de Sonicare-tandenborstel
- Vijf verschillende poetsstanden voor een schoner gebit


Kenmerken

Diepere en grondigere reiniging



Philips Sonicare InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar staande borstelharen om tandplak te verwijderen dat diep tussen de tanden en op andere moeilijk bereikbare plekken zit.

Verbeterd de gezondheid van uw tandvlees



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging langs het tandvlees voor gezonder tandvlees in slechts twee weken. Tot 6 keer betere tandplakverwijdering dan met een handtandenborstel bij het tandvlees.

Vijf verschillende poetsstanden



De vijf poetsstanden zijn een reinigingsstand voor schone tanden in twee minuten, een gevoelige stand voor een zachte maar grondige

reiniging van het tandvlees, een verfrissende stand van één minuut voor een frisse mond, een massagestand voor het stimuleren van het tandvlees en een verzorgingsstand die de gezondheid van uw tandvlees helpt te verbeteren.

Natuurlijk wittere tanden



Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Veilig en zacht



Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

Sonische technologie



De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.


Opzetborstel met gebogen nek



Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.




Kenmerken

Quadpacer

De intervaltimer van 30 seconden geeft aan wanneer u elk kwadrant van uw gebit hebt gepoetst, zodat u alle vier de kwadranten van uw gebit even lang en grondig reinigt

SmarTimer

De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

Easy-start-programma

Voert de poetskracht geleidelijk op tijdens de eerste 14 poetsbeurten, zodat u rustig kunt wennen aan de Philips Sonicare elektrische tandenborstel



Specificaties

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Maximaal 3 weken**

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Cooper frost

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Het lampje geeft de

batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Poetstijd: Maximaal 3 weken**

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 2 FlexCare+

Opzetborstels: 2 InterCare-standaardborstel

Reisetui: 1

Docking station: 1

UV-reiniger: 1

Reinigingsprestaties

Prestaties: Verwijdert tot zes keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Wittere tanden: Helpt verkleuringen op natuurlijke wijze te verwijderen

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Massage: Verkwikkende massage

Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees

Refresh: Poetsstand van 1 min. voor snel bijpoetsen

