




Philips Sonicare FlexCare+
Sonische, elektrische
tandenborstel

5 poetsstanden
2 opzetborstels



HX6922/03



Superieure reiniging tussen de tanden

Tandenborstel voor zachte reiniging van tanden en tandvlees

De FlexCare+ elektrische tandenborstel combineert onze sonische technologie met 5 poetsstanden voor een betere mondhygiëne. Uw tandvlees is bovendien gezonder na slechts 2 weken.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Klinisch bewezen veilig en zacht
- Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie
- Verbeterd gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

- De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt
- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen

Superieure reiniging

- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden
- Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen
- Ontworpen voor een diepere en grondigere reiniging

Voor een gepersonaliseerde poetservaring

- Met het Easy-start-programma kunt u geleidelijk wennen aan de Sonicare-tandenborstel
- Vijf verschillende poetsstanden voor een schoner gebit

PHILIPS
sonicare

Kenmerken

Diepere en grondigere reiniging



Philips Sonicare InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar staande borstelharen om tandplak te verwijderen dat diep tussen de tanden en op andere moeilijk bereikbare plekken zit.

Verbeterd de gezondheid van uw tandvlees



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging langs het tandvlees voor gezonder tandvlees in slechts twee weken. Tot 6 keer betere tandplakverwijdering dan met een handtandenborstel bij het tandvlees.

Vijf verschillende poetsstanden



De vijf poetsstanden zijn een reinigingsstand voor schone tanden in twee minuten, een gevoelige stand voor een zachte maar grondige reiniging van het tandvlees, een verfrissende stand van één minuut voor een frisse mond, een massagestand voor het stimuleren van het tandvlees en een verzorgingsstand die de

gezondheid van uw tandvlees helpt te verbeteren.

Natuurlijk wittere tanden



Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Veilig en zacht



Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

Sonische technologie



De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met gebogen nek




Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

SmarTimer



De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

Quadpacer



De intervaltimer van 30 seconden geeft aan wanneer u elk kwadrant van uw gebit hebt gepoetst, zodat u alle vier de kwadranten van uw gebit even lang en grondig reinigt



Specificaties

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Cooper frost

Vermogen

- Voltage: 110 - 220 V

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Maximaal 3 weken**
- Batterijtype: Lithium-ion

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

- Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan
- Handvat: Slang, ergonomisch design
- Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
- Display: Verlicht display
- Poetsstijd: Maximaal 3 weken**

Meegeleverde artikelen

- Reisetui: 1
- Handvatten: 1 FlexCare+
- Docking station: 1
- Opzetborstels: 2 InterCare-standaardborstel

Reinigingsprestaties

- Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min
- Performance: Verwijdert tot zes keer meer tandplak*
- Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees
- Timer: Quadpacer en SmarTimer
- Wittere tanden: Helpt verkleuringen op natuurlijke wijze te verwijderen

Poetsstanden

- Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
- Gum Care: Zachte massage van het tandvlees
- Massage: Verkwikkende massage
- Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees
- Refresh: Poetsstand van 1 min. voor snel bijpoetsen



Publicatiedatum
2022-01-03

Versie: 3.0.2

EAN: 08 71010 37505 74

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
** gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand