

PHILIPS

sonicare

Serie 2 zum Plaque-Schutz

2 Series plaque control

1 Putzprogramm

1 Bürstenkopf



HX6201/40

Entfernt bis zu 100 % mehr Plaque* für gesundes Zahnfleisch

* im Vergleich zu einer Handzahnbürste

Bietet hervorragende Plaque-Entfernung auf Knopfdruck

Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen
- Der 2-Minuten-Timer hilft Ihnen, die empfohlene Putzdauer einzuhalten

Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Die Easy-Start-Funktion erleichtert den Umstieg von einer Handzahnbürste

Sorgt für sicht- und fühlbare Reinigungsergebnisse

- Angewinkelter Bürstenkopf, um die hinteren Backenzähne besser erreichen zu können
- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen
- Entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Weltweit von Zahnärzten empfohlen

- Bessere Plaque-Entfernung zur Reduzierung von Karies
- Sicher bei Zahnsparungen, Zahnersatz, Veneers

2 Series plaque control

Serie 2 zum Plaque-Schutz

HX6201/40


Besonderheiten

Verringert Kariesbildung



Ermöglicht eine gründlichere Plaque-Entfernung und macht die hinteren Backenzähne leichter erreichbar; zweimal tägliches Zähneputzen mit dieser Bürste kann dabei helfen, Karies zu verringern.

Entfernt bis zu 2 x mehr Plaque



Dieser Bürstenkopf entfernt bis zu 2 Mal mehr Plaque als eine Handzahnbürste

Sonicare Schalltechnologie




Unsere Schalltechnologie bietet eine besonders effektive dynamische Reinigung, die die Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands spült, für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung.

Sicher und sanft




Die sanften Bewegungen dieser elektrischen Schallzahnbürste von Philips Sonicare sind sicher für Zahnersatz sowie Zahnspangen, Implantate und Veneers, damit Sie sorglos Zähneputzen können.

Besseres Erreichen der Backenzähne



Diese Zahnbürste zum Entfernen von Plaque verfügt über einen schlanken, angewinkelten Bürstenkopf, der einen besseren Zugang zu den hinteren Zähnen und schwer zugänglichen Stellen ermöglicht.

Easy-Start-Funktion



Die Easy-Start-Funktion erhöht die Putzintensität der Schallzahnbürste im Laufe der ersten 14 Anwendungen. So gewöhnen Sie sich leichter


an das Putzen mit der Sonicare Schallzahnbürste und sorgen für einen optimalen Übergang von der Hand- zur Sonicare Schallzahnbürste.

2-Minuten-Timer



Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare verfügt über einen speziellen 2-Minuten-Timer, mit dem die Einhaltung der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten erleichtert wird.

4-Quadranten-Timer



Der 4-Quadranten-Timer unterstützt gründliches Zähneputzen im ganzen Mund. Die Zahnbürste gibt alle 30 Sekunden einen Signalton aus und zeigt so an, dass es Zeit ist, zu einem anderen Bereich im Mund zu wechseln.

2 Series plaque control

Serie 2 zum Plaque-Schutz

HX6201/40

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: NiMH

Design und Materialausführung

Farbe: Graublau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare

Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Handstücke: 1 Serie 2 zum Plaque-Schutz

Bürstenköpfe: 1 ProResults (Standard)

Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Verringert

Kariesbildung

Leistung: Bis zu 2 Mal mehr Plaque-Entfernung*

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

