

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

DiamondClean

5 Putzprogramme

2 Handstücke

Ladeglas

mit Deep Clean-Putzprogramm



HX9392/40



Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Die beste Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

Für eine gute Mundgesundheit

- Sicher und sanft für Ihre Mundgesundheit
- Wählen Sie aus 5 Putzprogrammen einschließlich Deep Clean und Sensitive

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse


- Easy-Start-Programm entwickelt Ihre Philips Sonicare-Routine
- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten

Hervorragende Reinigung

- Der DeepClean-Modus erreicht auch Ihre Problemstellen
- Bis zu 10 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

Besonderheiten

Verabschieden Sie sich von Plaque



Und dank seines flexiblen Designs entfernt er bis zu 10 x mehr Plaque an schwer zugänglichen Stellen* – für eine echte Tiefenreinigung am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen.

5 Putzprogramme zum Reinigen ganz nach Ihren Bedürfnissen



Mit der DiamondClean erhalten Sie jeden Tag eine erfrischende Reinigung. Unsere 5 Putzprogramme stellen sich all Ihren Anforderungen: Clean – für außergewöhnliche tägliche Reinigung, Gum Care – für sanfte Zahnfleisch-Massage, Deep Clean – für eine belebende, gründliche Reinigung, Sensitive – für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung von

empfindlichem Zahnfleisch, und White – das ideale Programm zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen.

Besonders gründliche Tiefenreinigung



Mit unserem DeepClean-Modus können Sie sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren und diese besonders gründlich putzen. Wir haben unsere einzigartige Bürstenkopfbewegung um ein verlängertes 3-Minuten-Putzprogramm erweitert, damit Ihre Zähne tiefengereinigt werden.

2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert,

wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

Starten Sie einfach Ihre neue Routine



Etwas Neues zu beginnen, kann etwas gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

Putzen Sie ohne Sorgen



Die DiamondClean bietet eine sichere Reinigung für alle Anforderungen. Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnsparren, Füllungen, Kronen und Veneer, und kann sogar in der täglichen Behandlung von Zahnfleischerkrankungen verwendet werden.

Daten

Design und Materialausführung

Farbe: Rose Gold, Schwarz

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen*

Batterietyp: Lithium-Ionen

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Anzeige: Beleuchtetes Display

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 2 C3 Premium Plaque Defense

Handstück: 2 DiamondClean

Ladeglas: 1

Ladestation: 1

Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Deep Clean: Für eine besonders gründliche Reinigung

Sensitive: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

