

PHILIPS

Elektrische
Schallzahnbürste mit App

ExpertClean 7500

Vernetztes Putzen leicht
gemacht

Integrierter Drucksensor

Smart-Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme,
3 Intensitätsstufen



HX9691/02



Alles, was Sie für eine hervorragende Mundgesundheit benötigen

Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque

Gute Putzgewohnheiten zu wahren, ist schwierig. ExpertClean begleitet Sie zwischen den Zahnarztkontrollen. Mit den integrierten intelligenten Sensoren wissen Sie, wann Sie den Druck anpassen müssen, und nutzen den Fortschrittsbericht der App, um sich an Ihre Putzroutine zu halten.

Genießen Sie ein elegantes und benutzerfreundliches Design

- Einfaches Aufladen und stilvoller Start
- Macht das Reisen einfacher

ExpertClean Benutzer erleben eine verbesserte Mundgesundheit

- Gründlichste Reinigung bei gleichzeitigem Schutz Ihres empfindlichen Zahnfleisches
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch* in nur 2 Wochen
- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung
- Effektiv gegen Plaque, sanft zu Ihrem Zahnfleisch

Lassen Sie ExpertClean sich an Ihre Anforderungen anpassen

- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus

Bleiben Sie mit personalisierter Anleitung auf dem Laufenden

- Anleitung zur Einführung und Aufrechterhaltung gesunder Gewohnheiten


Besonderheiten

Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*



Mit dem C3 Premium Bürstenkopf zur Plaque-Bekämpfung für elektrische Zahnbürsten zur Plaque-Entfernung wissen Sie, dass Sie die bestmögliche Reinigung erhalten. Die weichen, flexiblen Borsten passen sich der Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen.

Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch*




Konzentrieren Sie sich mit dem G3 Premium Gum Care Bürstenkopf auf die Verbesserung Ihrer Zahnfleischgesundheit. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen auf optimale Weise dafür, Zahnfleischerkrankungen in diesem Bereich vorzubeugen. Nutzer dieses Bürstenkopfs haben bis zu 100 % weniger Zahnfleiscentzündungen* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.*

C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung




Mit dem Premium Bürstenkopf zur Plaque-Bekämpfung putzen Sie gründlicher als je zuvor. Sanfte, flexible Seiten und Borsten passen sich hervorragend an die Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt und reinigen auch schwer erreichbare Stellen*.

G3 Premium Gum Care Bürstenkopf



Der G3 Premium Gum Care Bürstenkopf wurde zur Verbesserung Ihrer Zahnfleischgesundheit entwickelt. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo häufig Zahnfleischerkrankungen beginnen.

Fortschrittsbericht



ExpertClean gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren informieren Sie, wenn Sie zu viel


Druck ausüben, und durch die Verbindung Ihrer Putzerfahrung mit der Sonicare App hilft Ihnen ein personalisierter Fortschrittsbericht, den Überblick zu behalten, um zu sehen, wie viel Sie im Laufe der Zeit verbessert haben.

4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Die ExpertClean verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "White+"-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und der "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

Integrierter Drucksensor



Vielleicht bemerken Sie selbst es nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre ExpertClean schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück dieser intelligenten Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weniger Druck auszuüben und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie:
Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar
Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
14 Tage***
Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß und Gold

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones,
Bluetooth 4.0-fähige Tablets
iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation
oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7
oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach
aufsteckbare Bürstenköpfe
Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet
auf

Artikel enthalten

Ladegerät: 1
Bürstenköpfe: 1 C3 Premium zum Plaque-
Schutz, 1 G3 Premium Gum Care
Reiseetui: USB-Reiseladeetui
Handstück: 1 ExpertClean

Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Bis zu 7 x
gesünderes Zahnfleisch*
Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*
Geschwindigkeit: Bis zu 62.000
Bürstenkopfbewegungen/Min.
Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer
Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur
Warnung des Benutzers

Programme

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch
Deep Clean+: Bietet Ihnen eine besonders
gründliche Reinigung

Gesundes Zahnfleisch: Sorgt für eine sanfte,
aber effektive Reinigung entlang des
Zahnfleischrandes
White+: Zum Entfernen von Verfärbungen
"Clean"-Putzprogramm: Für eine
ausgezeichnete tägliche Reinigung

Smart-Bürstenkopferkennung

C3 Premium zum Plaque-Schutz: Die perfekte
Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm
G3 Premium Gum Care: Die perfekte
Ergänzung zum "Gum Health"-Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie
immer, wann, Sie die Bürstenköpfe
austauschen sollten
Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem
Druck
BrushSync Technologie: Verbindet das
intelligente Handstück mit, dem intelligenten
Bürstenkopf

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für
2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende
Softwareaktualisierungen an.

