

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

ProtectiveClean 6100

Ingebouwde poetsdruksensor

3 poetsstanden, 3 sterktes

2 BrushSync-functies

Reisetui



HX6871/47



## Wittere tanden. Zachte reiniging.

### Wittere tanden in slechts 1 week.

Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.

#### **Bewezen verbetering van de mondhygiëne**

- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen
- Wittere tanden in slechts één week

#### **Designed around you**

- Maakt reizen makkelijker voor u
- Aanmoediging om grondig te poetsen

#### **Innovative technology**

- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels
- Laat u weten wanneer u te hard drukt

#### **Optimaliseer het poetsen**

- Drie poetsstanden, drie intensiteiten
- Selecteer de optimale poetsstand en intensiteit

# Kenmerken

## Natuurlijk wittere tanden



Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

## Poetsen op uw manier



Deze tandenborstel kunt u instellen naar uw poetsbehoefte met een keuze uit drie poetsstanden en drie intensiteiten. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandaanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvlees zachtjes kunt masseren. De drie intensiteiten zorgen dat u kunt wisselen tussen hogere en lagere intensiteiten en de intensiteit kunt aanpassen van links naar rechts.

## Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

## Poetst u te hard?




U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de elektrische tandenborstel met poetsdruksensor wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

## BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die Smart-koppeling van poetsstanden en vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

## Poetsstand en intensiteit koppelen



Vraagt u zich wel eens af welke poetsstand en intensiteit u moet gebruiken? Dat is niet meer nodig. BrushSync-koppeling laat uw slimme handvat weten welke opzetborstel u gebruikt. Als u bijvoorbeeld een opzetborstel voor tandvleesverzorging op het handvat klikt, weet de tandenborstel exact welke poetsstand en intensiteit optimaal zijn voor het reinigen van uw tandvlees. U hoeft alleen nog maar op de aan-uitknop te drukken.

## BrushSync-vervangingsherinnering




Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

## Philips Sonicare-technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

## Handige timers



Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

# Specificaties

## Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

## Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):  
Tot 2 weken

Batterijtype: Lithium-ion

## Ontwerp en afwerking

Kleur: Marineblauw

## Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

**Batterij-indicator:** Het lampje geeft de batterijstatus aan

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels  
**Poetstijd:** Tot 2 weken

## Meegeleverde artikelen

**Opzetborstels:** 2 W2 Optimal White-standaard

**Handvat:** 1 ProtectiveClean

**Docking station:** 1

**Reisetui:** 1

## Reinigingsprestaties

**Gezondheidsvoordelen:** Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken, Helpt gaatjes verminderen

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Timer:** Quadpacer en SmarTimer

**Feedback bij te veel druk:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**3 sterktes:** Laag, Medium, Hoog

**Gum Care:** Zachte massage van het tandvlees

**Wit:** Verwijdert oppervlaktevlekken

## BrushSync-koppeling van poetsstanden

**C2 Optimal Plaque Control:** Koppelt met de Clean-poetsstand

**G2 Optimal Gum Care:** Koppelt met de Gum Care-poetsstand

**W2 Optimal White:** Koppelt met de White-poetsstand

## Slimme sensortechnologie

**BrushSync-vervangingsherinnering:** Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poetst

**BrushSync-technologie:** Koppelt de slimme tandenborstel met, slimme opzetborstel

