



Philips ExpertClean 7300
Elektrische sonische
tandenborstel met app

Verbind eenvoudig met de app

Ingebouwde poetsdruksensor
Slimme herkenning van
opzetborstels
3 poetsstanden, 3 sterktes



HX9601/03

Alles wat u nodig hebt voor een uitstekende mondhygiëne

Tot 7x gezonder tandvlees*

Het is lastig om goede poetsgewoonten vast te houden. In de periode tussen controles bij de tandarts helpt ExpertClean u hierbij. Dankzij de ingebouwde slimme sensoren weet u wanneer u de druk moet aanpassen en het voortgangsrapport in de app helpt u om uw tandenpoetsroutine vast te houden.

Geniet van een stijlvol en gebruiksvriendelijk design

- Eenvoudig om op te laden en ook nog eens stijlvol
- Maakt reizen makkelijker voor u

Gebruikers van ExpertClean merken dat hun mondhygiëne verbetert

- Hard tegen tandplak, zacht voor het tandvlees
- Reinigt diep en beschermt gevoelig tandvlees
- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging
- Tot wel 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken

ExpertClean past zich aan naar uw behoeften

- Gepersonaliseerde poetservaring
- Laat u weten wanneer u te hard poetst
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen
- BrushSync selecteert automatisch de beste stand voor u

Houd uw doelen vol met gepersonaliseerde begeleiding

- Begeleiding om te beginnen met gezonde gewoontes en ze vast te houden

PHILIPS

Elektrische sonische tandenborstel met app

Verbind eenvoudig met de app Ingebouwde poetsdruksensor, Slimme herkenning van opzetborstels, 3 poetsstanden, 3 sterktes

Kenmerken

Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*




Dankzij de C3 Premium Plaque Defence-opzetborstel weet u zeker dat uw gebit grondig wordt gereinigd. De zachte, flexibele borstelharen hebben een gebogen design, waardoor ze de contouren van uw tanden volgen, 4x meer contact** maken en tot 10x meer plak verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.

Tot 7x gezonder tandvlees*



Verbeter de gezondheid van uw tandvlees met de G3 Premium Gum Care-opzetborstel. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels zijn ideaal om uw tandvlees gezond te houden. Gebruikers van deze opzetborstel hebben 100% minder tandvleesontstekingen* en tot 7x gezonder tandvlees in slechts twee weken.*

Voortgangsrapport



ExpertClean geeft u de begeleiding die u nodig hebt om gezonde poetsgewoonten te

verbeteren en vast te houden tussen de tandartscontroles door. De ingebouwde slimme sensoren laten u weten wanneer u te hard poetst. Door uw tandenborstel aan de Sonicare-app te verbinden, krijgt u een gepersonaliseerd voortgangsrapport dat u helpt om uw poetsgewoontes vast te houden en krijgt u een overzicht van uw verbeteringen.

3 poetsstanden, 3 sterktes



ExpertClean heeft de standen Clean, Gum Health en Deep Clean+ voor al uw poetsbehoeften. De Clean-poetsstand is bedoeld voor buitengewone dagelijkse reiniging, Gum Health reinigt het tandvlees voorzichtig maar effectief en Deep Clean+ geeft u een verfrissende, grondige reiniging. De tandenborstel heeft drie sterktes, zodat u kunt kiezen voor een sterkere reiniging of een mildere reiniging voor een gevoelige mond.

Slimme herkenning van opzetborstels



Slimme opzetborstels zorgen ervoor dat u de juiste stand en sterkte gebruikt voor de best mogelijke reiniging. Als u bijvoorbeeld de G3 Premium Gum Care-opzetborstel gebruikt, koppelt de BrushSync-technologie van uw ExpertClean uw opzetborstel aan de Gum Health-stand. Dit helpt u om uw tandvlees gezond te houden.

HX9601/03

Ingebouwde poetsdruksensor



U merkt wellicht niet dat u te hard poetst maar uw ExpertClean ontgaat dat niet. Als u te hard drukt, gaat de intelligente tandenborstel licht pulseren en weet u dat u minder hard moet poetsen. Laat de borstel het werk doen. 7 van de 10 personen vonden deze functie handig en gingen daardoor beter hun tanden poetsen.

BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

Elektrische sonische tandenborstel met app

Verbind eenvoudig met de app Ingebouwde poetsdruksensor, Slimme herkenning van opzetborstels, 3 poetsstanden, 3 sterktes

Specificaties

Connectiviteit

- Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden tandenpoetsapp

Vermogen

- Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

- Batterij: Oplaadbaar
- Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen**
- Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Wit en goud

Service

- Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Compatibiliteit

- Compatibiliteit met Android: Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0
- Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger, met iOS7-besturingssysteem

Gebruiksgemak

- Handvat: Slank, ergonomisch design
- Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
- Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Meegeleverde artikelen

- Opzetborstels: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1

Premium Gum Care

- Handvat: 1 ExpertClean
- Docking station: 1
- Reisetui: 1

Reinigingsprestaties

- Gezondheidsvoordelen: Tot 7x gezonder tandvlees*
- Prestaties: Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*
- Timer: BrushPacer en SmarTimer
- Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

- Clean: Buitengewoon schoon, elke dag
- 3 sterktes: Laag, Medium, Hoog
- Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige reiniging
- Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

BrushSync-koppeling van poetsstanden

- G3 Premium Gum Care-opzetborstel: Koppelt met de Gum Health-poetsstand
- C3 Premium Plaque Defence: Koppelt met de Clean-poetsstand

Slimme sensortechnologie

- BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen
- Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst
- BrushSync-technologie: Koppelt de slimme tandenborstel met, slimme opzetborstel

HX9601/03



Publicatiedatum
2024-11-11

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 89914 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* meer dan een handtandenborstel

** vergeleken met DiamondClean

*** gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag