

PHILIPS

sonicare

Sonic-
sähköhammasharja

DiamondClean

Näkyvästi valkoisemmat
hampaat viikossa

Parempi suun terveys kahdessa
viikossa

Akun kesto jopa 3 viikkoa

Induktiolataus ainutlaatuisessa
lasissa



HX9393/93



Puhtaammat, valkoisemmat hampaat

Paras Philips Sonicare sähköhammasharja uuden
syväpuhdistustilan kanssa

Philips DiamondClean sähköhammasharja putsaa pintavärytymät pois tehokkaasti hampaista jotta hymysi olisi puhtaampi ja valkoisempi. Uudella harjaspäällä ja syväpuhdistustilalla hammasvälit ja ienraja puhdistuu tehokkaasti mutta hellävaraisesti. DiamondClean sähköhammasharja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia tavalliseen hammasharjaan verrattuna ja antaa raikkaan tunteen suuhun.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa
- Valkaisee hampaita jopa 2 kertaa paremmin kuin tavallinen hammasharja.
- Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Suunniteltu sinua varten


- Kaksi lataustapaa: lasilaturi ja kuljetuslaukku
- Ajastimet kannustavat perusteelliseen harjaamiseen

Provides a superior clean

- DiamondClean-harjaspäät, Sonicaren tehokkainta valkaisua
- Seuraa hampaiden ja ikenien muotoja ja puhdistaa perusteellisemmin
- Dynaaminen puhdistus takaa paremman suun terveyden
- Uusi Deep Clean: käsittelee ongelmakohtia vaivattomasti


Kohokohdat

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia




Poistaa AdaptiveClean-harjaspään kanssa jopa 10 kertaa enemmän plakkia vaikeapääsyisistä paikoista kuin tavallinen hammasharja.

Valkaisee hampaita 2 kertaa paremmin



Tämä Philips Sonicare -hammasharja valkaisee hampaita yli kaksi kertaa tavallista hammasharjaa tehokkaammin vain yhdessä viikossa. Poistaa jopa 100 prosenttia enemmän tummentumia ja tekee hampaista valkoisemmat vain yhdessä viikossa.

Parantaa ienterveyttä



Philips Sonicare -sähköhammasharjan hammasvälien ja ienrajojen optimaalinen puhdistus kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa.

AdaptiveClean-harjaspää



AdaptiveClean-harjaspää on ainoa sähköhammasharjan pää, joka seuraa hampaidesi ja ikeniesi yksilöllisiä muotoja. Harjaspää pystyy pehmeiden joustavien kumisivujen ansiosta myötäilemään jokaista kaarretta. Se puhdistaa jopa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta ja poistaa plakkia jopa 10 kertaa enemmän ienrajoista ja hampaiden välistä. Harjan seurattessa ienrajaa se vaimentaa liiallista harjausvoimaa, jotta ikeniä käsitellään hellävaraisesti.

DiamondClean-harjaspää



DiamondClean on Philips Sonicaren tehokkain valkaiseva harjaspää. Sen vinoneliön muotoiset harjakset poistavat tummentumia ja plakkia tehokkaasti mutta hellästi. Se poistaa kahvin, teen, punaviinin ja tupakan aiheuttamat tahrat jo 1 viikossa.

Deep Clean -tila




Täysin uusi Deep Clean -tila tarjoaa poikkeuksellista puhdistusta vaikeapääsyisissä paikoissa. Harjaspään ainutlaatuinen liike sekä pidennetty kolmen minuutin harjausaika tekevät tästä tilasta oikean valinnan, kun haluat kiinnittää erityistä huomiota ongelmakohtiin.

Dynaaminen puhdistustekniikka




Yli 31 000 harjausliikettä minuutissa tuottavat Philips Sonicare -sähköhammasharjat tarjoavat ylivertaista puhdistustehoa, joka näkyy ja tuntuu. Sonic-tekniikan dynaaminen puhdistustoiminto ohjaa nesteen syvälle hampaiden väliin ja ienrajoja pitkin. Saat nauttia voimakkaasta mutta hellävaraisesta puhdistuksesta, joka tuottaa kliinisesti todistettuja tuloksia.

Kaksi lataustapaa



1) Lasilaturi: aseta Philips Sonicare -sähköhammasharja lasiin latautumaan. Lasia voi käyttää myös huuhteluun harjauksen jälkeen. 2) Kuljetuslaukku: liitetään kannettavaan tietokoneeseen USB-kaapelilla tai voidaan ladata pistorasiasta. Voit ottaa DiamondClean-harjan mukaan kaikille matkoille.

Quadpacer ja SmarTimer



Quadpacer-intervalliajastin kertoo, milloin on aika siirtyä seuraavaan suuneljännekseen, ja SmarTimer auttaa harjaamaan hammaslääkärien suositteleman kahden minuutin ajan.

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110-220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3 viikkoa*

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Ruusukulta

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Näyttö: Valaistu näyttö

Latauksen ilmaisin: Valaistu kuvake osoittaa akun latauksen

Pakkauksen sisältö

Rungot: 1 DiamondClean

Harjaspäät: 2 DiamondClean Standard -harjaspäätä, 1 x AdaptiveClean

Kuljetuskotelo: USB-matkalaturi

Lasilaturi: 1

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

Terveyshedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Valkaiseva ominaisuus: Valkaisee hampaita 2 kertaa paremmin*

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Syväpuhdistus: Perusteellinen syväpuhdistus

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

Hellävarainen: Hellävarainen hampaiden ja ikenien puhdistus

