

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste mit App

ExpertClean 7300

Vernetztes Putzen leicht
gemacht

Integrierter Drucksensor

Smart-Bürstenkopferkennung

3 Putzprogramme, 3 Intensitäten



HX9681/01



Intelligente Technologie für eine gesunde Zahnpflege

Perfekte Reinigung für die Bedürfnisse Ihrer Patienten

Die Philips Sonicare ExpertClean hilft Ihren Patienten dabei, mithilfe der Smart Sensor-Technologie und Fortschrittsberichten ihre Gewohnheiten aufzuzeichnen und Feedback zu erhalten, um ihre Putztechnik und tägliche Zahnpflege zu verbessern.

Für eine gute Mundgesundheit

- Erhöhter Oberflächenkontakt zur Entfernung von Plaque
- Bessere Zahnfleischpflege für die allgemeine Gesundheit

Verbessert die Mundgesundheit Ihrer Patienten

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque* für eine gründliche Reinigung
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch* in nur 2 Wochen

Speziell für Ihre Patienten entwickelt

- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Einfaches Aufladen und stilvoller Start
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Verhilft Patienten zu besseren Zahnpflegegewohnheiten
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus

Besonderheiten

Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*




Der C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz bietet Ihnen unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt** und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch*



Der G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches Ihres Patienten. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf sorgt klinisch erwiesen für bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.*

Fortschrittsbericht



Ihre ExpertClean gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde

Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren verfolgen und messen das Putzverhalten der Patienten, während das Philips Sonicare ExpertClean Handstück sofortiges Feedback liefert. Im Laufe der Zeit speichert und analysiert die Sonicare App diese Gewohnheiten und erstellt einen Fortschrittsbericht, um eine bessere Putztechnik zu fördern.

3 Putzprogramme, 3 Intensitäten



Die ExpertClean verfügt über die Putzprogramme Clean, Gum Health und Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.


Intelligente Bürstenkopf-Erkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den G3 Premium Gum Care Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer ExpertClean

synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem "Gum Health"-Putzprogramm, um Ihr Zahnfleisch gesund und sauber zu halten.

Integrierter Drucksensor



Vielleicht bemerken Sie selbst es nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre ExpertClean schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück dieser intelligenten Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weniger Druck auszuüben und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

C3 Premium zum Plaque-Schutz



Der C3 Premium zum Plaque-Schutz ist unser bester Bürstenkopf zur gründlichen Tiefenreinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x Mal mehr Oberflächenkontakt und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen* zu erzielen.

Daten

Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie:
Verbundene Zahnpflege-App

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar
Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):
14 Tage***
Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß und hellblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte
Garantie

Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones,
Bluetooth 4.0-fähige Tablets
iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation
oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7
oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach
aufsteckbare Bürstenköpfe
Handstück: Schlankes, ergonomisches Design
Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet
auf

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 C3 Premium zum Plaque-
Schutz, 1 G3 Premium Gum Care
Ladegerät: 1
Reiseetui: 1
Handstück: 1 ExpertClean

Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Bis zu 7 x
gesünderes Zahnfleisch*
Geschwindigkeit: Bis zu 62.000
Bürstenkopfbewegungen/Min.
Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque*
Weiße Zähne: Hilft, Verfärbungen auf
natürliche Weise zu entfernen
Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer
Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur
Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung
3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch
Deep Clean+: Für eine besonders gründliche
Reinigung
Gesundes Zahnfleisch: Pflegt Backenzähne
besonders gründlich

Smart-Bürstenkopferkennung

C3 Premium zum Plaque-Schutz: Die perfekte
Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm
G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die
perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-
Putzprogramm

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem
Druck
BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie
immer, wann, Sie die Bürstenköpfe
austauschen sollten
BrushSync Technologie: Verbindet das
intelligente Handstück mit, dem intelligenten
Bürstenkopf

Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für
2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende
Softwareaktualisierungen an.

