

PHILIPS

sonicare



Elektrische
Schallzahnbürste

ProtectiveClean 4300

Integrierter Drucksensor

1 Putzprogramm

BrushSync Funktion



HX6848/92

Weißere Zähne. Ganz sanft.

Helte Zähne in nur einer Woche auf

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor, während Ihre Zähne in nur einer Woche weißer werden.

Für eine gute Mundgesundheit

- Weißere Zähne in nur einer Woche

Innovative Technologie

- Eine sanfte Erinnerung für mehr Vorsicht
- Patienten holen das Meiste aus ihren Bürstenköpfen heraus
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
- Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen

Verbessert die Mundgesundheit Ihrer Patienten

- Füllungen, Kronen oder empfindliche Bereiche? Keine Sorge.

Speziell für Ihre Patienten entwickelt

- Eine tolle Möglichkeit, sich an Ihre neue Zahnbürste zu gewöhnen
- Förderung einer gründlichen Reinigung

Besonderheiten

Natürlich weiße Zähne



Stecken Sie den W2 Optimal White Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erhalten. Mit seinen dicht platzierten, zentralen Borsten zur Entfernung von Verfärbungen macht dieser Bürstenkopf Ihre Zähne klinisch erwiesen in nur einer Woche weißer.

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Der i InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte hochwertige Borsten, um Plaque in den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Zudem verringert er nachweislich Zahnfleischbluten und Entzündungen in nur zwei Wochen.

Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste tut es. Wenn Patienten Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.

Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen, Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.

Philips Sonicare-Technologie




Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Intelligente Erinnerungsfunktionen



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Doch auch daran haben wir gedacht: Unsere intelligente Bürstenerkennung weiß, wie lange Patienten ihren Bürstenkopf schon verwenden und mit wie viel Druck sie putzen. Wenn es Zeit zum Austauschen ist, weist eine Anzeige am Handstück darauf hin. So können sie sicher sein, dass der Bürstenkopf dauerhaft gute Ergebnisse liefert.

Hilfreiche Timer




Unser 4-Quadranten-Timer teilt Patienten mit, wenn sie ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht haben, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann sie die empfohlenen zwei Minuten erreicht haben.

BrushSync Technologie



Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

Easy-Start-Funktion



Etwas Neues zu beginnen, kann gewöhnungsbedürftig sein. Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

ProtectiveClean 4300

Elektrische Schallzahnbürste

HX6848/92

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß und mittelblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 W2c Optimal White kompakt, 1 ic InterCare kompakt, 1 Sensitive, Standard

Ladegerät: 1

Handstück: 1 ProtectiveClean

Reinigungsleistung

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen, Verringert Kariesbildung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

2 Intensitätsstufen: Niedrig, Hoch

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

