

# PHILIPS



Elektrische  
Schallzahnbürste mit App

ExpertClean 7500

Vernetztes Putzen leicht gemacht

Integrierter Drucksensor

Smart-Bürstenkopferkennung

4 Putzprogramme,  
3 Intensitätsstufen



HX9631/16

## Alles, was Sie für eine hervorragende Mundgesundheit benötigen

### Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque

Gute Putzgewohnheiten zu wahren, ist schwierig. ExpertClean begleitet Sie zwischen den Zahnarztkontrollen. Mit den integrierten intelligenten Sensoren wissen Sie, wann Sie den Druck anpassen müssen, und nutzen den Fortschrittsbericht der App, um sich an Ihre Putzroutine zu halten.

#### Genießen Sie ein elegantes und benutzerfreundliches Design

- Einfaches Aufladen und stilvoller Start
- Macht das Reisen einfacher

#### ExpertClean Benutzer erleben eine verbesserte Mundgesundheit

- Gründlichste Reinigung bei gleichzeitigem Schutz Ihres empfindlichen Zahnfleisches
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\* in nur 2 Wochen
- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung
- Effektiv gegen Plaque, sanft zu Ihrem Zahnfleisch

#### Lassen Sie ExpertClean sich an Ihre Anforderungen anpassen


- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus

#### Bleiben Sie mit personalisierter Anleitung auf dem Laufenden

- Anleitung zur Einführung und Aufrechterhaltung gesunder Gewohnheiten


## Besonderheiten

### Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*



Mit dem C3 Premium Bürstenkopf zur Plaque-Bekämpfung für elektrische Zahnbürsten zur Plaque-Entfernung wissen Sie, dass Sie die bestmögliche Reinigung erhalten. Die weichen, flexiblen Borsten passen sich der Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt\*\* und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen.

### Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\*




Konzentrieren Sie sich mit dem G3 Premium Gum Care Bürstenkopf auf die Verbesserung Ihrer Zahnfleischgesundheit. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen auf optimale Weise dafür, Zahnfleischerkrankungen in diesem Bereich vorzubeugen. Nutzer dieses Bürstenkopfs haben bis zu 100 % weniger Zahnfleiscentzündungen\* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.\*

### C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung




Mit dem Premium-Bürstenkopf zur Plaque-Bekämpfung putzen Sie gründlicher als je zuvor. Sanfte, flexible Seiten und Borsten passen sich hervorragend an die Form Ihrer Zähne an, bieten 4 x mehr Oberflächenkontakt und reinigen auch schwer erreichbare Stellen\*.

### G3 Premium Gum Care Bürstenkopf



Der G3 Premium Gum Care Bürstenkopf wurde zur Verbesserung Ihrer Zahnfleischgesundheit entwickelt. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo häufig Zahnfleischerkrankungen beginnen.

### Fortschrittsbericht



ExpertClean gibt Ihnen die Anleitung, die Sie benötigen, um zwischen den Zahnarztuntersuchungen eine gesunde Putzgewohnheit zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Integrierte intelligente Sensoren informieren Sie, wenn Sie zu viel Druck


ausüben, und durch die Verbindung Ihrer Putzerfahrung mit der Sonicare App hilft Ihnen ein personalisierter Fortschrittsbericht, den Überblick zu behalten, um zu sehen, wie viel Sie im Laufe der Zeit verbessert haben.

### 4 Putzprogramme, 3 Intensitätsstufen



Die ExpertClean verfügt über die Putzprogramme Clean, White+, Gum Health and Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "White+"-Putzprogramm zum Entfernen von Verfärbungen, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und der "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

### Integrierter Drucksensor



Vielleicht bemerken Sie selbst es nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre ExpertClean schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück dieser intelligenten Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weniger Druck auszuüben und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

## Besonderheiten

### Smart-Bürstenkopferkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den G3 Premium Gum Care Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer ExpertClean synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem "Gum Health"-Putzprogramm, um Ihr Zahnfleisch gesund und sauber zu halten.

### BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

### Langlebiger Akku



Ihre elektrische Zahnbürste von Philips hält bei regelmäßiger Anwendung mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Wochen.

### Macht das Reisen einfacher



In unserem hochwertigen Reisetui können Sie Ihre elektrische Zahnbürste der Philips Serie 7900 hygienisch aufbewahren, und mit unserer kompakten Ladestation geht Ihnen auch unterwegs nie der Strom aus. Sie können die Zahnbürste mit nur einer Ladung zwei Wochen lang regelmäßig verwenden – das Ladegerät ermöglicht Ihnen längere Reisen.

# ExpertClean 7500

Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX9631/16

## Daten

### Anschlüsse

**Kabellose Bluetooth®-Technologie:** Verbundene Zahnpflege-App

### Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

### Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** 14 Tage\*\*\*

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

### Design und Materialausführung

**Farbe:** Schwarz

### Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets

**iOS-Kompatibilität:** iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

### Benutzerfreundlichkeit

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design  
**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Erinnerungsfunktion:** Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

### Artikel enthalten

**Bürstenköpfe:** 1 G3 Premium Gum Care, 1 C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung

**Reiseetui:** USB-Reiseladeetui

**Ladegerät:** 1

**Handstück:** 1 ExpertClean

### Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\*

**Leistung:** Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Timer:** BrushPacer und 2-Minuten-Timer

**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

### Programme

**Clean:** Für eine ausgezeichnete tägliche Reinigung

**3 Intensitätsstufen:** Niedrig, Mittel, Hoch

**Deep Clean+:** Bietet Ihnen eine besonders gründliche Reinigung

**Gesundes Zahnfleisch:** Sorgt für eine sanfte, aber effektive Reinigung entlang des Zahnfleischrandes

**White+:** Zum Entfernen von Verfärbungen

### Smart-Bürstenkopferkennung

**C3 Premium zur Plaque-Bekämpfung:** Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

**G3 Premium Gum Care:** Die perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-Putzprogramm

### Intelligente Sensor-Technologie

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**BrushSync Technologie:** Verbindet das intelligente Handstück mit, dem intelligenten Bürstenkopf

### Software-Support

**Softwareaktualisierungen:** Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

