

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo dental  
eléctrico sónico

ProtectiveClean  
4300

Sensor de presión incorporado

1 modo de limpieza

1 función BrushSync

Funda de viaje



HX6809/34



Dientes más blancos con un cepillado suave.  
Blanquea los dientes en tan solo 1 semana.

Note la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que blanquea los dientes en 1 semana.

#### **Optimización de la higiene bucal comprobada**

- Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales
- Blanquea los dientes en solo una semana

#### **Diseño pensando en usted**

- Gracias al programa EasyStart, puede crear su rutina con Philips Sonicare
- Fomentando un cepillado a fondo
- Hace que viajar sea más fácil para usted

#### **Tecnología innovadora**

- Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales del cepillo
- Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare
- Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

# Destacados

## Dientes más blancos de forma natural




Coloca el cabezal del cepillo Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Se ha demostrado clínicamente que sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas blanquean los dientes en tan solo una semana.

## Seguro y suave



Le garantizamos que disfrutará de una experiencia de cepillado segura, ya que nuestra tecnología sónica es adecuada para usar con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.

## Temporizadores útiles



¿Necesitas un cepillo dental eléctrico con temporizador? Nuestro QuadPacer te permite saber cuándo has empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro SmarTimer te informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

## Tecnología Philips Sonicare



La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.

## Tecnología BrushSync



Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente del cepillo con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

## Nueva rutina sencilla



Comenzar algo nuevo puede requerir cierto tiempo de adaptación. Nuestro programa EasyStart le ofrece la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de su nuevo cepillo dental.

## Monitorea la presión ejercida durante el cepillado



Un cepillado demasiado fuerte puede dañar los dientes y las encías. Para evitar esto, Philips Sonicare ProtectiveClean emite un sonido intermitente suave para recordarte que debes disminuir la presión.

## Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillos se desgastan con el tiempo. Sin embargo, nuestra tecnología BrushSync registra durante cuánto tiempo ha estado utilizando el cabezal del cepillo y con qué presión. Una luz en el mango y un pitido corto le avisarán cuando llegue el momento de reemplazarlo. Así, puede estar seguro de que el cabezal del cepillo funciona correctamente.

## Funda de viaje práctica y cargador



Nuestra funda de viaje de alta calidad le permite guardar el cepillo dental de forma higiénica, a la vez que nuestra base de carga compacta le permite mantener el nivel de batería en todo momento. De este modo, no solo disfrutará de dos semanas de uso normal con una sola carga completa, sino que el cargador le permitirá estar preparado durante viajes aún más largos.

# Especificaciones

## Energía

**Voltaje:** 110-220 V

## Especificaciones técnicas

**Batería:** Recargable

**Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía):**

Hasta 2 semanas

**Tipo de batería:** Iones de litio

## Diseño y acabado

**Color:** Blanco y celeste

## Servicio

**Garantía:** Garantía limitada de dos años

## Fácil de usar

**Compatibilidad con otros mangos:** Cabezales fáciles de montar

**Mango:** Diseño delgado y ergonómico

**Indicador de batería:** La luz muestra el estado de la batería

**Tiempo de cepillado:** Hasta 2 semanas

**Recordatorio de reemplazo:** Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

## Piezas incluidas

**Cargador:** 1

**Funda de viaje:** 2

**Cabezales de cepillado:** 2 Blanqueamiento Optimal W2 estándar

**Mango:** 2 ProtectiveClean

## Limpieza

**Velocidad:** Hasta 62 000 movimientos de cepillado/min

**Beneficios para la salud:** Mejora la salud de las

encías en solo dos semanas, Ayuda a reducir las caries

**Temporizador:** Quadpacer y Smartimer

**Respuesta a la presión:** Mango que vibra para avisar al usuario

## Modos

**Clean:** Para una limpieza diaria excepcional

**2 intensidades:** Bajo, Alta

## Tecnología de sensor inteligente

**Sensor de presión:** Avisa al cepillar con demasiada fuerza

**Recordatorio de sustitución BrushSync:**

Siempre sabrá cuándo, sustituir los cabezales del cepillo

