

PHILIPS

sonicare



Sonisk eltandborste
med app

DiamondClean
Smart

Personliga råd i realtid

Förbättrar din borstteknik

Unikt, konturföljande borsthuvud

Exklusiva tillbehör



HX9924/03

Vår allra bästa tandborste hittills. Gör rent i hela din mun.

Känn dig 100% trygg med din munhälsa

DiamondClean Smart är vår bästa eltandborste för komplett tandvård. Med fyra högpresterande borsthuvuden kan du fokusera på alla delar av din munhälsa, och vår Smart Sensor-teknik ger dig personlig feedback och tips.

Ger bevisat bättre munhälsa

- Tar bort upp till 10 gånger mer plack* för en djup rengöring
- Upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor
- Tar bort upp till 100 % fler fläckar** på bara tre dagar
- Njut av en långvarigt frisk andedräkt

Personligt anpassade app-tips för perfekta resultat

- Spårar var du har borstat och visar var du har slarvat
- Tar dig tillbaka till eventuella fläckar du missat för en noggrann borstning
- Ta bättre hand om dina problemområden
- Varnar dig om du trycker för hårt
- Hjälper dig att minska skrubbandet

Få bästa möjliga resultat med tandborstningen

- Borsthuvudena väljer de optimala inställningarna automatiskt
- Se till att du får ut mesta möjliga av ditt borsthuvud
- Välj mellan fem lägen och tre hastigheter


Funktioner

Säg farväl till plack



Klicka på C3 Premium Plaque Control-borsthuvudet och upplev vår djupaste rengöring. Med mjuka, flexibla sidor formar sig borststråna efter varje tandyta för att ge fyra gånger mer ytkontakt*** och ta bort upp till 10 gånger mer plack på svåråtkomliga ställen*.

Ta hand om ditt tandkött



Klicka på G3 Premium Gum Care-borsthuvudet för att förbättra munhälsan. Den mindre storleken och borststråna som är riktade mot tandköttskanten ger skonsam men effektiv rengöring längs tandköttskanten, där tandköttsjukdomar kan utvecklas. Det är kliniskt bevisat att detta ger upp till 100 % mindre tandköttsinflammation* och upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor.*


Vitare tänder, snabbt



Klicka på W3 Premium White-borsthuvudet för att ta bort ytfläckar och visa ditt vitaste leende. Tack vare de tätt packade centrala


fläckborttagningsstråna är det kliniskt bevisat att det tar bort upp till 100 % fler fläckar på bara tre dagar.**

TongueCare+ tungborste




Tungborsten TongueCare+ tar försiktigt bort illaluktande bakterier från porerna på tungan, tack vare 240 MicroBristles som når djupt ned mellan tungans alla räfflor och skårar. Den tar bort bakterier och skräp som leder till dålig andedräkt och i kombination med vår antibakteriella BreathRx-tungspray får du överlägsen rengöring och superfräsch andedräkt.

Missa aldrig en fläck




Philips Sonicare-appen meddelar dig när du har uppnått en grundlig rengöring och hjälper dig att bli en bättre, mer uppmärksam borstare.

TouchUp-funktion




Om du råkar missa en fläck medan du borstar tänderna uppmärksammar appens TouchUp-funktion dig om detta. Du kan sedan gå tillbaka för en andra borstning, och vara säker på att du får en komplett rengöring, varje gång.

Fokusområden och målinställning



Har tandläkaren visat dig några problemområden? Vi markerar dem i appen med en karta över din mun i 3D, och påminner dig om var du måste fokusera extra.

Borstar du för hårt?



Du kanske inte märker när du borstar för hårt, men DiamondClean Smart gör det. Om du borstar för hårt blinkar ljusringen i slutet av skaftet. Det här är en diskret påminnelse om att inte trycka så hårt och istället låta borsthuvudet göra jobbet. 7 av 10 personer tyckte att den här funktionen hjälpte dem att borsta bättre.


Lekande lätt



Med en elektrisk tandborste låter du tandborsten göra jobbet. Vi har skapat en skrubbningsensor i skaftet som en diskret påminnelse om att skrubba mindre. På så vis kan du förbättra din teknik och få en mildare, effektivare rengöring.


Funktioner

BrushSync-parning



Är du osäker på vilket läge och vilken intensitet du ska använda? Ett mikrochip i borsthuvudet talar om för DiamondClean Smart vilket du använder. Om du exempelvis klickar på ett borsthuvud för tandköttsvård väljer tandborsten det optimala läget och den intensitet som ger en skonsam men effektiv tandköttsvård. Allt du behöver göra är att trycka på knappen.

Smarta påminnelser om byte



Borsthuvuden slits ut med tiden och tar inte bort plack lika effektivt. Med smart borsthuvudidentifiering glömmmer du aldrig bort

när det är dags att byta. Din tandborste spårar hur länge och hårt du har borstat med borsthuvudet och visar en varning när det är dags att byta ut det. Du kan också övervaka borsthuvudernas livslängd i Philips Sonicare-appen och beställa reservdelar så att du aldrig står utan borsthuvuden.

Fem lägen, tre hastigheter



DiamondClean Smart levereras med fem lägen som täcker ett urval av behov: rengöringsläget är avsett för utomordentlig rengöring varje dag, White+ tar bort fläckar, Deep Clean+ ger dig en stärkande djuprengöring, Gum Health ger en skonsam men effektiv rengöring av tandköttet och Tongue Care är det perfekta läget för rengöring av tungan. Det tar bort smuts och bakterier som orsakar dålig andedräkt. Tre hastigheter gör att du kan välja mellan en högre inställning för att öka rengöringen och en lägre för känsligare munnar.

Design med förvaring i åtanke



Du kan använda din DiamondClean Smart i upp till tre veckor på en enda laddning. Hemma laddar du tandborsten enkelt genom att ställa den i det snygga glasets. Om du är på resande fot fungerar även det lyxiga resefodralet som laddare. Lägg tandborsten i fodralet och anslut det med USB, antingen till en bärbar dator eller ett vägguttag. Dina borsthuvuden kan du hålla rena och i ordning i den medföljande borsthuvudhållaren.

Specifikationer

Anslutningar

Trådlös Bluetooth®-teknik: Ansluten
borstningsapp

Effekt

Spänning: 110–220 V

Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): 14 dagar*****
batteri: Laddningsbar
Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Vit

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Kompatibilitet

Kompatibilitet med Android: Android-telefoner,
Bluetooth 4.0-aktiverade surfplattor
iOS-kompatibilitet: 3:e generationens iPad eller
högre, iPhone 4S eller högre, med iOS7 eller
senare

Lättanvänd

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt
knäpps på
Batteriindikator: Belyst ikon indikerar batteriets
livslängd
Teckenfönster: Belyst skärm
Handtag: Tunn, ergonomisk design
Borsthuvudsidentifiering: Synkroniserar med

optimal läge
Bytespåminnelse: För att alltid ge bästa möjliga
resultat, tänds påminnelseikonen

Medföljande tillbehör

Handtag: 1 DiamondClean Smart
Borsthuvuden: 1 C3 Premium Plaque Control, 1
G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1
TongueCare+ tungborste
Resefodral: USB-laddningsfodral
Antibakteriell tungspray: 2 oz
Laddarglas: 1

Rengöringsprestanda

Hälsofördelar: Upp till sju gånger friskare
tandkött****
Prestanda: Tar bort upp till 10 gånger mer plack*
Hastighet: Upp till 62000 borströrelser/min
Timer: BrushPacer och SmarTimer
Ger synbart vitare tänder: Upp till 100 % mindre
fläckar*****
Tryckfeedback: Ringen tänds i lila, Handtag som
vibrerar för att varna användaren
TouchUp: Garanterar 100 % täckning

Ingredienser

Ingredienser i tungspray: Aqua,
propylenglycerol, PEG-40 hydrerad ricinolja,
Arom, zinkglukonat, PEG-12 dimetikon,
Cetylpyridylklorid, Eucalyptus, citriodoraolja,
Tymol, natriumsackarin, Limonen, CL42090

Lägen

Tre intensitetsnivåer: Hög, Medium, Låg
Rengöra: För överlägsen daglig rengöring
Deep Clean+: För en stärkande djuprengöring
Friskare tandkött: Särskilt fokus på kindtänderna
TongueCare+: För långvarig ren andedräkt
White+: För att ta bort missfärgningar

BrushSync-lägesihoppning

C3 Premium plackkontroll: Paras ihop med
Clean-läge
G3 Premium Gum Care-borsthuvud: Paras ihop
med Gum Health-läge
W3 Premium White-borsthuvud: Paras ihop med
White+-läge
TongueCare+ tungborste: Paras ihop med
TongueCare-läge

Smart-sensorteknologi

Trycksensor: Varnar när du borstar för hårt
Lokaliseringssensor: Spårar & förbättrar
borstningen
Skrubbningsensor: Hjälper dig att skrubba
mindre
Munkarta i 3D: Belyser problemområden
TouchUp: För att åtgärda fläckar som du missat
Lägesgivare: Hjälper dig att hitta områden som
du missat

Programvaror som kan användas

Programvaruuppdateringar: Philips erbjuder
relevanta programuppdateringar under två år
efter inköpsdatumet.



* Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella
tandborstar
** Jämfört med en vanlig tandborste med en ledande
whitening-tandkräm
** Jämfört med DiamondClean
*** I Gum Health-läge jämfört med en vanlig tandborste
efter två veckor
**** Efter tre dagars användning i White+-läget jämfört
med en vanlig tandborste
***** baserat på två borstningar på två minuter per dag, i
standardläge