

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste (weiß)

DiamondClean Smart

Personalisiertes Coaching per  
App

Automatische  
Bürstenkopferkennung

5 Putzprogramme und 3  
Intensitäten

4 Bürstenköpfe, Ladeglas &  
USB-Reiseetui



HX9924/03



## Unsere bislang beste Zahnbürste, für eine vollständige Mundpflege

### Gutes Gewissen dank 100 % Reichweite

Die DiamondClean Smart ist unsere beste Zahnbürste für eine vollständige Mundpflege. Mit den vier Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere Smart Sensor-Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.

#### Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\* in nur 2 Wochen
- Entfernen Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen\*\* in nur 3 Tagen
- Genießen Sie langanhaltend frischen Atem

#### Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

#### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Holen Sie immer das Beste aus Ihrem Bürstenkopf
- Wählen Sie aus 5 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen


# Besonderheiten

## Verabschieden Sie sich von Plaque



Stecken Sie den C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz auf, und erleben Sie unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt\*\*\* und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen\* zu erzielen.

## Pflege für Ihr Zahnfleisch



Stecken Sie den G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf liefert klinisch erwiesen bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen\* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.\*

## Weißere Zähne in kürzester Zeit



Stecken Sie den W3 Premium White-Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten zentralen Borsten zur Entfernung


von Flecken entfernt dieser Bürstenkopf klinisch erwiesen bis zu 100 % mehr Flecken in nur drei Tagen.\*\*

## TongueCare+-Zungenbürste




Stecken Sie die TongueCare+-Zungenbürste auf, um Mundgeruch verursachende Bakterien sanft aus den Poren Ihrer Zunge zu entfernen. Ihre 240 speziell entwickelten Mikroborsten gelangen in alle Rillen und Vertiefungen Ihrer Zunge, um Bakterien und Ablagerungen zu entfernen, die zu Mundgeruch führen. Kombinieren Sie die Bürste mit unserem antibakteriellen BreathRx-Zungenspray für eine hervorragende Reinigung und besonders frischen Atem.

## Erreichen Sie jede Stelle




Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

## TouchUp-Funktion




Die TouchUp-Funktion in Ihrer App zeigt Ihnen, ob Sie Stellen beim Bürsten ausgelassen haben. So können Sie diese erneut bürsten und darauf vertrauen, dass Sie jedes Mal eine vollständige Reinigung erzielen.

## Fokusbereiche und Zielsetzung



Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Mundes und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

## Zu viel Druck?



Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie zu hart putzen, aber Ihre DiamondClean Smart wird dies tun. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, blinkt der Leuchtring am Ende des Handstücks. So werden Sie sanft daran erinnert, weicher zu bürsten und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Bürstverhalten.

## Einfach einfach



Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Zahnbürste die Arbeit. Wir haben einen Drucksensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Putzbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.

# Daten

## Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie:  
Verbundene Zahnpflege-App

## Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

## Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar  
Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):  
14 Tage\*\*\*\*\*  
Batterietyp: Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

Farbe: Weiß

## Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte  
Garantie

## Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android Smartphones,  
Bluetooth 4.0-fähige Tablets  
iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation  
oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7  
oder höher

## Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design  
Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt  
Akkustand an  
Anzeige: Beleuchtetes Display  
Handstück-Kompatibilität: Einfach  
aufsteckbare Bürstenköpfe  
Bürstenkopf-Erkennung: Wählt das optimale  
Putzprogramm  
Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale  
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet  
auf

## Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 C3 Premium zum Plaque-  
Schutz, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium  
White, 1 TongueCare+  
Zungenbürste  
Handstück: 1 DiamondClean Smart

Reiseetui: USB-Reiseladeetui  
Antibakterielles Zungenspray: 60 ml  
Ladeglas: 1

## Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*  
Geschwindigkeit: Bis zu 62.000  
Bürstenkopfbewegungen/Min.  
Vorteile für die Gesundheit: Bis zu 7 x  
gesünderes Zahnfleisch\*\*\*\*  
Weiße Zähne: Bis zu 100 % weniger  
Flecken\*\*\*\*\*  
Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer  
Druck-Feedback: Ring leuchtet violett,  
Vibrierendes Handstück zur Warnung des  
Benutzers  
TouchUp: Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

## Inhaltsstoffe

Zungenspray – Inhaltsstoffe: Wasser,  
Propylenglycerol, PEG-40, hydriertes Rizinusöl,  
Aroma, Zinkgluconat, PEG-12  
Polydimethylsiloxan, Cetylpyridiniumchlorid,  
Eukalyptus, Citriodora-Öl, Thymol,  
Natriumsaccharin, Limonen, CI42090

## Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung  
3 Intensitätsstufen: Hoch, Mittel, Niedrig  
Deep Clean+: Für eine besonders gründliche  
Reinigung  
Gesundes Zahnfleisch: Pflegt Backenzähne  
besonders gründlich  
TongueCare+: Für langanhaltend frischen Atem  
White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

## Smart-Bürstenkopferkennung

C3 Premium zum Plaque-Schutz: Die perfekte  
Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm  
G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die  
perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-  
Putzprogramm  
W3 Premium White Bürstenkopf: Die perfekte  
Ergänzung zum "White+"-Putzprogramm  
TongueCare+-Zungenbürste: Die perfekte  
Ergänzung zum "TongueCare"-Putzprogramm

## Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem  
Druck  
Positionssensor: Verfolgt und verbessert die  
Abdeckung  
Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von  
Scheuern  
3D-Karte Ihres Mundes: Hebt Problembereiche  
hervor  
TouchUp: Weist auf ausgelassene Stellen hin  
Positionssensor: Führt zu Stellen, die Sie  
ausgelassen haben

## Software-Support

Softwareaktualisierungen: Philips bietet für  
2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende  
Softwareaktualisierungen an.

