

PHILIPS



Sonic-sähköhammasharja
ja sovellus

ExpertClean 7500

Harjaustietojen helppo seuranta
Sisäänrakennettu paineanturi
Älykäs harjaspään tunnistus
4 harjaustilaa, 3 tehoa



HX9631/16

Kaikki tarvittava suun terveyteen

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia

Hyvien harjaustottumusten noudattaminen voi olla vaikeaa. ExpertClean opastaa sinua hammaslääkärikäyntien välillä. Sen älykkäät sisäiset anturit ilmoittavat, kun harjauspainetta on tarve säätää, ja sovelluksen edistymisraportti auttaa sinua pitämään kiinni terveellisistä harjaustavoista.

Iloa tyylikkästä ja käyttäjäystävällisestä muotoilusta

- Helppo ladata, siisti säilyttää
- Helppo ottaa mukaan matkalle

ExpertClean-käyttäjien suun terveys parantunut

- Puhdistaa perusteellisesti ja suojelee herkkiä ikeniä
- Jopa 7 kertaa terveellisemmät ikenet* jo 2 viikossa
- Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia* puhdistuen hampaat perusteellisesti
- Tehokas plakkia vastaan, hellä ikenille

Anna ExpertClean-hammasharjan sopeutua tarpeisiisi

- Yksilöllinen harjauskokemus
- Varoittaa, jos painat liian kovaa
- Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät
- BrushSync-toiminto valitsee automaattisesti juuri sinulle sopivan tilan

Pysy oikealla polulla henkilökohtaisten ohjeiden avulla

- Auttaa omaksumaan terveelliset tavat


Kohokohdat

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*



Plakkia poistava sähköhammasharjan C3 Premium Plaque Defence -harjaspää takaa perusteellisen syväpuhdistuksen. Sen pehmeät ja joustavat harjakset on suunniteltu myötäilemään hampaiden muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista.

Jopa 7 kertaa terveellisemmät ikenet*



Paranna ikenesi terveyttä G3 Premium Gum Care -harjaspäällä. Tavallista pienemmän kokonsa ja erityisten ienrajojen harjasten ansiosta se on täydellinen tapa ehkäistä iensairauksia. Harjaspää vähentää ientulehduksia jopa 100 prosentilla* ja tuottaa jopa 7 kertaa terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa.*

C3 Premium Plaque Defence



C3 Premium Plaque Defence -harjaspää on kehitetty ainutlaatuisen tehokkaaseen syväpuhdistukseen. Sen pehmeät ja joustavat reunat ja harjakset myötäilevät hampaiden


muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta ja ylettyy vaikeapääsyisiin paikkoihin*.

G3 Premium Gum Care -harjaspää



G3 Premium Gum Care -harjaspää on suunniteltu parantamaan ikenesi terveyttä. Tavallista pienemmän kokonsa ja erityisten ienrajojen harjasten ansiosta se puhdistaa tehokkaasti ja hellävaraisesti ienrajat, joista iensairaudet saavat yleensä alkunsa.

Edistymisraportti



ExpertClean auttaa terveellisten harjaustottumusten omaksumisessa ja noudattamisessa hammaslääkärikäyntien välillä. Sen älykkäät sisäiset anturit varoittavat liian voimakkaasta painamisesta, ja kun yhdistät harjauskokemukseen Sonicare-sovelluksen, saat räätälöidyn raportin, jonka avulla voit seurata edistymistäsi.


4 harjaustilaa, 3 tehoa



ExpertClean tarjoaa neljä vaihtoehtoa erilaisiin harjaustarpeisiin: Clean, White+, Gum Health ja Deep Clean+. Clean-tila takaa erinomaisen

päivittäisen puhdistuksen, White+ on tarkoitettu värjäytymien poistoon, Gum Health puhdistaa ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti ja Deep Clean+ tarjoaa perusteellisen syväpuhdistuksen. Valittavissa on kolme harjaustehoa sen mukaan, haluatko tehokkaan vai hellävaraisen puhdistuksen.

Sisäänrakennettu paineanturi



Et ehkä itse huomaa, kun harjaat liian voimakkaasti, mutta ExpertClean pitää sinut ajan tasalla. Älyharja muistuttaa äänimerkillä, että voit harjata hellempin ja antaa harjaspään tehdä työt. Seitsemän kymmenestä oli sitä mieltä, että tämä ominaisuus auttoi heitä harjaamaan paremmin.

Älykäs harjaspään tunnistus



Älykkäiden harjaspäiden ansiosta käytössäsi on aina oikea tila ja teho parasta mahdollista puhdistusta varten. Jos esimerkiksi käytät G3 Premium Gum Care -harjaspäätä, ExpertClean-hammasharjasi BrushSync-tekniikka valitsee automaattisesti Gum Health -tilan, joka puhdistaa ikenesi ja parantaa niiden terveyttä.

Kohokohdat

BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspäät kuluvat ajan myötä, ja niiden puhdistusteho heikkenee. Philipsin BrushSync-tekniikka seuraa, miten pitkään olet käyttänyt harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspää kannattaa vaihtaa uuteen.

Pitkäkestoinen akku



Philips-sähköhammasharjan akussa riittää virtaa tavallisessa käytössä jopa kahdeksi viikoksi yhdellä latauksella.

Helppo ottaa mukaan matkalle



Ensiluokkaisessa matkakotelossa säilytät Philips Series 7900 -sähköhammasharjaa hygieenisesti, ja pienikokoinen latausalusta huolehtii virransaannista matkoilla. Yksi täysi lataus riittää normaalissa käytössä kahdeksi viikoksi, joten latausalusta on tarpeen lähinnä pitkillä matkoilla.

Tekniset tiedot

Liitännät

Langaton Bluetooth® -tekniikka: Yhdistetty harjaussovellus

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää***

Paristo: ladattava

Energiankulutus: Valmiustila ilman näyttöä

<0,5 W

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Musta

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android-puhelimet, Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet

iOS-yhteensopivuus: iPad (3. sukupolvi tai uudempi), iPhone 4S tai uudempi, iOS7 tai uudempi, jossa iOS7-käyttöjärjestelmä

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 ExpertClean

Harjaspäät: 1 G3 Premium Gum Care, 1 C3

Premium Plaque Defence

Kuljetuskotelo: USB-latauskuljetuslaukku

Laturi: 1

Puhdistusteho

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

Terveysedut: Jopa 7 kertaa terveellisemmät ikenet*

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Painepalaute: Varoittaa rungon värinällä

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Matala, M, Korkea

Deep Clean+: Tarjoaa perusteellisen syväpuhdistuksen

Ikenien hyvinvointi: Puhdistaa ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti

White+: On värjäytymien poistoon

BrushSync-tilanvalinta

C3 Premium Plaque Defence: Clean-tila

G3 Premium Gum Care: Gum Health -tila

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

BrushSync-tekniikka: Yhdistää älykkään hammasharjan ja, älykkään harjaspään

Ohjelmistotuki

Ohjelmistopäivitykset: Philips tarjoaa asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.

