



Philips Sonicare  
ProtectiveClean 4300  
Brosse à dents électrique

Capteur de pression intégré  
1 mode de nettoyage  
1 fonction BrushSync™



HX6804/04

## Des dents plus propres, en douceur.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Encourage un brossage soigneux
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

### Technologie innovante

- Vous alerte si vous appuyez trop fort
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Points forts

### Dites adieu à la plaque dentaire



Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle, tandis que l'extrémité spécialement conçue pour vous permettre d'atteindre facilement les dents du fond.

### Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

### La seule véritable technologie sonore



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

### Rappel de remplacement grâce à la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

### Surveillez votre pression de brossage



Un brossage trop énergique peut endommager vos dents et vos gencives. Pour éviter cela, votre brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean produit de légères impulsions sonores pour vous rappeler d'appuyer moins fort.

### Technologie BrushSync™



Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec


elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

### Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

### Minuteurs pratiques



Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Violet profond

## Alimentation

- Tension: 110-220 V

## Spécificités techniques

- Batterie: Rechargeable
- Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines
- Type de batterie: Lithium ION

## Entretien

- Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

- Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser
- Poignée: Design ergonomique ultracompact
- Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie
- Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

## Accessoires inclus

- Têtes de brosse: 1 C2 Optimal Plaque Defense

- Poignée: 1 ProtectiveClean
- Chargeur: 1

## Performances de brossage

- Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute
- Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire\*
- Bénéfices santé: Aide à réduire les caries
- Minuteur: Quadpacer et SmarTimer
- Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

## Modes

- Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
- 2 intensités: Faible, Fort

## Technologie de capteur intelligent

- Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous brossez trop fort
- Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse



Date de publication  
2022-05-13

Version: 3.0.2

EAN: 08 71010 38640 42

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle