

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste mit App

DiamondClean Smart

Personalisiertes Coaching

Intelligente  
Bürstenkopfsensoren

Smart-Bürstenkopferkennung

5 Putzprogramme,  
3 Intensitäten



HX9924/43



## Unsere bislang beste Zahnbürste, für eine vollständige Mundpflege

Gutes Gewissen dank 100 % Reichweite

Die DiamondClean Smart ist unsere beste Zahnbürste für eine vollständige Mundpflege. Mit den vier Hochleistungsbürstenköpfen können Sie sich auf alle Bereiche der Mundpflege konzentrieren, während unsere Smart Sensor-Technologie personalisiertes Feedback und Tipps bereitstellt.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\* in nur 2 Wochen
- Entfernen Sie bis zu 100 % mehr Verfärbungen\*\* in nur 3 Tagen
- Genießen Sie langanhaltend frischen Atem

### Personalisierte Tipps innerhalb der App für perfektes Putzen

- Bringt Sie zurück zu ausgelassenen Stellen für eine 100 %ige Abdeckung
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Pflegen Sie Problembereiche besser
- Führt Sie beim Putzen und weist auf ausgelassene Bereiche hin
- Vermeiden Sie zu starkes Scheuern

### Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Leicht und elegant aufladen – zuhause und unterwegs
- Bürstenköpfe wählen automatisch die optimalen Einstellungen aus
- Wählen Sie aus 5 Putzprogrammen und 3 Intensitätsstufen


# Besonderheiten

## Verabschieden Sie sich von Plaque



Stecken Sie den C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz auf, und erleben Sie unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt\*\*\* und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen\* zu erzielen.

## Pflege für Ihr Zahnfleisch



Stecken Sie den G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf auf, um die Gesundheit Ihres Zahnfleischs zu verbessern. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf liefert klinisch erwiesen bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen\* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.\*

## Weißere Zähne in kürzester Zeit



Stecken Sie den W3 Premium White-Bürstenkopf auf, um oberflächliche Verfärbungen zu entfernen und ein strahlend weißes Lächeln zu erreichen. Mit seinen dicht platzierten zentralen Borsten zur Entfernung


von Flecken entfernt dieser Bürstenkopf klinisch erwiesen bis zu 100 % mehr Flecken in nur drei Tagen.\*\*

## TongueCare+-Zungenbürste




Stecken Sie die TongueCare+-Zungenbürste auf, um Mundgeruch verursachende Bakterien sanft aus den Poren Ihrer Zunge zu entfernen. Ihre 240 speziell entwickelten Mikroborsten gelangen in alle Rillen und Vertiefungen Ihrer Zunge, um Bakterien und Ablagerungen zu entfernen, die zu Mundgeruch führen. Kombinieren Sie die Bürste mit unserem antibakteriellen BreathRx-Zungenspray für eine hervorragende Reinigung und besonders frischen Atem.

## Fokusbereiche und Zielsetzung



Ihr Zahnarzt hat Sie auf Problembereiche hingewiesen? Wir markieren diese in der App auf der 3D-Karte Ihres Mundes und erinnern Sie daran, besonders auf diese Bereiche zu achten.

## Erreichen Sie jede Stelle




Die Philips Sonicare App zeigt Ihnen, wann die Reinigung gründlich war, und bringt Ihnen bei, wie Sie besser und genauer putzen.

## Einfach einfach



Bei einer elektrischen Zahnbürste überlassen Sie der Bürste die Arbeit. Wir haben einen Scheuersensor in das Handstück integriert, der Sie sanft daran erinnert, keine potenziell schädlichen Scheuerbewegungen auszuführen. So verbessern Sie Ihre Technik und erreichen eine sanftere, effektivere Reinigung.

## Smart-Bürstenkopferkennung



Sie fragen sich, welches Putzprogramm und welche Intensitätsstufe Sie verwenden sollten? Keine Sorge! Ein Mikrochip im Bürstenkopf meldet den verwendeten Bürstenkopf an die DiamondClean Smart. Wenn Sie also beispielsweise einen Bürstenkopf für die Zahnfleischpflege aufstecken, kann die Zahnbürste das optimale Putzprogramm sowie die Intensität wählen und eine sanfte und effektive Zahnfleischpflege ermöglichen. Sie müssen nur noch den Ein-/Aus-Schalter drücken.

# Daten

## Anschlüsse

Kabellose Bluetooth®-Technologie:  
Verbundene Zahnpflege-App

## Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

## Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar  
Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):  
14 Tage\*\*\*\*\*  
Batterietyp: Lithium-Ionen

## Design und Materialausführung

Farbe: Silber

## Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte  
Garantie

## Kompatibilität

Android-Kompatibilität: Android  
Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets  
iOS-Kompatibilität: iPad der 3. Generation  
oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7  
oder höher

## Benutzerfreundlichkeit

Handstück-Kompatibilität: Einfach  
aufsteckbare Bürstenköpfe  
Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt  
Akkustand an  
Handstück: Schlankes, ergonomisches Design  
Anzeige: Beleuchtetes Display  
Bürstenkopf-Erkennung: Wählt das optimale  
Putzprogramm  
Erinnerungsfunktion: Stellt jederzeit optimale  
Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol  
leuchtet auf

## Artikel enthalten

Reiseetui: USB-Reiseladeetui  
Handstück: 1 DiamondClean Smart  
Bürstenköpfe: 1 C3 Premium Plaque Defense,  
1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium

White, 1 TongueCare+-Zungenbürste  
Antibakterielles Zungenspray: 60 ml  
Ladeglas: 1

## Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000  
Bürstenkopfbewegungen/Min.  
Leistung: Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*  
Vorteile für die Gesundheit: Bis zu 7 x  
gesünderes Zahnfleisch\*\*\*\*  
Weiße Zähne: Bis zu 100 % weniger  
Flecken\*\*\*\*\*  
Timer: BrushPacer und 2-Minuten-Timer  
Druck-Feedback: Ring leuchtet violett,  
Vibrierendes Handstück zur Warnung des  
Benutzers  
TouchUp: Stellt 100 %ige Abdeckung sicher

## Inhaltsstoffe

Zungenspray – Inhaltsstoffe: Wasser,  
Propylenglycerol, PEG-40, hydriertes  
Rizinusöl, Aroma, Zinkgluconat, PEG-12  
Polydimethylsiloxan, Cetylpyridiniumchlorid,  
Eukalyptus, Citriodora-Öl, Thymol,  
Natriumsaccharin, Limonen, C142090

## Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung  
3 Intensitätsstufen: Hoch, Mittel, Niedrig  
Deep Clean+: Für eine besonders gründliche  
Reinigung  
Gesundes Zahnfleisch: Pflegt Backenzähne  
besonders gründlich  
TongueCare+: Für langanhaltend frischen  
Atem  
White+: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

## Smart-Bürstenkopferkennung

C3 Premium zum Plaque-Schutz: Die perfekte  
Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm  
G3 Premium Gum Care Bürstenkopf: Die  
perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-  
Putzprogramm  
W3 Premium White Bürstenkopf: Die perfekte  
Ergänzung zum "White+"-Putzprogramm  
TongueCare+-Zungenbürste: Die perfekte  
Ergänzung zum "TongueCare"-Putzprogramm

## Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem  
Druck  
Positionssensor: Verfolgt und verbessert die  
Abdeckung  
Scheuersensor: Hinweise zur Vermeidung von  
Scheuern  
3D-Karte Ihres Munds: Hebt  
Problembereiche hervor  
TouchUp: Weist auf ausgelassene Stellen hin



\* Entfernt bis zu 7-mal mehr Plaque als eine  
Handzahnbürste

\*\* im Vergleich zu einer Handzahnbürste mit einer  
führenden Zahnpasta für weiße Zähne

\*\* im Vergleich zur DiamondClean

\*\*\*\* im "Gum Health"-Putzprogramm im Vergleich zu  
einer Handzahnbürste nach 2 Wochen

\*\*\*\*\* nach 3 Tagen im "White+"-Putzprogramm im  
Vergleich zu einer Handzahnbürste

\*\*\*\*\* basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils  
zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm