

# PHILIPS

## sonicare



Elektrische  
Schallzahnbürste mit App

ExpertClean 7300

Vernetztes Putzen leicht gemacht

Integrierter Drucksensor

Smart-Bürstenkopferkennung

3 Putzprogramme, 3 Intensitäten



HX9681/01

## Intelligente Technologie für eine gesunde Zahnpflege

Perfekte Reinigung für die Bedürfnisse Ihrer Patienten

Die Philips Sonicare ExpertClean hilft Ihren Patienten dabei, mithilfe der Smart Sensor-Technologie und Fortschrittsberichten ihre Gewohnheiten aufzuzeichnen und Feedback zu erhalten, um ihre Putztechnik und tägliche Zahnpflege zu verbessern.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Erhöhter Oberflächenkontakt zur Entfernung von Plaque
- Bessere Zahnfleischpflege für die allgemeine Gesundheit

### Verbessert die Mundgesundheit Ihrer Patienten

- Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\* für eine gründliche Reinigung
- Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\* in nur 2 Wochen

### Speziell für Ihre Patienten entwickelt

- Personalisiertes Zahnputzerlebnis
- Einfaches Aufladen und stilvoller Start
- So wissen Sie immer, wann Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten
- Macht Sie darauf aufmerksam, wenn Sie zu fest drücken
- Verhilft Patienten zu besseren Zahnpflegegewohnheiten
- Die BrushSync Technologie wählt automatisch das beste Putzprogramm für Sie aus

## Besonderheiten

### Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*




Der C3 Premium Bürstenkopf zum Plaque-Schutz bietet Ihnen unsere tiefste Reinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x mehr Oberflächenkontakt\*\* und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen\* zu erzielen.

### Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\*



Der G3 Premium Gum Care-Bürstenkopf verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches Ihres Patienten. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf sorgt klinisch erwiesen für bis zu 100 % weniger Zahnfleischentzündungen\* und bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch in nur zwei Wochen.\*

### Fortschrittsbericht



Sensoren verfolgen und messen das Putzverhalten der Patienten, während das Philips Sonicare ExpertClean Handstück sofortiges

Feedback liefert. Im Laufe der Zeit speichert und analysiert die Sonicare App diese Gewohnheiten und erstellt einen Fortschrittsbericht, um eine bessere Putztechnik zu fördern.

### 3 Putzprogramme, 3 Intensitäten



Die ExpertClean verfügt über die Putzprogramme Clean, Gum Health und Deep Clean+, die Ihre Zahnpflegebedürfnisse erfüllen: "Clean"-Putzprogramm für eine außergewöhnliche tägliche Reinigung, "Gum Health"-Putzprogramm für eine sanfte Reinigung entlang des Zahnfleischrandes und das "Deep Clean+"-Putzprogramm für eine belebende gründliche Reinigung. Dank der drei Intensitätsstufen können Sie die für Sie am besten geeignete Einstellung finden – höhere Intensität für noch gründlichere Reinigung oder niedrigere Intensität für empfindliche Zähne.

### Intelligente Bürstenkopf-Erkennung



Die intelligenten Bürstenköpfe sorgen dafür, dass Sie das richtige Putzprogramm und die richtige Intensitätsstufe für die bestmögliche Reinigung verwenden. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie verwenden den G3 Premium Gum Care Bürstenkopf. Die BrushSync Technologie Ihrer ExpertClean synchronisiert Ihren Bürstenkopf automatisch mit dem "Gum Health"-Putzprogramm, um Ihr Zahnfleisch gesund und sauber zu halten.

### Integrierter Drucksensor



Vielleicht bemerken Sie selbst es nicht, wenn Sie zu fest putzen, aber Ihre ExpertClean schon. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, vibriert das Handstück dieser intelligenten Zahnbürste sanft. So werden Sie daran erinnert, weniger Druck auszuüben und Ihrem Bürstenkopf die Arbeit zu überlassen. 7 von 10 Personen verhalf diese Funktion zu einem besseren Putzverhalten.

### C3 Premium zum Plaque-Schutz



Der C3 Premium zum Plaque-Schutz ist unser bester Bürstenkopf zur gründlichen Tiefenreinigung. Mit weichen, flexiblen Seiten passen sich die Borsten der Oberflächenform der einzelnen Zähne an, um bis zu 4 x Mal mehr Oberflächenkontakt und bis zu 10 x mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen\* zu erzielen.

## Besonderheiten

### G3 Premium Gum Care Bürstenkopf



Der G3 Premium Gum Care ist unser bester Bürstenkopf zur Verbesserung der Gesundheit des Zahnfleischs. Die kleinere Größe und die auf den Zahnfleischrand ausgerichteten Borsten sorgen für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung am Zahnfleischrand, wo Zahnfleischerkrankungen beginnen. Der Bürstenkopf liefert klinisch erwiesen bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\* in nur zwei Wochen.

### BrushSync Erinnerungsfunktion



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab, daher sollten Sie immer sicherstellen, dass Ihrer weiterhin ideal reinigt. Unsere BrushSync Technologie merkt sich, wie lange Sie Ihren Bürstenkopf bereits verwenden und wie intensiv Sie putzen. Die BrushSync Erinnerungsfunktion auf dem

Handstück und ein kurzer Signalton machen Sie darauf aufmerksam, wenn es Zeit ist, den Bürstenkopf zu ersetzen.

### Langlebiger Akku



Ihre ExpertClean hält bei regelmäßiger Anwendung mit einer einzigen Ladung bis zu zwei Wochen.

# ExpertClean 7300

Elektrische Schallzahnbürste mit App

HX9681/01

## Daten

### Anschlüsse

**Kabellose Bluetooth®-Technologie:** Verbundene Zahnpflege-App

### Leistung

**Stromspannung:** 110 bis 220 V

### Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):**

14 Tage\*\*\*

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

### Design und Materialausführung

**Farbe:** Weiß und hellblau

### Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

### Kompatibilität

**Android-Kompatibilität:** Android Smartphones, Bluetooth 4.0-fähige Tablets

**iOS-Kompatibilität:** iPad der 3. Generation oder höher, iPhone 4S oder höher, mit iOS 7 oder höher, mit iOS7-Betriebssystem

### Benutzerfreundlichkeit

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Erinnerungsfunktion:** Stellt jederzeit optimale Ergebnisse sicher, Erinnerungssymbol leuchtet auf

### Artikel enthalten

**Handstück:** 1 ExpertClean

**Bürstenköpfe:** 1 C3 Premium zum Plaque-Schutz, 1 G3 Premium Gum Care

**Reiseetui:** 1

**Ladegerät:** 1

### Reinigungsleistung

**Vorteile für die Gesundheit:** Bis zu 7 x gesünderes Zahnfleisch\*

**Leistung:** Entfernt bis zu 10 x mehr Plaque\*

**Geschwindigkeit:** Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

**Weißer Zähne:** Hilft, Verfärbungen auf natürliche Weise zu entfernen

**Timer:** BrushPacer und 2-Minuten-Timer

**Druck-Feedback:** Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

### Programme

**3 Intensitätsstufen:** Niedrig, Mittel, Hoch  
**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung  
**Deep Clean+:** Für eine besonders gründliche Reinigung

**Gesundes Zahnfleisch:** Pflegt Backenzähne besonders gründlich

### Smart-Bürstenkopferkennung

**C3 Premium zum Plaque-Schutz:** Die perfekte Ergänzung zum "Clean"-Putzprogramm

**G3 Premium Gum Care Bürstenkopf:** Die perfekte Ergänzung zum "Gum Health"-Putzprogramm

### Intelligente Sensor-Technologie

**Drucksensor:** Warnmeldungen bei zu starkem Druck

**BrushSync Erinnerungsfunktion:** So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

**BrushSync Technologie:** Verbindet das intelligente Handstück mit, dem intelligenten Bürstenkopf

### Software-Support

**Softwareaktualisierungen:** Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

