

# PHILIPS

## sonicare

Standard-Bürstenköpfe  
für Schallzahnbürste

AdaptiveClean

4er-Pack

Standardgröße

Aufsteckbar

Tiefenreinigung

HX9044/27



## Gründlich gereinigtes und gesundes Zahnfleisch Unsere Bürste für die gründlichste Reinigung

Die Reinigung schwer erreichbarer Stellen ist nun wesentlich einfacher. Unser AdaptiveClean Bürstenkopf sorgt für 4 Mal mehr Oberflächenkontakt\* und federt zu viel Druck beim Putzen ab. Egal wie Sie putzen, Sie erhalten eine gründliche Reinigung, die sanft zu Ihrem Zahnfleisch ist.

### Für eine gute Mundgesundheit

- Teil einer guten täglichen Zahnpflege

### Designed to optimize performance

- Erinnerungsborsten gewährleisten eine effektive Reinigung.
- Für jede beliebige Philips Sonicare Zahnbürste mit Aufsteck-System geeignet
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

### Philips Sonicare's deep clean

- Bis zu zweimal besser für das Zahnfleisch als eine Handzahnbürste
- 4 Mal mehr Oberflächenkontakt\* für mühelose Reinigung

### Philips Sonicare's best plaque removal

- 10 Mal mehr Plaque-Entfernung\*\* an schwer erreichbaren Stellen


# Besonderheiten

## Passt sich Ihren Zähnen an




Unser AdaptiveClean Bürstenkopf ist der einzige Bürstenkopf für eine elektrische Zahnbürste, der sich der individuellen Form von Zähnen und Zahnfleisch anpasst. Dank weicher, flexibler Seiten aus Gummi passen sich die Borsten des Bürstenkopfes an die Oberflächenform der einzelnen Zähne an. So profitieren Sie von bis zu vier Mal mehr Oberflächenkontakt\* und bis zu zehn Mal mehr Plaque-Entfernung\*\* am Zahnfleischrand und zwischen den Zähnen. Sogar schwer erreichbare Stellen erhalten eine gründliche Reinigung, die dennoch schonend für das Zahnfleisch ist.

## Sanft zum Zahnfleisch



Mit einem AdaptiveClean Bürstenkopf ist auch die gründlichste Reinigung ganz sanft. Wenn Sie Ihre Schallzahnbürste am Zahnfleischrand entlang führen, absorbieren die flexiblen Seiten und Borsten des Bürstenkopfes übermäßigen Druck. Das weiche Gewebe um Ihr Zahnfleisch wird geschont, selbst wenn Sie zu stark bürsten.

## Unsere gründlichste Reinigung



Unser innovativster Bürstenkopf ist zugleich unser Bürstenkopf für die bislang gründlichste Reinigung. Dank seiner flexiblen Form kann der AdaptiveClean Bürstenkopf bis zu 10 Mal mehr Plaque an schwer erreichbaren Stellen entfernen. Die Bewegung des Bürstenkopfes ist speziell zur Verbesserung der dynamischen Reinigung mit Ihrer Philips Schallzahnbürste konzipiert. Egal wie Sie bürsten, Sie erhalten eine hervorragende Reinigung, die Sie sehen und fühlen können.

## Patentierte Schalltechnologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.


## Aufsteck-System für ein einfaches Austauschen des Bürstenkopfes



Dieser Bürstenkopf lässt sich für einen sicheren Halt und eine einfache Wartung und Reinigung leicht auf Ihr Handstück aufstecken


und abnehmen. Er passt auf alle Philips Sonicare Zahnbürstenhandstücke mit Ausnahme von: PowerUp mit Batteriebetrieb und Essence.

## Bessere Mundhygiene



Wie alle Original Philips Sonicare Bürstenköpfe ist dieser Bürstenkopf sanft zu Zähnen und Zahnfleisch. Jeder Bürstenkopf wurde eingehend auf hervorragende Leistung und lange Lebensdauer geprüft.

## Erinnerungsborsten



Auf den ersten Blick fällt es vielleicht nicht auf, aber Bürstenköpfe verlieren im Lauf der Zeit an Festigkeit und zeigen nach einigen Monaten normaler Verwendung Abnutzungserscheinungen. Die blauen Erinnerungsborsten werden dann weiß und erinnern Sie daran, den Bürstenkopf rechtzeitig auszutauschen. Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, sollten Sie Ihren Bürstenkopf alle drei Monate austauschen.

# Daten

## Design und Materialausführung

**Härtegrad:** Mittel

**Farbe:** Schwarz

**Material des Bürstenkopfs:** Weiche, flexible Seiten aus Gummi

**Erinnerungsborsten:** Blaue Farbe der Borsten verblasst

**Abmessungen:** Standard

## Kompatibilität

**Bürstenkopfsystem:** Aufsteckbar

**Für folgende Modelle geeignet:** Serie 2 zum Plaque-Schutz, 3er-Serie für gesundes Zahnfleisch, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

## Artikel enthalten

**Bürstenköpfe:** 4 AdaptiveClean

## Qualität und Leistung

**Austausch:** Alle 3 Monate

**Geprüft:** für optimale Nutzung

## Vorteile für die Gesundheit

**Gesundes Zahnfleisch:** Verbessert die Zahnfleischgesundheit innerhalb von 2 Wochen

**Plaque-Entfernung:** Entfernt 10 Mal mehr Plaque\*

