



# Brossage en profondeur

Brosse à dents pour un nettoyage en douceur des dents et des gencives

Qui dit technologie innovante, dit meilleurs résultats. Voici une façon efficace de contribuer à améliorer la santé bucco-dentaire : la nouvelle brosse à dents électrique Philips Sonicare FlexCare s'adapte à vos besoins en matière d'hygiène bucco-dentaire.

#### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean\*
- Des gencives plus saines en seulement 2 semaines
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Sûr et doux pour vos besoins bucco-dentaires

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

## **Assure un nettoyage optimal**

• Brosse inclinée pour faciliter l'accès aux zones difficiles

### **Optimisez votre brossage**

• Faites votre choix parmi 3 modes, y compris massage

# Points forts

#### Dites adieu à la plaque dentaire



Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

#### Des dents jusqu'à 2 fois plus blanches



Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.\*

## Prenez soin de vos gencives



Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre FlexCare, vos gencives sont plus saines en 2 semaines. Vous éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long des gencives, par rapport à une brosse à dents manuelle, pour un sourire encore plus sain.

#### 3 modes pour un nettoyage personnalisé



Avec FlexCare, vous pouvez changer la façon dont vous vous brossez les dents pour répondre à vos objectifs de santé bucco-dentaire.

Choisissez parmi 3 modes, y compris Massage pour stimuler et renforcer les gencives, Clean pour un excellent nettoyage quotidien, et White pour éliminer efficacement les taches en douceur.

# Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

#### **Quadpacer et Smartimer**



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que SmarTimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

#### Pour les zones difficiles d'accès



La forme exclusive du manche Flexcare associée à nos têtes de brosse permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que les dents du fond.

#### Un brossage en toute confiance



Quels que soient vos besoins spécifiques, vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre avec FlexCare. Notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes, facettes, et peut même être utilisée dans le cadre du traitement quotidien de troubles gingivaux.

# Caractéristiques

#### **Alimentation**

**Tension:** 110-220 V

#### Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines Type de batterie: Lithium ION

#### **Design et finition**

Couleur: Blanche

#### **Entretien**

Garantie: Garantie 2 ans

#### Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Manche: Design ergonomique ultracompact Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles

à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 2 semaines

#### **Accessoires inclus**

Têtes de brosse: 2 DiamondClean standard Manche: 2 FlexCare

Chargeur: 1

#### Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de

plaque dentaire\*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage

par minute

Efficacité blancheur: Élimine 100 % de taches en

plus, Éclaircit les dents en une semaine Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

#### Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel White: Élimine les taches à la surface des dents

Massage: Massage revigorant

2 programmes quotidiens: Go Care et Max Care

© 2025 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Date de publication 2025-03-10 Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 85138 7



Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

\* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle