

PHILIPS

sonicare



El cepillo de dientes
que necesitas

ProtectiveClean 4300

1 modo de limpieza

Incluye 1 cabezal de cepillado
(C2)

Sensor de presión



HX6807/04

Dientes más limpios con un cepillado suave.

Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo manual

Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que eliminas hasta 7 veces más placa que con un cepillo dental manual

Probado, mejora la higiene bucal

- Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual
- Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales

Diseñado para ti

- El programa EasyStart fomenta tu rutina con Philips Sonicare
- Fomentando un cepillado a fondo
- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado

Innovative technology

- Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare
- Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo

ProtectiveClean 4300

El cepillo de dientes que necesitas

HX6807/04

Destacados

Di adiós a la placa



Cerdas de alta densidad y calidad que eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo manual. Las potentes puntas curvadas especialmente para llegar fácilmente a los dientes de la parte posterior de la boca.

Seguro y suave



Puedes estar seguro de disfrutar de una experiencia de cepillado segura: nuestra tecnología sónica es adecuada para uso con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.

La única tecnología sónica verdadera



Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

Controla la presión del cepillado



Cepillarse con demasiada fuerza puede dañar los dientes y las encías. Para evitarlo, el Philips Sonicare ProtectiveClean emite un suave sonido intermitente para recordarte que debes reducir la presión.

Tecnología BrushSync



Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Pero nuestra tecnología BrushSync registra durante cuánto tiempo ha estado


utilizando el cabezal del cepillo y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto te avisará. Así, puedes estar seguro de que tus cabezales de cepillado funcionan correctamente.

Nueva rutina de forma sencilla



Cuando haces algo nuevo, siempre hay un cierto periodo de adaptación. Nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

Temporizadores útiles



¿Necesitas un cepillo dental eléctrico con temporizador? Nuestro QuadPacer te permite saber cuándo has empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro SmarTimer te informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

ProtectiveClean 4300

El cepillo de dientes que necesitas

HX6807/04

Especificaciones

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Blanco y menta

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Piezas incluidas

Mango: 1 ProtectiveClean

Cabezales: 1 Defensa antiplaca Optimal C2

Cargador: 1

Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 7 veces más placa*

Beneficios para la salud: Ayuda a reducir las caries

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

2 intensidades: Baja, Alta

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

