

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents électrique
avec application

DiamondClean Smart

Suivi personnalisé

Capteurs intelligents de tête de
brosse

Reconnaissance intelligente de
la tête

5 modes, 3 réglages d'intensité



HX9954/53



Un système complet pour une bouche plus saine

Notre meilleure brosse à dents avec technologie de capteur intelligent

Une propreté exceptionnelle avec DiamondClean Smart. Les informations en temps réel et le suivi personnalisé mettent fin à l'à peu près, pour des dents, des gencives, une blancheur et une haleine impeccables. Plus qu'une simple brosse à dents : un système complet d'hygiène bucco-dentaire.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur
- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines* en seulement 2 semaines
- Éliminez jusqu'à 100 % de taches en plus** en seulement 3 jours*
- Profitez d'une haleine durablement fraîche

Suivi personnalisé via l'application pour se perfectionner

- Vous encourage à repasser sur les zones négligées, pour un brossage à 100 %
- Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort
- Prenez plus soin des zones problématiques
- Brossage guidé et indication des zones oubliées
- Vous aide à moins frotter

Optimisez votre brossage

- Solution de charge simple et élégante, chez soi comme en déplacement
- Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux
- Faites votre choix parmi 5 modes et 3 réglages d'intensité


Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire




Clipsez la tête de brosse C3 Premium Plaque Defense pour obtenir un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface*** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*.

Prenez soin de vos gencives



Clipsez la tête de brosse G3 Premium Gum Care pour améliorer la santé de vos gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés aux contours de vos gencives, elle offre un nettoyage doux et efficace le long des gencives, là où se s'accumule la plaque responsable de la gingivite. Il est cliniquement prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 % d'inflammation des gencives en moins* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*.

Des dents plus blanches, rapidement



Clipsez la tête de brosse W3 Premium White pour éliminer les taches en surface et retrouver un sourire plus éclatant. Avec ses brins


adaptés à l'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en seulement trois jours.**

Brosse-langue TongueCare+




Clipsez le brosse-langue TongueCare+ pour éliminer en douceur les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs qui se trouvent sur votre langue. Ses 240 microbrins spécialement conçus épousent toutes les irrégularités de votre langue afin d'éliminer les bactéries et autres dépôts sources de mauvaise haleine. Utilisez-le avec notre spray pour la langue antibactérien BreathRx, pour un nettoyage optimal et une haleine ultra-fraîche.

Zones à surveiller et définition d'objectifs



Votre dentiste vous a peut-être indiqué des zones problématiques ? Nous les mettrons en surbrillance sur la carte dentaire 3D de l'application, et nous vous rappellerons d'y faire plus attention.

Ne manquez jamais une zone




L'application Philips Sonicare vous permet de savoir quand vos dents sont parfaitement brossées. Elle vous apprend à réaliser un brossage plus consciencieux et mieux réussi.

Simplicité



Laissez la brosse à dents électrique faire le travail. Nous avons intégré un capteur de mouvements dans le manche qui vous rappelle de moins frotter. Il vous permet d'améliorer votre technique, pour un brossage plus doux et plus efficace.

Sélection des modes via BrushSync™



Vous vous posez des questions sur le mode et l'intensité à utiliser ? Ce temps est révolu. Une puce placée dans votre tête de brosse communique ses caractéristiques à votre DiamondClean Smart. Par exemple, si vous clipsez une tête de brosse Gum Care, votre brosse à dents sélectionnera le mode et l'intensité les plus adaptés pour vous procurer un soin des gencives doux et efficace. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.

Caractéristiques

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : Application de brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours*****

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Bleu

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Reconnaissance de la tête de brosse: Se synchronise avec le mode optimal

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Manche: 1 DiamondClean Smart

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense C3, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium blanche, 1 brosse-langue TongueCare+

Support de tête de brosse: 1

Housse de voyage: Coffret de voyage avec

charge USB

Spray pour la langue antibactérien: 60 ml

Verre de charge: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines****

Minuteur: BrushPacer et SmartTimer

Efficacité blancheur: Jusqu'à 100 % de taches en moins*****

Indicateur de pression: Anneau lumineux violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Retouche: Garantit un brossage à 100 %

Ingrédients

Ingrédients du spray pour la langue: Aqua, propylène glycérol,, arôme, gluconate de zinc,, chlorure de cétylpyridinium,, huile d'eucalyptus citronné,, Limonène, Diméthicone, PEG-12 diméthicone,, huile de ricin hydrogénée PEG-40,, thymol, saccharine de sodium

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Fort, Moyen, Faible

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

TongueCare+: Pour une haleine durablement fraîche

White+: Pour éliminer les taches de surface

Sélection des modes BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Sélection du mode Clean

Tête de brosse G3 Premium Gum Care:

Sélection du mode Gum Health

Tête de brosse W3 Premium blanche:

Sélection du mode White+

Brosse-langue TongueCare+: Sélection du mode TongueCare



Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Capteur de position: Surveillance et améliore l'étendue du brossage

Capteur de mouvements: Vous aide à moins frotter

Carte dentaire 3D: Met les zones problématiques en surbrillance

Retouche: Pour brosser les zones négligées

Prise en charge logicielle

Mises à jour logicielles: Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.

* Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush

** Par rapport à une brosse à dents manuelle avec un dentifrice blancheur

** Par rapport au modèle DiamondClean

**** En mode Gum Care, par rapport à une brosse à dents manuelle au bout de 2 semaines

***** Au bout de 3 jours d'utilisation en mode White+, par rapport à une brosse à dents manuelle

***** Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard