

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents électrique
avec application

DiamondClean Smart

Suivi personnalisé

Capteurs intelligents de tête de
brosse

Reconnaissance intelligente de la
tête

5 modes, 3 réglages d'intensité



HX9984/17

Notre meilleure brosse à dents, pour un nettoyage complet

L'assurance d'une efficacité à 100 %

La DiamondClean Smart est notre meilleure brosse à dents, pour une hygiène totale*****. Les têtes de brosse haute performance répondent à tous les besoins d'hygiène bucco-dentaire de vos patients, tandis que la technologie Smart Sensor fournit des informations personnalisées et une aide à la progression.

D'excellents résultats pour l'hygiène bucco-dentaire des patients

- Élimine 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur
- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines* en seulement 2 semaines
- Éliminez jusqu'à 5 fois plus de taches* en seulement 3 jours
- Pour une haleine durablement fraîche

Informations personnalisées grâce au capteur intelligent

- Pour reprendre les zones négligées
- Alerte les patients lorsqu'ils se brossent les dents trop fort
- Aide les patients à moins frotter
- Aide les patients à mieux prendre soin des zones problématiques
- Surveillance et améliore l'efficacité du brossage des patients

Un brossage intuitif

- Les têtes de brosse exécutent le mode optimal, pour d'excellents résultats
- Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale
- Propose 5 modes, 3 réglages d'intensité

DiamondClean Smart

Brosse à dents électrique avec application

HX9984/17

Points forts

Dites adieu à la plaque dentaire




La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense procure un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*.

Prenez soin de vos gencives



Clipsez la tête de brosse G3 Premium Gum Care pour améliorer la santé de vos gencives. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés aux contours de vos gencives, elle offre un nettoyage doux et efficace le long des gencives, là où se s'accumule la plaque responsable de la gingivite. Il est cliniquement prouvé qu'elle permet d'obtenir jusqu'à 100 % d'inflammation des gencives en moins* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*.


Tête de brosse W3 Premium White



La W3 Premium White est notre meilleure tête de brosse pour éliminer les taches. Avec ses brins adaptés à l'élimination des taches densément


implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle élimine jusqu'à 5 fois plus de taches* en seulement trois jours.

Brosse-langue TongueCare+




Avec ses 240 microbrins en élastomère, le brosse-langue TongueCare+ est spécialement conçu pour nettoyer la surface granuleuse de la langue. Les microbrins souples épousent les irrégularités pour les brosser en douceur, afin d'éliminer les dépôts de bactéries et d'appliquer le liquide antibactérien BreathRx plus loin. Sa forme compacte permet aux patients de nettoyer confortablement toute la langue.

Zones à surveiller et définition d'objectifs




Si vous identifiez certaines zones dans la bouche du patient nécessitant davantage d'attention en raison d'une accumulation de plaque dentaire, d'une récession gingivale ou autre, DiamondClean Smart peut l'aider à prendre soin de ces zones problématiques. Le patient peut les mettre en surbrillance sur sa carte dentaire 3D personnalisée dans l'application Philips Sonicare pour recevoir des rappels l'encourageant à leur porter l'attention particulière dont elles ont besoin à chaque brossage. L'application Philips Sonicare maintient l'historique des données de brossage, ce qui permet au patient de contrôler ses performances, de suivre sa progression et d'améliorer ses gestes quotidiens d'hygiène bucco-dentaire.

Capteur de position




Le capteur de position de la DiamondClean Smart indique les zones trop peu brossées, pour permettre aux patients d'améliorer leur brossage. S'ils négligent systématiquement certains endroits, le capteur de position les portera à leur attention.

Capteur de mouvements



Il est inutile de frotter avec une brosse à dents électrique : il suffit aux patients de la laisser agir. La DiamondClean Smart est dotée d'un capteur de mouvements qui les aide à moins frotter, afin d'optimiser leur technique, pour un nettoyage en douceur.

Sélection des modes via BrushSync™



La DiamondClean Smart peut aider vos patients à répondre à leurs besoins en matière d'hygiène bucco-orale, quels qu'ils soient. Une puce placée dans leur tête de brosse communique son modèle à votre DiamondClean Smart. Par exemple, s'ils clipsement une tête de brosse Gum Care, leur brosse à dents sélectionnera le mode et l'intensité optimaux pour leur procurer un soin des gencives doux et efficace. Il leur suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt.


DiamondClean Smart

Brosse à dents électrique avec application

HX9984/17


Points forts

Rappels intelligents de remplacement



En plusieurs mois d'utilisation normale, les têtes de brosse s'usent progressivement et perdent leur rigidité. Grâce à l'algorithme associant les données recueillies par les capteurs de brossage intelligents et à la puce intégrée dans les têtes de brosse, les patients sont avertis quand il est temps de remplacer chaque tête de brosse. L'application Philips Sonicare inclut une fonction de suivi des performances de la tête de brosse qui surveille l'efficacité de la tête de brosse en fonction du temps de brossage et de la pression exercée par le patient. Elle leur indique quand remplacer la tête de brosse pour maintenir des résultats optimaux. Ils ont même la possibilité de commander des têtes de brosse de rechange sur l'application.


5 modes, 3 réglages d'intensité



Les cinq modes de brossage (Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health, TongueCare+) et trois réglages d'intensité (Fort, Moyen, Faible) permettent aux patients de personnaliser leur


brossage, pour un confort optimal et une propreté totale. Consultez les caractéristiques pour de plus amples informations sur les modes.

Capteur de pression




Vos patients ne réalisent pas forcément qu'ils se brossent les dents trop fort, mais la DiamondClean Smart le leur fait sentir. S'ils exercent une pression trop élevée, le capteur de pression intuitif fait vibrer doucement le manche de la brosse à dents, pour qu'ils sachent exactement quelle pression exercer. Des études ont démontré que 7 brosses « agressives » sur 10 réussissaient à réduire leur pression de brossage grâce au capteur de pression.

Fonction Retouche



S'il arrive à vos patients de manquer une zone lorsqu'ils se brossent les dents, la fonction Retouche de la DiamondClean Smart leur donne l'occasion de repasser sur les zones négligées, afin d'obtenir un nettoyage plus complet.

Coffret de voyage et verre de charge



La DiamondClean Smart accompagne facilement les patients dans tous leurs déplacements, grâce au nouveau coffret de voyage avec chargeur USB haut de gamme. Il leur suffit de placer leur brosse à dents dans le coffret, puis de le brancher sur la prise USB d'un ordinateur portable ou sur une prise secteur. Grâce à la fonction de charge, c'est comme s'ils avaient en permanence leur câble de charge avec eux. S'ils utilisent le verre de charge, il leur suffit de placer leur brosse à dents électrique Philips Sonicare dans le verre pour la charger. Ils peuvent également l'utiliser pour se rincer les dents après le brossage. Une charge complète permet deux semaines d'utilisation régulière.

DiamondClean Smart

Brosse à dents électrique avec application

HX9984/17

Caractéristiques

Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : App brossage connectée

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours*****

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Noire

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android, Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Afficheur: Écran lumineux

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Reconnaissance de la tête de brosse: Se

synchronise avec le mode optimal

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Manche: 1 DiamondClean Smart

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense C3, 1 G3 Premium Gum Care, 1 Premium White W3, 1 brosse de langue TongueCare+

Spray pour la langue antibactérien: 60 ml

Verre de charge: 1

Étui de voyage: Coffret de voyage avec charge USB

Performances de brossage

Bénéfices santé: Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines****

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Efficacité blancheur: Jusqu'à 100 % de taches en moins*****

Indicateur de pression: L'anneau s'allume en violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Retouche: Garantit un brossage à 100 %

Ingrédients

Spray pour la langue antibactérien: 0,09 % CCP, Zytex

Modes

3 réglages d'intensité: Fort, Moyen, Faible

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

TongueCare+: Pour une haleine fraîche de longue durée

White+: Pour éliminer les taches de surface

Sélection des modes BrushSync

C3 Premium Plaque Defense: Sélection du mode Clean

Tête de brosse G3 Premium Gum Care: Sélection du mode Gum Health

Tête de brosse W3 Premium White: Sélection du mode White+

Brosse-langue TongueCare+: Possibilité de mode TongueCare

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Capteur de position: Surveillance et améliore l'étendue du brossage

Capteur de mouvements: Vous aide à moins frotter

Carte dentaire 3D: Met les zones problématiques en surbrillance

Retouche: Pour brosser les zones négligées



* Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
** Par rapport à une brosse à dents manuelle avec un dentifrice blancheur
** Par rapport au modèle DiamondClean
**** En mode Gum Care, par rapport à une brosse à dents manuelle au bout de 2 semaines
***** Au bout de 3 jours d'utilisation en mode White+, par rapport à une brosse à dents manuelle
***** Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard
***** Recommandée avec le nettoyage des espaces interdentaires