

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
elétrica com app

DiamondClean
Smart

Aconselhamento personalizado

Sensores inteligentes da cabeça

Reconhecimento inteligente da
cabeça

4 modos, 3 intensidades



HX9903/03

A nossa melhor escova de dentes para cuidados orais completos

Sinta-se confiante, com cobertura a 100%

A DiamondClean Smart é a nossa melhor escova de dentes para cuidados completos. Quatro cabeças de escova de alto desempenho permitem-lhe concentrar-se em todas as áreas da sua saúde oral, e a nossa tecnologia Smart Sensor proporciona-lhe feedback e orientação personalizados.

Proven to improve oral health

- Remove até 10x mais placa bacteriana* para uma limpeza profunda
- Gengivas até 7x mais saudáveis* em apenas 2 semanas
- Remova até 100% mais manchas** em apenas 3 dias

Orientação personalizada na aplicação para uma escovagem perfeita

- Oferece orientações para a escovagem e indica quais as áreas por escovar
- Leva-o de volta aos locais onde não escovou para uma cobertura a 100%
- Comece a tratar melhor das áreas mais problemáticas
- Alerta-o quando está a escovar com demasiada força
- Orienta-o de forma a reduzir a força da escovagem

Optimize your brushing

- As cabeças das escovas selecionam automaticamente as definições ideais
- Certifique-se de que aproveita ao máximo a cabeça da escova
- Escolha entre 4 modos e 3 definições de intensidade
- Copo de carregamento Premium e estojo de viagem

Destaques

Diga adeus à placa bacteriana



Encaixe a cabeça de escova C3 Premium Plaque Control para sentir a nossa experiência de limpeza mais profunda. Com faces laterais macias, as cerdas contornam o formato da superfície de cada dente, de modo a conseguir uma superfície de contacto 4x maior*** e remover até 10x mais placa das áreas difíceis de alcançar*.

Cuide das suas gengivas



Encaixe a cabeça de escova G3 Premium Gum Care para melhorar a saúde das suas gengivas. O seu tamanho menor e as cerdas destinadas à linha das gengivas proporcionam uma lavagem suave, mas eficaz, ao longo da linha das gengivas, onde as doenças gengivais começam. Foi comprovado clinicamente que consegue 100% menos inflamação das gengivas* e gengivas até 7x mais saudáveis em apenas duas semanas.*


Dentes mais brancos, rápido



Encaixe a cabeça de escova W3 Premium White para remover as manchas de superfície e revelar o seu sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de


remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que remove até 100% mais manchas em apenas três dias.**

Nunca falhe um local




A aplicação Philips Sonicare permite-lhe saber se alcançou uma limpeza profunda e oferece-lhe orientações que ajudam a escovar os dentes de forma mais eficaz e consciente.

Função TouchUp




Se tiver falhado algum ponto enquanto escovava os dentes, a função TouchUp da nossa aplicação mostra-lhe esse ponto. Assim, pode voltar para uma segunda passagem e ter a certeza de que a limpeza fica completa, sempre.

Áreas a ter em atenção e definição de objetivos



O seu dentista indicou-lhe algumas áreas a ter em atenção? Vamos destacá-las no mapa em 3D da sua boca da aplicação e lembrá-lo de que deve ter um cuidado especial com elas.

Demasiada pressão?



Poderá não notar que está a escovar com demasiada força, mas a sua escova DiamondClean Smart nota. Se aplicar demasiada pressão, o anel de luz na extremidade da pega pisca. Trata-se de um lembrete simples para aliviar a pressão e deixar a cabeça da escova fazer o trabalho. 7 em cada 10 pessoas consideraram que esta função os ajudou a escovarem melhor os seus dentes.

Simple e fácil



Com uma escova de dentes elétrica, é a escova que faz o trabalho. Incorporámos um sensor da força de escovagem na pega que ativa um lembrete simples para aliviar a pressão. Desta forma, poderá melhorar a sua técnica e conseguir uma lavagem mais suave e eficaz.

Especificações

Conetividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®: Aplicação de escovagem conectada

Potência

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias*****

Tipo de pilha: Iões de lítio

Design e acabamento

Cor: Branco

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Compatibilidade

Compatibilidade Android: telemóveis Android, tablets com Bluetooth 4.0

Compatibilidade iOS: iPad 3.ª geração ou superior, iPhone 4S ou superior, com o iOS7 ou superior

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: Ícone iluminado indica a carga da bateria

Visor: Visor iluminado

Reconhecimento da cabeça da escova:

Sincroniza-se com o modo ideal

Lembrete de substituição: Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

Itens incluídos

Pega: 1 DiamondClean Smart

Cabeças de escova: 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White

Estojo de viagem: Estojo de viagem Premium
Carregador de copo: 1

Desempenho de limpeza

Performance: Remove até 10x mais placa bacteriana*

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Benefícios para a saúde: Gengivas até 7x mais saudáveis****

Benefícios de branqueamento: Até 100% menos manchas*****

Temporizador: BrushPacer e SmarTimer

Resposta da pressão: O anel acende-se a roxo. A pega vibra para alertar o utilizador

TouchUp: Garante 100% de cobertura

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

3 intensidades: Elevada, Média, Baixa

Limpeza profunda+: Para uma limpeza

profunda revigorante

Saúde das gengivas: Atenção especial aos molares

Branco+: Para eliminar manchas da superfície

Emparelhamento do modo BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Emparelha-se com o modo Clean

G3 Cabeça de escova Premium Gum Care:

Emparelha-se com o modo Gum Health

Cabeça de escova W3 Premium White:

Emparelha-se com o modo White+

Tecnologia de sensor inteligente

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

Sensor de localização: Regista e melhora a cobertura

Sensor de escovagem: Orienta-o de forma a reduzir a força da escovagem

Mapa em 3D da boca: Destaca as áreas com problemas

TouchUp: Para regressar aos locais onde não escovou

Sensor de posição: Indica quais as áreas por escovar

Assistência ao software

Atualizações de software: A Philips oferece atualizações de software relevantes durante 2 anos após a data de compra.



* Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

** em comparação com uma escova de dentes manual com uma das melhores pastas de dentes branqueadoras

*** em comparação com a DiamondClean

**** no modo Gum Health em comparação com uma escova de dentes manual durante 2 semanas

***** após um período de 3 dias de utilização no modo White+ em comparação com uma escova de dentes manual

***** com base em dois períodos de escovagens de dois minutos por dia, no modo padrão