

# PHILIPS



Spazzolino elettrico  
sonico con app

ExpertClean 7500

Spazzolamento connesso e  
semplice

Sensore di pressione integrato

Riconoscimento intelligente  
testina

4 modalità, 3 intensità



HX9631/16

## Tutto ciò che ti serve per un'ottima igiene orale Rimuove fino a 10 volte più placca

Mantenere buone abitudini di pulizia dei denti è difficile. ExpertClean ti guiderà tra un checkup dentistico e l'altro. Scopri quando regolare la pressione con i sensori intelligenti integrati e utilizza il report dei progressi dell'app per aiutarti a rispettare la tua routine di pulizia dei denti.

### Scopri un design intuitivo ed elegante

- Semplice da ricaricare e avviare
- Semplifica i tuoi spostamenti

### ExpertClean users experience improved oral health

- Pulizia profonda e protezione delle gengive sensibili
- Gengive fino a 7 volte più sane\* in sole 2 settimane
- Rimuove fino a 10 volte più placca\* per una pulizia profonda
- Tenace contro la placca, delicata sulle gengive

### Let ExpertClean adapt to your needs

- Pulizia dei denti personalizzata
- Ti avverte se stai esercitando troppa pressione
- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- BrushSync seleziona automaticamente la modalità più adatta a te

### Stay on track with personalized guidance

- Guida dettagliata per iniziare e mantenere sane abitudini

## In evidenza

### Rimuove fino a 10 volte più placca\*



Con la testina dello spazzolino elettrico Premium Plaque Defence C3 per la rimozione della placca sei sicuro di ottenere la pulizia più profonda possibile. Le setole morbide e flessibili sono progettate per seguire i contorni dei denti, offrendo una superficie di contatto 4 volte maggiore\*\*. Inoltre, rimuove fino a 10 volte più placca dai punti più difficili da raggiungere.

### Gengive fino a 7 volte più sane\*



Migliora la salute delle tue gengive con la testina G3 Premium Gum Care. Le setole piccole sono appositamente progettate per prendersi cura del bordo gengivale, garantendo una protezione totale per quest'area. Gli utenti che utilizzano questa testina hanno mostrato una riduzione fino al 100% delle infiammazioni alle gengive\* e gengive fino a 7 volte più sane in sole 2 settimane.\*

### Premium Plaque Defence C3



La testina Premium Plaque Defence C3 è stata progettata per offrire la pulizia più profonda di sempre. Grazie ai contorni morbidi e flessibili e alle setole che seguono perfettamente la forma


dei denti, offre una superficie di contatto 4 volte maggiore e ti aiuta a raggiungere anche i punti più difficili\*.

### Testina Premium Gum Care G3



La testina G3 Premium Gum Care è stata progettata per aiutarti a migliorare la salute delle tue gengive. Le setole piccole appositamente progettate si prendono delicatamente cura del bordo gengivale e offrono una pulizia efficace proprio nella zona dove i disturbi gengivali tendono a manifestarsi.

### Progress Report



ExpertClean ti offre una guida ideale per migliorare e mantenere abitudini di igiene orale salutari da seguire tra un checkup dal dentista e l'altro. Grazie ai sensori intelligenti integrati saprai quando stai esercitando una pressione eccessiva. Collegandoti all'app Sonicare, avrai un report dei progressi che ti aiuterà a percorrere sempre la strada giusta e ti mostrerà tutti i progressi che hai fatto.

### 4 modalità, 3 intensità



DiamondClean 9000 è dotato di modalità Clean, White+, Gum Health e Deep Clean+. La modalità Clean è ideale per una pulizia quotidiana,

White+ per rimuovere a fondo le macchie, Gum Health offre una pulizia efficace ma delicata per le gengive e Deep Clean+ consente di ottenere una pulizia profonda e tonificante. I tre livelli di intensità ti consentono di scegliere tra un'impostazione più alta per una pulizia profonda e una più bassa per le bocche più sensibili.

### Sensore di pressione integrato



Nel caso in cui tu stia esercitando troppa pressione, ExpertClean se ne accorrerà. Se devi diminuire la pressione, questo spazzolino intelligente emetterà un suono intermittente come promemoria per avisarti che è necessario lasciar lavorare la testina dello spazzolino. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per ottenere una pulizia migliore.

### Riconoscimento intelligente testina



Le testine intelligenti si assicurano che tu stia utilizzando la modalità e l'intensità giuste per ottenere le prestazioni migliori. Se ad esempio stai utilizzando la testina G3 Premium Gum Care, la tecnologia BrushSync di ExpertClean sincronizza automaticamente la testina dello spazzolino con la modalità Gum Health per aiutarti a ottenere i risultati migliori.

## ExpertClean 7500

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9631/16

# In evidenza


### Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usurano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di

sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.

### Batteria di lunga durata



In condizioni di normale utilizzo, lo spazzolino elettrico Philips può durare fino a due settimane con una sola ricarica.

### Semplifica i tuoi spostamenti



La custodia da viaggio premium consente di conservare lo spazzolino elettrico Philips serie 7900 in modo igienico, mentre il caricatore da viaggio compatto ti permetterà di averlo sempre pronto all'uso. Una singola ricarica completa garantisce due settimane di utilizzo regolare, mentre il caricatore sarà il tuo biglietto per viaggi più lunghi.

# ExpertClean 7500

Spazzolino elettrico sonico con app

HX9631/16

## Specifiche

### Connettività

**Tecnologia wireless Bluetooth®:** App per la pulizia denti connessa

### Assorbimento

**Voltaggio:** 110-220 V

### Specifiche tecniche

**Autonomia (da completamente carica a scarica):** 14 giorni\*\*\*

**Batteria:** Ricaricabile

**Tipo di batteria:** Agli ioni di litio

### Aspetto e rifiniture

**Colore:** Nero

### Assistenza

**Garanzia:** Garanzia limitata di 2 anni

### Compatibilità

**Compatibilità Android:** Telefoni Android, Tablet con tecnologia Bluetooth 4.0

**Compatibilità iOS:** iPad 3a gen o superiore, iPhone 4S o successivo, con iOS7 o successivo, con sistema operativo iOS7

### Facilità d'uso

**Manico:** Design ergonomico e compatto

**Compatibilità del manico:** Testine ad aggancio semplice

**Avviso di sostituzione:** Per garantire sempre risultati ottimali, l'icona del promemoria si illumina

### Accessori inclusi

**Custodia da viaggio:** Custodia di ricarica USB

**Caricabatterie:** 1

**Testine:** 1 G3 Premium Gum Care, 1 C3 Premium Plaque Defence

**Manico:** 1 ExpertClean

### Prestazioni di pulizia

**Velocità:** Fino a 62000 movimenti/min

**Benefici per la salute:** Gengive fino a 7 volte più sane\*

**Prestazioni:** Rimuove fino a 10 volte più placca\*

**Timer:** BrushPacer e SmarTimer

**Feedback sulla pressione esercitata:** Vibrazione del manico per avvertire l'utente

### Modalità

**3 intensità:** Bassa, Media, Alta

**Clean:** Ideale per un'eccezionale pulizia quotidiana

**Deep Clean+:** Offre una pulizia profonda

**Gum Health:** Fornisce una pulizia delicata ma efficace per le gengive

**White+:** Ideale per la rimozione delle macchie

### Associazione con modalità BrushSync

**Premium Plaque Defence C3:** Associazione con la modalità Clean

**6 G3 Premium Gum Care:** Associazione con la modalità Gum Health

### Tecnologia con sensore di movimento intelligente

**Promemoria per la sostituzione della testina**

**BrushSync:** Per sapere sempre quando, sostituire la testina

**Sensore di pressione:** Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

**Tecnologia BrushSync:** Connette il manico e, la testina intelligente

### Supporto software

**Aggiornamenti software:** Philips offre i relativi aggiornamenti software per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto.

