

# PHILIPS

## sonicare

Sonic elektrisk  
tannbørste

ProtectiveClean  
4300

Polerer bort ytre flekker

Et rengjøringsprogram (Clean)

Innebygd trykksensor og  
Brushsync



HX6806/04



## Skånsom og effektiv rengjøring

Fjern opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Eltannbørsten ProtectiveClean gir deg skånsom rengjøring, friskere munn og bedre plakkfjerning. Sonicare-teknologien vi bruker i alle våre eltannbørster er inspirert av tannpleien. Philips har forsket og utviklet munnpleieprodukter i over 20 år og har 25 millioner fornøyde Sonicare-brukere over hele verden. Philips Sonicare ProtectiveClean er en skånsom og effektiv elektrisk tannbørste i en god prisklasse.

<br>

### Bevist at den forbedrer munnhygien

- Fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste
- Sikker og skånsom på sensitive områder, tannarbeid og ortodontiske implantater

### Designed around you

- Bli vant til den nye tannbørsten din
- Oppmuntrer deg til å børste grundig

### Nyskapende teknologi

- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode
- Philips Sonicares avanserte soniske teknologi
- Kobler smarthåndtak med smartbørstehoder
- Sier ifra når du trykker for hardt

# Høydepunkter

## Si farvel til plakk



Tettpakkede børstehår av høy kvalitet fjerner opptil syv ganger så mye plakk som en manuell tannbørste. Og med den spesialbuende tuppen kommer du enkelt til tennene bak i munnen.

## Sikker og skånsom




Vær trygg på at du får en sikker pusseopplevelse: Den soniske teknologien vår gjør at den kan brukes på tannreguleringer, fyllinger, kroner og skallfasetter. Den forhindrer også hull og gir sunnere tannkjøtt.

## En ekte sonisk teknologi




Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

## Trykker du for hardt?



Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men den elektriske tannbørsten din gjør det. Hvis du trykker for hardt mot tannkjøttet, lager tannbørsten en pulserende lyd. Dette er en påminnelse om å pusse mer forsiktig.

## BrushSync-teknologi



Teknologi med mikrobrikke registrerer og synkroniserer smartbørstehodet med smarthåndtaket. Smarthåndtaket og smartbørstehodet fungerer godt sammen og gir deg smart byttepåminnelse.

## Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid. Men BrushSync-teknologien vet nøyaktig hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt


du har pusset. Når det er på tide å bytte børstehode, kommer det et lite lys på håndtaket, og du hører en kort pipelyd. Dermed kan du være trygg på at børstehodet gjør en god jobb.

## Easy-start-program



Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med Easy-start-programmet vårt kan du derfor øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.

## Nyttige tidtakere



QuadPacer varsler deg når du har brukt god nok tid på hver del i munnen, og Smartimer varsler deg når du har pusset tennene i to minutter, som er den anbefalte pussetiden.

# Spesifikasjoner

## Drift

Spenning: 110–220 V

## Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Opptil to uker

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

## Utforming og utseende

Farge: Pastellrosa

## Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

## Brukervennlighet

**Batteriindikator:** Lyset viser batteristatusen

**Håndtakets kompatibilitet:** Børstehoder som klikkes enkelt på plass

**Håndtak:** Slank, ergonomisk form

**Børstetid:** Opptil to uker

## Deler som medfølger

**Børstehoder:** 1 C2 Optimal Plaque Defence

**Håndtak:** 1 ProtectiveClean

**Lader:** 1

## Rengjøring

**Hastighet:** Opptil 62 000

børstebevegelser/min

**Ytelse:** Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk\*

**Helsefordeler:** Bidrar til å redusere hull

**Tidsbryter:** Quadpacer og SmarTimer

**Tilbakemelding om pussetrykk:** Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

## Moduser

**Clean:** For enestående hverdagsrengjøring

**To intensiteter:** Lav, Høy

## Teknologi med Smart-sensor

**Byttepåminnelse med BrushSync:** Få alltid

beskjed når du bør, bytte børstehode

**Trykksensor:** Sier ifra når du børster for hardt

