

PHILIPS

sonicare

Электрическая звуковая
зубная щетка с приложением

DiamondClean 9000

Удобное приложение для чистки
зубов

Встроенный датчик давления

Распознавание чистящей насадки

4 режима, 3 уровня интенсивности



HX9911/94



Еще более здоровые и белые зубы

Более белые зубы всего через 1 день****

Представляем самую элегантную электрическую зубную щетку Philips Sonicare с функцией отбеливания. Выберите Philips Sonicare.

Оцените стильный и удобный дизайн

- Простая зарядка и стильный дизайн

Здоровье полости рта у пользователей DiamondClean улучшилось

- Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами
- Удаляет в 10 раз больше налета* для тщательной чистки

Позвольте DiamondClean 9000 адаптироваться под ваши потребности


- Персонализированная чистка зубов
- Уведомляет о чрезмерном давлении на щетку
- BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим
- Знает, когда нужно заменить чистящую насадку

Следите за прогрессом с личным отчетом

- Создавайте и поддерживайте здоровые привычки

Основные особенности

Удаляет до 10 раз больше налета*




Будьте уверены в тщательной чистке зубов с чистящей насадкой C3 Premium Plaque Control. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.

C3 Premium Plaque Control



Чистящая насадка C3 Premium Plaque Control создана для тщательного ухода за полостью рта. Мягкая боковая часть и гибкие щетинки идеально повторяют контуры зубов, обеспечивая до 4 раз более тесный контакт и помогая удалять налет в труднодоступных местах*.

Отчет о сеансе



DiamondClean 9000 дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет следовать верному курсу и отслеживать ваш прогресс.

4 режима, 3 уровня интенсивности



DiamondClean 9000 располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка+) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+ (Осветление+) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка+) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.

Функция подключения BrushSync



Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку W3 Premium White. Технология DiamondClean 9000 BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом White+ (Осветление+) для эффективного отбеливания ваших зубов.

Встроенный датчик давления



DiamondClean 9000 регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы щетка издаст звуковой сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.

BrushSync: напоминания о замене



Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.

Длительное время работы от аккумулятора



Щетку DiamondClean 9000 можно использовать до двух недель без подзарядки (при регулярном использовании).

Характеристики

Подключения

Беспроводная технология Bluetooth®: Обучающее приложение

Мощность

Напряжение: 110–220 В

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной разрядки): 14 дней***

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн и отделка

Цвет: Розовое золото

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

Совместимость

Совместимость с ОС Android: Телефоны на базе ОС Android, Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

Совместимость с ОС iOS: iPad 3-го или более

высокого поколения, iPhone 4S или более поздней версии, с iOS7 или более поздней версией, с операционной системой версии iOS7

Удобство использования

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Совместимость ручки: Удобные съемные насадки

Индикатор замены: Для наилучших результатов, в качестве напоминания загорается значок

В комплекте

Ручка: 1 DiamondClean 9000

Насадки: C3 Premium Plaque Control, 1 шт.

Дорожный футляр: Дорожный зарядный чехол с USB

Стакан с зарядной базой: 1

База для зарядки: 1

Качество чистки

Скорость: 62 000 выметающих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше налета*

Таймер: BrushPacer и SmartTimer

Эффект осветления: Более белые зубы за 1 день*

Оценка силы нажатия: Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

Режимы

3 уровня интенсивности: Высокий, Низкий, Средняя

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Обеспечивает максимально тщательную чистку

Gum Health: Обеспечивает бережную и эффективную чистку десен

White+ (Осветление+): Для удаления потемнений

Технология интеллектуального датчика

BrushSync: напоминания о замене: Знает, когда нужно, заменить чистящую насадку

Датчик давления: Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

Технология BrushSync: Синхронизация зубной щетки и, чистящих насадок

Поддержка ПО

Обновления ПО: Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.



* по сравнению с обычной зубной щеткой

** по сравнению с DiamondClean

*** при использовании дважды в день в течение двух минут

**** в режиме White+ (Осветление+) при использовании отбеливающей зубной пасты от ведущих производителей, по сравнению с обычной зубной щеткой