

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

ProtectiveClean
4300

Ingebouwde poetsdruksensor

1 poetsstand

1 x BrushSync-functie



HX6848/92



Wittere tanden. Zachte reiniging.

Wittere tanden in slechts 1 week.

Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Wittere tanden in slechts één week

Innovatieve technologie

- Een vriendelijke herinnering om niet te hard te poetsen
- U haalt het maximale uit uw opzetborstels
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels
- Maakt het tandvlees in slechts 2 weken gezonder

Verbeterd de mondhygiëne

- Vullingen, kronen of gevoelige gebieden? Maakt u zich geen zorgen.

Ontworpen voor u

- Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel
- Aanmoediging om grondig te poetsen


Kenmerken

Natuurlijk wittere tanden



Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

Verbeterd de gezondheid van uw tandvlees



De i InterCare-opzetborstel is voorzien van extra lange, dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen om tandplak diep tussen uw tanden aan te pakken. Het is klinisch bewezen dat na twee weken uw tandvlees minder bloedt en dat ontstekingen afnemen.

Poetst u te hard?



U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

Veilig en zacht




U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

Philips Sonicare-technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Slimme vervangingsherinneringen



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar daar hebben we iets op bedacht: onze slimme borstelherkenningstechnologie houdt bij hoe lang patiënten hun opzetborstel gebruiken en hoe hard ze poetsen. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden. Op die manier weten ze zeker dat hun opzetborstel altijd optimaal presteert.

Handige timers



Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van de mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

Easy-start-programma



Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Daarom geeft ons EasyStart-programma u de mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

Specificaties

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit en lichtblauw

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Tot 2 weken

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 ProtectiveClean

Docking station: 1

Opzetborstels: 1 W2c Optimal White compact, 1 ic InterCare compact, 1 Sensitive-standaardborstel

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken, Helpt gaatjes verminderen

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

2 sterktes: Laag, Hoog

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

BrushSync-ervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

