

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

ProtectiveClean
4500

Capteur de pression intégré

2 modes de nettoyage

1 fonction BrushSync™

Housse de voyage



HX6839/28



Des dents plus blanches, en douceur. Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Éclaircit les dents en 1 semaine.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes
- Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Facilite le transport
- Encourage un brossage soigneux
- Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents

Technologie innovante

- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare
- Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes
- Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

Optimisez votre brossage

- Modes Clean et White

Points forts

Des dents naturellement plus blanches



Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Modes Clean et White




Que vous souhaitiez vous concentrer sur l'élimination de la plaque dentaire ou offrir à vos dents un excellent polissage, nous avons une solution : le mode Clean réalise un excellent nettoyage, tandis que le mode White est idéal pour éliminer les taches en surface.

Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

Trop de pression ?



Si vous ne vous rendez pas compte que vous vous brossez les dents trop fort, votre brosse à dents électrique équipée d'un capteur de pression vous alertera par le biais d'impulsions sonores pour vous rappeler de réduire votre pression.

Technologie BrushSync™




La technologie à puce de la Philips Sonicare 4500 permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement de tête de brosse intelligents.

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.

Minuteurs pratiques




Il vous faut un minuteur pour votre brosse à dents électrique ? La fonction QuadPacer vous permet de savoir quand vous avez suffisamment brossé chaque partie de votre dentition, tandis que la fonction SmarTimer vous prévient quand vous avez atteint vos deux minutes de brossage recommandées.

Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

Fonction Easystart



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc et bleu ciel

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Manche: Design ergonomique ultracompact

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Autonomie de brosse: Jusqu'à 2 semaines

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 W2 Optimal White

Manche: 1 ProtectiveClean

Housse de voyage: 1

Chargeur: 1

Performances de brosse

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brosse par minute

Bénéfices santé: Aide à réduire les caries

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Éclaircit les dents en une

semaine

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Blanc: Élimine les taches à la surface des dents

Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

